



Уважаемые дамы и господа!

Рады представить Вашему вниманию каталог продукции Российской динамично развивающейся компании "ТИТАН МЕДИКАЛ".

Приоритетным направлением Нашей компании является производство и поставка микрохирургических инструментов для офтальмологии. Соблюдая традиции прошлого, а также используя передовой опыт современных лидеров по производству медицинских инструментов, наша компания удовлетворяет самым высоким требованиям ведущих офтальмохирургов разных стран мира.

Гарантия высокого качества, оптимальные сроки поставки, а так же высокий уровень сервиса, делают сотрудничество с "ТИТАН МЕДИКАЛ" комфортным для наших клиентов.

Dear Ladies and Gentlemen,

We are glad to represent to your attention the catalogue of production of our dynamically developing company "TITAN MEDICAL".

The priority direction of our company is production and supply of microsurgical instruments for ophthalmology. Keeping the traditions of the past, and using the advanced experience of up-to-day leaders among manufacturers of medical instruments, our company fits the highest requirements of the leading ophthalmological surgeons from different countries of the world.

Guarantee of high quality, optimal terms of delivery and also high level of service make cooperation with "TITAN MEDICAL" comfortable for our clients.




DIAMOND KNIVES	1	АЛМАЗНЫЕ НОЖИ
DIAMOND PHACO KNIVES	1	АЛМАЗНЫЕ НОЖИ ДЛЯ ФАКО
STANDARD DIAMOND KNIVES	3	СТАНДАРТНЫЕ АЛМАЗНЫЕ НОЖИ
MICROMETR DIAMOND KNIVES	5	АЛМАЗНЫЕ НОЖИ С МИКРОМЕТРОМ
FORCEPS	7	ПИНЦЕТЫ
CAPSULORHEXIS FORCEPS	7	ПИНЦЕТЫ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА
CORNEAL FORCEPS	18	ПИНЦЕТЫ РОГОВИЧНЫЕ
SCLERAL FORCEPS	22	ПИНЦЕТЫ СКЛЕРАЛЬНЫЕ
CORNEAL, TYING FORCEPS	24	ПИНЦЕТЫ РОГОВИЧНО-ШОВНЫЕ
TYING FORCEPS	28	ПИНЦЕТЫ ШОВНЫЕ
IRIS FORCEPS	36	ПИНЦЕТЫ ДЛЯ РАДУЖКИ
IOL	38	ПИНЦЕТЫ ДЛЯ ИОЛ
FIXATION FORCEPS	42	ПИНЦЕТЫ ФИКСАЦИОННЫЕ
VARIOUS	45	ПИНЦЕТЫ РАЗЛИЧНЫЕ
NEEDLE HOLDERS	50	ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ
SCISSORS	54	НОЖНИЦЫ
VARIOUS INSTRUMENTS	66	РАЗЛИЧНЫЕ
EYE SPECULUM	66	ВЕКОРАСШИРИТЕЛИ
HOOKS	74	КРЮЧКИ
KNIVES AND PHACOCHOPPERS	82	НОЖИ И ФАКО ЧОППЕРЫ
SPATULAS	92	ШПАТЕЛИ
VARIOUS	101	РАЗНЫЕ
CANNULAS	113	КАНЮЛИ
VITREORETINAL INSTRUMENTS	119	ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

TDK 101

АЛМАЗНЫЙ НОЖ ДЛЯ ФАКО

DIAMOND PHACO KNIFE



Общая длина 120 мм

- Лезвие в форме полумесяца из натурального алмаза


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Crescent sharp edge diamond blade

TDK 102

АЛМАЗНЫЙ НОЖ ДЛЯ ФАКО

DIAMOND PHACO KNIFE



Общая длина 120 мм

- Лезвие из натурального алмаза с двумя острыми гранями


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 2 sharp front edges diamond blade

TDK 103

АЛМАЗНЫЙ НОЖ ДЛЯ ФАКО

DIAMOND PHACO KNIFE



Общая длина 120 мм

- Лезвие из натурального алмаза с двумя острыми гранями


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 2 sharp front edges diamond blade

TDK 104

АЛМАЗНЫЙ НОЖ ДЛЯ ФАКО

DIAMOND PHACO KNIFE



Общая длина 120 мм

- Лезвие из натурального алмаза с двумя острыми гранями


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 2 sharp front edges diamond blade

TDK 105

АЛМАЗНЫЙ НОЖ ДЛЯ ФАКО

DIAMOND PHACO KNIFE



Общая длина 120 мм

- Лезвие из натурального алмаза с двумя боковыми и передними острыми гранями


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 2 front and 2 side sharp edges diamond blade

TDK 106

АЛМАЗНЫЙ НОЖ ДЛЯ ФАКО

DIAMOND PHACO KNIFE



Общая длина 120 мм

- Лезвие из натурального алмаза с двумя боковыми и передними острыми гранями


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 2 front and 2 side sharp edges diamond blade

TDK 107

АЛМАЗНЫЙ НОЖ ДЛЯ ФАКО

DIAMOND PHACO KNIFE



Общая длина 120 мм

- Лезвие из натурального алмаза с двумя боковыми и передними острыми гранями


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 2 front and 2 side sharp edges diamond blade

TDK 108

АЛМАЗНЫЙ НОЖ ДЛЯ ФАКО

DIAMOND PHACO KNIFE



Общая длина 120 мм

- Трапецеобразное лезвие из натурального алмаза с 4-мя острыми гранями


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Trapezoidal 4 sharp edges diamond blade

TDK 109

АЛМАЗНЫЙ НОЖ ДЛЯ ФАКО

DIAMOND PHACO KNIFE



Общая длина 120 мм

- Трапецеобразное лезвие из натурального алмаза с 4-мя острыми гранями


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Trapezoidal 4 sharp edges diamond blade

TDK 110

АЛМАЗНЫЙ НОЖ ДЛЯ ФАКО

DIAMOND PHACO KNIFE



Общая длина 120 мм


- Лезвие из натурального алмаза с двумя боковыми и передними острыми гранями

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 2 sharp front edges diamond blade

СТАНДАРТНЫЙ АЛМАЗНЫЙ НОЖ


STANDARD DIAMOND KNIFE



TDK 201

СТАНДАРТНЫЙ АЛМАЗНЫЙ НОЖ

STANDARD DIAMOND KNIFE



Общая длина 120 мм

- Лезвие из натурального алмаза, угол 30 градусов
- Ширина лезвия 1 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Single 30 degree edge gem quality diamond blade
- Blade wide 1.0 mm

TDK 202

СТАНДАРТНЫЙ АЛМАЗНЫЙ НОЖ

STANDARD DIAMOND KNIFE



Общая длина 120 мм

- Лезвие из натурального алмаза, угол 45 градусов
- Ширина лезвия 1 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Single 45 degree edge gem quality diamond blade
- Blade wide 1.0 mm

TDK 203

СТАНДАРТНЫЙ АЛМАЗНЫЙ НОЖ

STANDARD DIAMOND KNIFE



Общая длина 120 мм

- Вертикальное лезвие из натурального алмаза, угол 45 градусов
- Ширина лезвия 1 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Single vertical 45 degree edge gem quality diamond blade
- Blade wide 1.0 mm

TDK 204

СТАНДАРТНЫЙ АЛМАЗНЫЙ НОЖ

STANDARD DIAMOND KNIFE



Общая длина 120 мм

- Лезвие из натурального алмаза с вертикальной и скошенной под углом 45 градусов границами
- Ширина лезвия 1 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Double vertical and 45 degree edge gem quality diamond blade
- Blade wide 1.0 mm

TDK 205

СТАНДАРТНЫЙ АЛМАЗНЫЙ НОЖ

STANDARD DIAMOND KNIFE



Общая длина 120 мм

- Трехгранное лезвие из натурального алмаза
- Ширина лезвия 1 мм




Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Trifacet gem quality diamond blade
- Blade wide 1.0 mm

TDK 206

СТАНДАРТНЫЙ АЛМАЗНЫЙ НОЖ

STANDARD DIAMOND KNIFE



Общая длина 120 мм

- Кольеобразное лезвие из натурального алмаза, угол 60 градусов
- Ширина лезвия 1 мм




Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Spear type 60 degree edge gem quality diamond blade
- Blade wide 1.0 mm

TDK 207

СТАНДАРТНЫЙ АЛМАЗНЫЙ НОЖ

STANDARD DIAMOND KNIFE



Общая длина 120 мм

- Кольеобразное лезвие из натурального алмаза, 4-х стороннее
- Ширина лезвия 1 мм




Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Spear type 4 edges gem quality diamond blade
- Blade wide 1.0 mm

TDK 208

СТАНДАРТНЫЙ АЛМАЗНЫЙ НОЖ

STANDARD DIAMOND KNIFE



Общая длина 120 мм

- Лезвие из натурального алмаза с вертикальной и скошенной под углом 30 градусов границами
- Ширина лезвия 1 мм




Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Double vertical and 30 degree edge gem quality diamond blade
- Blade wide 1.0 mm

TDK 209

СТАНДАРТНЫЙ АЛМАЗНЫЙ НОЖ

STANDARD DIAMOND KNIFE



Общая длина 120 мм

- Лезвие из натурального алмаза типа «Соха»
- Ширина лезвия 1 мм



Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Radial keratotomy blade
- Blade wide 1.0 mm

АЛМАЗНЫЙ НОЖ С МИКРОМЕТРОМ

MICROMETER DIAMOND KNIFE




- Общая длина 120 мм
- Лезвие из натурального алмаза

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- diamond blade

TDK 301

АЛМАЗНЫЙ НОЖ С МИКРОМЕТРОМ

MICROMETER DIAMOND KNIFE




Общая длина 120 мм
- Лезвие из натурального алмаза, угол 30 градусов

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- 30° single edge diamond blade

TDK 302

АЛМАЗНЫЙ НОЖ С МИКРОМЕТРОМ

MICROMETER DIAMOND KNIFE




Общая длина 120 мм
- Лезвие из натурального алмаза, угол 45 градусов

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- 45° single edge diamond blade

TDK 303

АЛМАЗНЫЙ НОЖ С МИКРОМЕТРОМ

MICROMETER DIAMOND KNIFE




Общая длина 120 мм
- Вертикальное лезвие из натурального алмаза, угол 45 градусов

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- 45° single edge diamond blade

TDK 304

АЛМАЗНЫЙ НОЖ С МИКРОМЕТРОМ

MICROMETER DIAMOND KNIFE




Общая длина 120 мм
- Лезвие из натурального алмаза с вертикальной и скошенной под углом 45 градусов границами

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- 45° double edge blade diamond blade

TDK 305

АЛМАЗНЫЙ НОЖ С МИКРОМЕТРОМ

MICROMETER DIAMOND KNIFE




Общая длина 120 мм
- Трехгранное лезвие из натурального алмаза

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- Trifacet diamond blade

TDK 306

АЛМАЗНЫЙ НОЖ С МИКРОМЕТРОМ

MICROMETER DIAMOND KNIFE




Общая длина 120 мм
- Трехгранное лезвие из натурального алмаза

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- Trifacet diamond blade

TDK 307

АЛМАЗНЫЙ НОЖ С МИКРОМЕТРОМ

MICROMETER DIAMOND KNIFE




Общая длина 120 мм
- Трехгранное лезвие из натурального алмаза

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- Trifacet diamond blade

TMB 104.45°

ЛЕЗВИЕ 45 ГРАДУСОВ "САПОЖНЫЙ НОЖ"

STAINLESS BLADE 45 DEGREE




- Одноразовое, стальное для микрохирургических операций
- Длина лезвия 8 мм
- Ширина лезвия 1,6 мм
- Угол заточки 45 градусов

- Disposable, steel for microsurgical operations
- Length of an edge of 8 mm
- Width of an edge of 1,6 mm
- A corner of sharpening of 45 degrees

TMB 104.30°

ЛЕЗВИЕ 30 ГРАДУСОВ "САПОЖНЫЙ НОЖ"

STAINLESS OF BLADE 30 DEGREE



- Одноразовое, стальное для микрохирургических операций
- Длина лезвия 8 мм
- Ширина лезвия 1,6 мм
- Угол заточки 30 градусов

- Disposable, steel for microsurgical operations
- Length of an edge of 8 mm
- Width of an edge of 1,6 mm
- A corner of sharpening of 30 degrees


TMF 101

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ИЗОГНУТЫЙ, СТАЛЬНОЙ



Общая длина 120 мм

- Деликатные кончики длиной 11 мм
- Остроконечные рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Круглая ручка диаметром 8 мм




CAPSULORHEXIS FORCEPS CURVED, STAINLESS STEEL

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Delicate shafts 11 m long
- Sharp working parts have notshes at a distance of 2,75 and 5,5 mm for the control of the capsulorhexis
- Round handle 8 mm dia


TMF 102

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ИЗОГНУТЫЙ, СТАЛЬНОЙ



Общая длина 120 мм

- Деликатные кончики длиной 11 мм
- Удерживающие рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Круглая ручка диаметром 8 мм



CAPSULORHEXIS FORCEPS CURVED, STAINLESS STEEL

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Delicate shafts 11 m long
- Grasping working parts have notshes at a distance of 2,75 and 5,5 mm for the control of the capsulorhexis
- Round handle 8 mm dia


TMF 103

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ИЗОГНУТЫЙ, СТАЛЬНОЙ



Общая длина 120 мм

- Деликатные кончики длиной 11 мм
- Комбинированные рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Круглая ручка диаметром 8 мм




CAPSULORHEXIS FORCEPS CURVED, STAINLESS STEEL

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Delicate shafts 11 m long
- Combined working parts have notshes at a distance of 2,75 and 5,5 mm for the control of the capsulorhexis
- Round handle 8 mm dia


TMF 104

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА, ИЗОГНУТЫЙ ПОД УГЛОМ, СТАЛЬНОЙ



Общая длина 120 мм

- Деликатные кончики длиной 11 мм
- Остроконечные рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Круглая ручка диаметром 8 мм




CAPSULORHEXIS FORCEPS, ANGLED STAINLESS STEEL

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Delicate shafts 11 m long
- Sharp working parts have notshes at a distance of 2,75 and 5,5 mm for the control of the capsulorhexis
- Round handle 8 mm dia


TMF 105

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ИЗОГНУТЫЙ ПОД УГЛОМ, СТАЛЬНОЙ



Общая длина 120 мм

- Деликатные кончики длиной 11 мм
- Удерживающие рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Круглая ручка диаметром 8 мм



CAPSULORHEXIS FORCEPS ANGLED, STAINLESS STEEL


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Delicate shafts 11 m long
- Grasping working parts have notshes at a distance of 2,75 and 5,5 mm for the control of the capsulorhexis
- Round handle 8 mm dia

TMF 106


ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА
ИЗОГНУТЫЙ ПОД УГЛОМ, СТАЛЬНЫЙ

CAPSULORHEXIS FORCEPS ANGLED,
STAINLESS STEEL



Общая длина 120 мм

- Деликатные кончики длиной 11 мм
- Комбинированные рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Круглая ручка диаметром 8 мм



Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Delicate shafts 11 mm long
- Combined working parts have notches at a distance of 2,75 and 5,5 mm for the control of the capsulorhexis
- Round handle 8 mm dia

TMF 111

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ИЗОГНУТЫЙ
ТИПА УТРАТА, ТИТАНОВЫЙ

UTRATA CAPSULOREXHS FORCEPS
CURVED, TITANIUM



Общая длина 102 мм

- Деликатные кончики длиной 11 мм
- Концы для удержания покрыты карбидом вольфрама
- Плоская ручка шириной 10 мм



Overall length 102 mm, 4.0 inches

- Delicate shafts 11 mm long
- TC grasping tips
- Flat handle 10 mm wide

TMF 112

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ИЗОГНУТЫЙ
ТИПА УТРАТА, ТИТАНОВЫЙ

UTRATA CAPSULOREXHS FORCEPS
CURVED, TITANIUM



Общая длина 102 мм

- Деликатные концы длиной 11 мм
- Удерживающие части покрыты карбидом вольфрама
- Заостренные концы
- Плоская ручка шириной 10 мм




Overall length 102 mm, 4.0 inches

- Delicate shafts 11 mm long
- TC grasping parts
- Sharp tips
- Flat handle 10 mm wide

TMF 113

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ИЗОГНУТЫЙ
ТИПА УТРАТА, ТИТАНОВЫЙ

UTRATA CAPSULOREXHS FORCEPS
CURVED, TITANIUM



Общая длина 102 мм

- Деликатные кончики длиной 11 мм
- Удерживающие части, покрытые карбидом вольфрама
- Удерживающие концы с канавкой
- Плоская ручка шириной 10 мм




Overall length 102mm, 4.0 inches

- Delicate shafts 11 mm long
- TC grasping parts
- Grasping tips with groove
- Flat handle 10 mm wide

TMF 114

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ТИПА УТРАТА
ИЗОГНУТЫЙ ПОД УГЛОМ, ТИТАНОВЫЙ

UTRATA CAPSULOREXHS FORCEPS,
ANGLED TITANIUM



Общая длина 102 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Удерживающие части, покрытые карбидом вольфрама
- Деликатные кончики длиной 11 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм




Overall length 102 mm, 4.0 inches

- Angled 45 degree
- TC grasping parts
- Delicate shafts 11 mm long
- Flat handle 10 mm wide

TMF 115

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ТИПА УТРАТА
ИЗОГНУТЫЙ ПОД УГЛОМ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 102 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Удерживающие части, покрытые карбидом вольфрама
- Деликатные кончики длиной 11 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Острые концы



UTRATA CAPSULOREXHIS FORCEPS,
ANGLED TITANIUM

Overall length 102 mm, 4.0 inches

- Angled at 45 degree
- TC grasping parts
- Delicate shafts 11 mm long
- Flat handle 10 mm wide
- Sharp tips

TMF 116

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ТИПА УТРАТА
ИЗОГНУТЫЙ ПОД УГЛОМ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 102 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Удерживающие части, покрытые карбидом вольфрама
- Деликатные кончики длиной 11 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Концы с канавкой



UTRATA CAPSULOREXHIS FORCEPS,
ANGLED TITANIUM

Overall length 102 mm, 4.0 inches

- 45° degree angle
- TC grasping parts
- Delicate shafts 11 mm long
- Flat handle 10 mm wide
- Tips with groove

TMF 117

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ИЗОГНУТЫЙ
ТИПА УТРАТА, СТАЛЬНОЙ



Общая длина 102 мм

- Деликатные концы длиной 11 мм
- Заостренные концы
- Плоская ручка шириной 10 мм




UTRATA CAPSULOREXHIS FORCEPS,
CURVED, STAINLESS STEEL

Overall length 102 mm, 4.0 inches

- Delicate shafts 11 mm long
- Sharp tips
- Flat handle 10 mm wide

TMF 121

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ТИПА УТРАТА
ИЗОГНУТЫЙ ПОД УГЛОМ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 105 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Удерживающие концы, покрытые карбидом вольфрама
- Деликатные кончики длиной 11.5 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм
- Острые концы




UTRATA CAPSULOREXHIS FORCEPS,
ANGLED, TITANIUM

Overall length 105 mm, 4.1 inches

- Angled at 45 degree
- TC grasping tips
- Delicate shafts 11.5 mm long
- Round handle 8 mm dia
- Sharp tips

TMF 122

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ТИПА УТРАТА
ИЗОГНУТЫЙ ПОД УГЛОМ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 105 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Концы для удержания покрыты карбидом вольфрама
- Деликатные кончики длиной 11.5 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм



UTRATA CAPSULOREXHIS FORCEPS,
ANGLED, TITANIUM

Overall length 105 mm, 4.1 inches

- Angled at 45 degree
- TC grasping tips
- Delicate shafts 11.5 mm long
- Round handle 8 mm dia

TMF 123

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ИЗОГНУТЫЙ
ПОД УГЛОМ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 105 мм

- Деликатные кончики длиной 11.5 мм
- Концы, покрытые карбидом вольфрама
- Комбинированные кончики
- Круглая ручка диаметром 8 мм



CAPSULOREXHIS FORCEPS
ANGLED, TITANIUM

Overall length 105 mm, 4.1 inches

- Delicate 11.5 mm long shafts
- TC tips
- Sharp and grasping tips
- Round handle 8 mm dia

TMF 124

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ИЗОГНУТЫЙ
ТИПА УТРАТА, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 105мм

- Острые концы
- Кончики покрыты карбидом вольфрама
- Деликатные кончики длиной 11.5 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм



UTRATA CAPSULOREXHIS FORCEPS
CURVED, TITANIUM

Overall length 105 mm, 4.1 inches

- Sharp tips
- TC tips
- Delicate 11.5 mm long shafts
- Round handle 8 mm dia

TMF 125

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ИЗОГНУТЫЙ
ТИПА УТРАТА, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 105 мм

- Кончики для удержания
- Кончики покрыты карбидом вольфрама
- Деликатные кончики длиной 11.5 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм



UTRATA CAPSULOREXHIS FORCEPS
CURVED, TITANIUM

Overall length 105 mm, 4.1 inches


- Grasping tips
- TC grasping parts
- Delicate 11.5 mm long shafts
- Round handle 8 mm dia

TMF 133

ПИНЦЕТ ДЛЯ ДМЕК, ТИТАНОВЫЙ

DMEK

DMEK FORCEPS, TITANIUM



Общая длина 112 мм

- Деликатные кончики с насечкой
- Используется через разрез 1.8 мм
- Плоская ручка шириной 8 мм с противовесом




Overall length 82 mm, 3.2 inches

- Delicate serrated tips
- Works within a 1.8 mm incision
- Flat handle 8 mm

TMF 127

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА
ИЗОГНУТЫЙ ПОД УГЛОМ, СТАЛЬНОЙ



Общая длина 82 мм

- Рабочая часть изогнута под углом 45 градусов
- Остроконечные кончики длиной 13 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм



UTRATA CAPSULORHEXIS FORCEPS,
STAINLESS

Overall length 82 mm, 3.2 inches

- Angled 45 degree
- Delicate shafts 13mm long
- Flat handle 7 mm wide

TMF 128

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ИЗОГНУТЫЙ,
СТАЛЬНОЙ

UTRATA CAPSULORHEXIS FORCEPS
CURVED, STAINLESS



Общая длина 82 мм

- Остроконечные кончики длиной 13 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм


Overall length 82 mm, 3.2 inches

- Delicate shafts 13 mm long
- Flat handle 7 mm wide

TMF 129

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ИЗОГНУТЫЙ
ПОД УГЛОМ, ТИТАНОВЫЙ

UTRATA CAPSULORHEXIS FORCEPS
ANGLED, TITANIUM



Общая длина 82 мм

- Рабочая часть изогнута под 45 градусов
- Остроконечные кончики длиной 13 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм
- Кончики покрыты карбидом вольфрама


Overall length 82 mm, 3.2 inches

- Angled 45 degree
- Delicate shafts 13 mm long
- Flat handle 7 mm wide
- TC tips

TMF 130

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ИЗОГНУТЫЙ,
ТИТАНОВЫЙ

UTRATA CAPSULORHEXIS FORCEPS
CURVED, TITANIUM



Общая длина 82 мм

- Остроконечные кончики длиной 13 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм
- Кончики покрыты карбидом вольфрама


Overall length 82 mm, 3.2 inches

- Delicate shafts 13 mm long
- Flat handle 7 mm wide
- TC tips

TMF 131

ПИНЦЕТ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ КАПСУЛЬНЫЙ,
ТИТАНОВЫЙ

ANTERIOR CHAMBER FORCEPS
ANGLED, TITANIUM



Общая длина 74 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Платформы длиной 1,4 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики длиной 8 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм

Overall length 74 mm, 2.9 inches


- Angled 45 degree
- 1,4 mm tying platforms
- TC platforms
- Delicate shafts 8.0 mm long
- Flat handle 7 mm wide

TMF 132

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОТОМИИ ПРИ
ФЕМОТОКАТАРАКТЕ

FEMTOSECOND ASSISTED CATARACT
SURGERY

CAPSULOTOMY FORCEPS TO LIFT
CAPSULE



Общая длина 82 мм

- Тупоконечные рабочие части 13 мм для подъема капсулы после отделения фемтосекундным лазером
- Используется через разрез 1.8 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм

Overall length 82 mm, 3.2 inches

- Working part 13 mm with blunt tips to safely lift capsule after separation by femtosecond laser
- Works within a 1.8 mm incision
- Flat handle 7 mm

TMF 150

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПЕРЕКРЕСТНОГО
ДЕЙСТВИЯ ТРЕХШАРНИРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ

CROSS ACTION CAPSULORHEXIS
FORCEPS THREE JOINTS



Общая длина 112 мм

- Стальные деликатные кончики длиной 11мм
- Остроконечные рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Титановая плоская ручка шириной 8мм


Overall length 112 mm

- Delicate shafts 11 mm long
- Sharp stainless working parts have notches at a distance of 2.75 and 5.5 mm for the control of the size of the capsulorhexis
- Titanium flat handle 8mm wide

TMF 151

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ
ТРЕХШАРНИРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ ПОД УГЛОМ

CROSS ACTION CAPSULORHEXIS FORCEPS
THREE JOINTS ANGLED



Общая длина 112 мм

- Стальные деликатные кончики длиной 11мм
- Остроконечные рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Титановая плоская ручка шириной 8мм

Overall length 112 mm

- Delicate shafts 11 mm long
- Sharp stainless working parts have notches at a distance of 2.75 and 5.5 mm for the control of the size of the capsulorhexis
- Titanium flat handle 8mm wide

TMF 164

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ
ТРЕХШАРНИРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ

CROSS ACTION CAPSULORHEXIS FORCEPS
THREE JOINTS CURVED



Общая длина 118 мм

- Стальные деликатные кончики длиной 11мм
- Остроконечные рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Титановая плоская ручка шириной 8 мм


Overall length 118 mm

- Delicate shafts 11 mm long
- Sharp stainless working parts have notches at a distance of 2.75 and 5.5 mm for the control of the size of the capsulorhexis
- Titanium flat handle 8mm wide

TMF 165

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ
ТРЕХШАРНИРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ ПОД УГЛОМ

CROSS ACTION CAPSULORHEXIS FORCEPS
THREE JOINTS ANGLED



Общая длина 118 мм

- Стальные деликатные кончики длиной 11мм
- Остроконечные рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Титановая плоская ручка шириной 8мм

Overall length 118 mm

- Delicate shafts 11 mm long
- Sharp stainless working parts have notches at a distance of 2.75 and 5.5 mm for the control of the size of the capsulorhexis
- Titanium flat handle 8mm wide

TMF 166

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ
ТРЕХШАРНИРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

CROSS ACTION CAPSULORHEXIS FORCEPS
THREE JOINTS CURVED



Общая длина 118 мм

- Деликатные кончики длиной 11мм
- Остроконечные рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Плоская ручка шириной 8мм

Overall length 118 mm

- Delicate shafts 11 mm long
- Sharp titanium working parts have notches at a distance of 2.75 and 5.5 mm for the control of the size of the capsulorhexis
- Titanium flat handle 8mm wide

TMF 167

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ
ТРЕХШАРНИРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ ПОД УГЛОМ, ТИТАНОВЫЙ

CROSS ACTION CAPSULORHEXIS FORCEPS
THREE JOINTS ANGLED



Общая длина 118 мм

- Деликатные кончики длиной 11 мм
- Остроконечные рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Плоская ручка шириной 8 мм

Overall length 118 mm

- Delicate shafts 11 mm long
- Sharp titanium working parts have notches at a distance of 2.75 and 5.5 mm for the control of the size of the capsulorhexis
- Titanium flat handle 8mm wide

TMF 168

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ
ТРЕХШАРНИРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

CROSS ACTION CAPSULORHEXIS FORCEPS
THREE JOINTS CURVED



Общая длина 118 мм

- Деликатные кончики длиной 11 мм
- Остроконечные рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Титановая плоская ручка шириной 8 мм

Overall length 118 mm

- Super delicate shafts 11 mm long
- Sharp stainless working parts have notches at a distance of 2.75 and 5.5 mm for the control of the size of the capsulorhexis
- Titanium flat handle 8mm wide

TMF 169

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ
ТРЕХШАРНИРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ ПОД УГЛОМ, ТИТАНОВЫЙ

CROSS ACTION CAPSULORHEXIS FORCEPS
THREE JOINTS ANGLED



Общая длина 118 мм

- Деликатные кончики длиной 11 мм
- Остроконечные рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Титановая плоская ручка шириной 8 мм

Overall length 118 mm

- Super delicate shafts 11 mm long
- Sharp stainless working parts have notches at a distance of 2.75 and 5.5 mm for the control of the size of the capsulorhexis
- Titanium flat handle 8mm wide

TMF 184

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ
ТРЕХШАРНИРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ

CROSS ACTION CAPSULORHEXIS FORCEPS
THREE JOINTS CURVED



Общая длина 112 мм

- Стальные деликатные кончики длиной 11 мм
- Остроконечные рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Титановая плоская ручка шириной 8 мм


Overall length 112 mm

- Delicate shafts 11 mm long
- Sharp stainless working parts have notches at a distance of 2.75 and 5.5 mm for the control of the size of the capsulorhexis
- Titanium flat handle 8mm wide

TMF 185

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ
ТРЕХШАРНИРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ ПОД УГЛОМ

CROSS ACTION CAPSULORHEXIS FORCEPS
THREE JOINTS ANGLED



Общая длина 112 мм

- Стальные деликатные кончики длиной 11 мм
- Остроконечные рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Титановая плоская ручка шириной 8 мм


Overall length 112 mm

- Delicate shafts 11 mm long
- Sharp stainless working parts have notches at a distance of 2.75 and 5.5 mm for the control of the size of the capsulorhexis
- Titanium flat handle 8mm wide

TMF 186

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ
ТРЕХШАРНИРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

CROSS ACTION CAPSULORHEXIS FORCEPS
THREE JOINTS CURVED



Общая длина 112 мм
- Сверхделикатные кончики 11 мм
- Остроконечные рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Плоская ручка шириной 8,0 мм с противовесом

Overall length 112 mm
- Super delicate shafts 11 mm long
- Sharp titanium working parts have notches at a distance of 2.75 and 5.5 mm for the control of the size of the capsulorhexis
- Titanium flat handle 8 mm wide

TMF 187

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ
ТРЕХШАРНИРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ ПОД УГЛОМ, ТИТАНОВЫЙ

CROSS ACTION CAPSULORHEXIS FORCEPS
THREE JOINTS ANGLED



Общая длина 112 мм
- Сверхделикатные кончики длиной 11 мм
- Остроконечные рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Плоская ручка шириной 8,0 мм с противовесом

Overall length 112 mm
- Super delicate shafts 11 mm long
- Sharp titanium working parts have notches at a distance of 2.75 and 5.5 mm for the control of the size of the capsulorhexis
- Titanium flat handle 8 mm wide

TMF 188

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ
ТРЕХШАРНИРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

CROSS ACTION CAPSULORHEXIS FORCEPS
THREE JOINTS CURVED



Общая длина 112 мм
- Сверхделикатные кончики 11 мм с насечкой
- Остроконечные рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Плоская ручка шириной 8 мм с противовесом

Overall length 112 mm
- Super delicate shafts 11 mm long
- Sharp titanium working parts have notches at a distance of 2.75 and 5.5 mm for the control of the size of the capsulorhexis
- Titanium flat handle 8 mm wide

TMF 189

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ
ТРЕХШАРНИРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ ПОД УГЛОМ, ТИТАНОВЫЙ

CROSS ACTION CAPSULORHEXIS FORCEPS
THREE JOINTS ANGLED



Общая длина 112 мм
- Сверхделикатные кончики длиной 11 мм с насечкой
- Остроконечные рабочие части имеют насечки на расстоянии 2,75 и 5,5 мм для контроля размера капсулорексиса
- Плоская ручка шириной 8,0 мм с противовесом

Overall length 112 mm
- Super delicate shafts 11 mm long
- Sharp titanium working parts have notches at a distance of 2.75 and 5.5 mm for the control of the size of the capsulorhexis
- Titanium flat handle 8 mm wide

TMV 101

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПО КЕРШНЕРУ

KERSHNER CAPSULORHEXIS FORCEPS



Общая длина 140 мм
- Рабочая часть с трубкой 24 мм
- Корпус титановый диаметром 7.3 мм
- Длина рабочей части бранш 1.7 мм
- Трубка стальная диаметром 0.6 мм

Working part with a tube 24 mm
- Titanium case 7.3 mm dia
- Curved tube 0.6 mm dia, stainless
- Sharp working part of branches 1.7 mm
- Tips platform 0.5 mm long

TMV 102

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА, ПО ИКЕДА

IKEDA CAPSULORHEXIS FORCEPS



Рабочая длина пинцетов с трубкой 17 мм

- Корпус титановый диаметром 7,3 мм
- Длина рабочей части бранш 0,9 мм
- Трубка стальная диаметром 0,6 мм

Working part with a tube 17 mm

- Titanium case 7.3 mm dia
- Curved tube 0.6 mm dia, stainless
- Working part of branches 0.9 mm

TMV 103

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА

CAPSULOREXHS FORCEPS



Рабочая длина пинцетов с трубкой 17 мм

- Корпус титановый диаметром 7,3 мм
- Длина рабочей части бранш 0,6 мм
- Трубка стальная диаметром 0,6 мм

Working length with a tube 17 mm

- Titanium case 7.3 mm dia
- Curved tube 0.6 mm dia, stainless
- Working part of branches 0.6 mm
- Tips platform 0.25 mm long

TMV 243

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КАПСУЛОТОМИИ
ИЗОГНУТЫЕ ПО РЕБРУ

CURVED SCISSORS



Рабочая длина ножниц с трубкой 25 мм

- Корпус титановый диаметром 7,3 мм
- Длина рабочей части бранш 2,0 мм
- Трубка стальная диаметром 0,6 мм

Working length with a tube 25 mm

- Titanium case 7.3 mm dia
- Straight tube 0.6 mm dia, stainless
- Curved by R12 mm sharp blades 2.0 mm long

TMV 244

НОЖНИЦЫ ПРАВЫЕ ДЛЯ КАПСУЛОТОМИИ

CAPSULOTOMY SCISSORS, RIGHT



Рабочая длина с трубкой 25 мм

- Титановый корпус 7.3 мм диаметром
- Изогнутая стальная трубка 0.6 мм диаметром
- Изогнутые лезвия длиной 2.0 мм

Working length with a tube 25 mm

- Titanium case 7.3 mm dia
- Curved tube 0.6 mm dia, stainless
- Curved sharp blades 2.0 mm long

TMV 245

НОЖНИЦЫ ЛЕВЫЕ ДЛЯ КАПСУЛОТОМИИ

CAPSULOTOMY SCISSORS, LEFT



Рабочая длина с трубкой 25 мм

- Титановый корпус 7.3 мм диаметром
- Изогнутая стальная трубка 0.6 мм диаметром
- Изогнутые лезвия длиной 2.0 мм

Working length with a tube 25 mm

- Titanium case 7.3 mm dia
- Curved tube 0.6 mm dia, stainless
- Curved sharp blades 2.0 mm long

TMV 246

НОЖНИЦЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ КАПСУЛОТОМИИ

CAPSULOTOMY SCISSORS, STRAIGHT



Общая длина с трубкой 22 мм

- Титановый корпус диаметром 7.3 мм
- Лезвия длиной 1.9 мм
- Изогнутая стальная трубка диаметром 0.6 мм

Working length with a tube 22 mm

- Titanium case 7.3 mm dia
- Curved tube 0.6 mm dia, stainless
- Sharp blades 1,9 mm long

TMV 170

ПИНЦЕТ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ «КРОКОДИЛ»

DSAEK, SMILE

MICROFORCEPS FOR ANTERIOR CHAMBER "CROCODILE"



Общая длина 140 мм

- Рабочая часть с трубкой 17 мм
- Стальная трубка диаметром 0,63 мм
- Бранши 2,5 мм, платформа 1,7 мм

Overall length 140 mm

- Working part with tube 17 mm
- Stainless curve tube 0,63 mm dia
- Branches 2,5 mm, serrated platform 1,7 mm

TMV 181

ПИНЦЕТ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ПЕРЕДНЕКАМЕРНОЙ IOL

ICL

FORCEPS FOR IMPLANTATION ICL



Общая длина 145 мм

- Рабочая часть для атравматичного удержания ICL
- Стальная трубка диаметром 0,63 мм

Overall length 145 mm

- Designed jaws with atraumatic ridges to grasp the ICL
- Stainless curved tube 0,63 mm dia

TMF 140

ПИНЦЕТ ДЛЯ МИКРОКАПСУЛОРЕКСИСА ПО КЕРШНЕРУ МОНОБЛОК

KERSHNER MICRO CAPSULORHEXIS FORCEPS MONOBLOCK



Общая длина 131 мм

- Корпус титановый длиной 110 мм
- Длина рабочей части с трубкой 21 мм
- Длина бранши 1,7 мм
- Стальная трубка диаметром 0,63 мм (23 G)

Overall length 131 mm

- Titanium corpus 110 mm long
- Working part length with a tube 21 mm
- Branches length 1,7 mm
- Stainless tube 0,63 mm (23G)

TMF 141

ПИНЦЕТ ДЛЯ МИКРОКАПСУЛОРЕКСИСА ПО ШУХОВУ МОНОБЛОК

SHUHOV MICRO CAPSULORHEXIS FORCEPS MONOBLOCK



Общая длина 127 мм

- Корпус титановый длиной 110 мм
- Длина рабочей части с трубкой 17 мм
- Длина бранши 0,6 мм
- Стальная трубка диаметром 0,63 мм (23 G)

Overall length 127 mm

- Titanium corpus 110 mm long
- Working part length with a tube 17 mm
- Branches length 0,6 mm
- Stainless tube 0,63 mm (23G)

TMF 142

ПИНЦЕТ ДЛЯ МИКРОКАПСУЛОРЕКСИСА
ПО ИКЕДА-ФАЙН МОНОБЛОК

FINE-IKEDA MICRO CAPSULORHEXIS
FORCEPS MONOBLOCK



Общая длина 127 мм

- Корпус титановый длиной 110 мм
- Длина рабочей части с трубкой 17 мм
- Длина бранши 0,6 мм
- Стальная трубка диаметром 0,63 мм(23 G)

Overall length 127 mm

- Titanium corpus 110 mm long
- Working part lenght with a tube 17 mm
- Branches lenght 0,6 mm
- Stainless tube 0,63 mm (23G)

TMF 143

НОЖНИЦЫ ДЛЯ МИКРОКАПСУЛОТОМИИ,
ИЗОГНУТЫЕ ПО РЕБРУ, МОНОБЛОК

MICRO CAPSULOTOMY SCISSORS CURVED
MONOBLOCK



Общая длина 127 мм

- Корпус титановый длиной 110 мм
- Длина рабочей части с трубкой 17 мм
- Длина бранши 2,0 мм
- Стальная трубка диаметром 0,63 мм(23 G)

Overall length 127 mm

- Titanium corpus 110 mm long
- Working part lenght with a tube 17 mm
- Branches lenght 2,0 mm
- Stainless tube 0,63 mm (23G)

TMF 144

НОЖНИЦЫ ДЛЯ МИКРОКАПСУЛОТОМИИ
ПРАВЫЕ МОНОБЛОК

MICRO CAPSULOTOMY SCISSORS CURVED
RIGHT MONOBLOCK



Общая длина 127 мм

- Корпус титановый длиной 110 мм
- Длина рабочей части с трубкой 17 мм
- Длина бранши 2,0 мм
- Стальная трубка диаметром 0,63 мм(23 G)

Overall length 127 mm

- Titanium corpus 110 mm long
- Working part lenght with a tube 17 mm
- Branches lenght 2,0 mm
- Stainless tube 0,63 mm (23G)

TMF 145

НОЖНИЦЫ ДЛЯ МИКРОКАПСУЛОТОМИИ
ЛЕВЫЕ МОНОБЛОК

MICRO CAPSULOTOMY SCISSORS CURVED
LEFT MONOBLOCK



Общая длина 127 мм

- Корпус титановый длиной 110 мм
- Длина рабочей части с трубкой 17 мм
- Длина бранши 2,0 мм
- Стальная трубка диаметром 0,63 мм(23 G)

Overall length 127 mm

- Titanium corpus 110 mm long
- Working part lenght with a tube 17 mm
- Branches lenght 2,0 mm
- Stainless tube 0,63 mm (23G)

TMF 146

НОЖНИЦЫ ДЛЯ МИКРОКАПСУЛОТОМИИ
МОНОБЛОК

MICRO CAPSULOTOMY SCISSORS CURVED
MONOBLOCK



Общая длина 127 мм

- Корпус титановый длиной 110 мм
- Длина рабочей части с трубкой 17 мм
- Прямые бранши 1,9 мм
- Стальная трубка диаметром 0,63 мм(23 G)

Overall length 127 mm

- Titanium corpus 110 mm long
- Working part lenght with a tube 17 mm
- Straight branches lenght 1,9 mm
- Stainless tube 0,63 mm (23G)

TMF 201

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ ТИПА КОЛИБРИ,
ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 75 мм

- 1x2 зубья, высотой 0.1 мм
- Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 3 мм
- Плоская ручка шириной 9 мм
- Кончики шириной 0.3 мм



CORNEAL FORCEPS COLIBRI TYPE,
TITANIUM

Overall length 75 mm, 2.9 inches

- 1x2 teeth, 0.1 mm high
- TC teeth and platforms
- 3.0 mm tying platforms
- Flat handle 9 mm wide
- Tips 0.3 mm wide

TMF 202

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ ТИПА КОЛИБРИ,
ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 75 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.1 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания размером 3.0 мм
- Плоская ручка шириной 9 мм
- Кончики шириной 0.3 мм
- Зубья загнуты под углом 90 градусов



CORNEAL FORCEPS COLIBRI TYPE,
TITANIUM

Overall length 75 mm, 2.9 inches

- 1 x 2 teeth, 0.1 mm height
- TC teeth and platforms
- 3.0 mm tying platforms
- Flat handle 9 mm wide
- Tips 0.3 mm wide
- 90 angled teeth

TMF 203

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ ТИПА КОЛИБРИ
ПО ТРОУТМАНУ-БАРРАКЕРУ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 75 мм

- 1x2 зубья высотой 0.12 мм
- Платформы и зубья покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 3 мм
- Плоская ручка шириной 9 мм
- Кончики шириной 0.3 мм



TROUTMAN-BARRAQUER CORNEAL UTILITY
FORCEPS (COLIBRI), TITANIUM

Overall length 75 mm, 2.9 inches

- 1x2 teeth, 0.12 mm height
- TC teeth and platforms
- 3.0 mm tying platforms
- Flat handle 9 mm wide
- Tips 0.3 mm wide

TMF 204

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ ТИПА КОЛИБРИ
ПО ТРОУТМАНУ-БАРРАКЕРУ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 75 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.12 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания размером 3.0 мм
- Плоская ручка шириной 9 мм
- Кончики шириной 0.3 мм
- Зубья загнуты под углом 90 градусов



TROUTMAN-BARRAQUER CORNEAL UTILITY
FORCEPS (COLIBRI), TITANIUM

Overall length 75 mm, 2.9 inches

- 1 x 2 teeth, 0.12 mm high
- TC teeth and platforms
- 3.0 mm tying platforms
- Flat handle 9 mm wide
- Tips 0.3 mm wide
- 90° angled teeth

TMF 205

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ ТИПА КОЛИБРИ
ПО ТРОУТМАНУ-БАРРАКЕРУ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 75 мм

- 1x2 зубья высотой 0.2 мм
- Платформы и зубья покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 4.0 мм
- Плоская ручка шириной 9 мм
- Кончики шириной 0.4 мм



TROUTMAN-BARRAQUER CORNEAL UTILITY
FORCEPS (COLIBRI), TITANIUM

Overall length 75 mm, 2.9 inches

- 1x2 teeth, 0.2 mm high
- TC teeth and platforms
- 4.0 mm tying platforms
- Flat handle 9 mm wide
- Tips 4.0 mm wide

TMF 206

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ ТИПА КОЛИБРИ
ПО ТРОУТМАНУ-БАРРАКЕРУ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 75 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.2 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания размером 4.0 мм
- Плоская ручка шириной 9 мм
- Кончики шириной 0.4 мм
- Зубья загнуты под углом 90 градусов



TROUTMAN-BARRAQUER CORNEAL UTILITY
FORCEPS (COLIBRI), TITANIUM

Overall length 75 mm, 2.9 inches

- 1 x 2 teeth, 0.2 mm high
- TC teeth and platforms
- 4.0 mm tying platforms
- Flat handle 9 mm wide
- Tips 0.4 mm wide
- 90° angled teeth

TMF 207

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ ТИПА КОЛИБРИ
ПО ТРОУТМАНУ-БАРРАКЕРУ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 75 мм

- 1x2 зубья высотой 0.4 мм
- Платформы и зубья покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 5 мм
- Плоская ручка шириной 9 мм
- Концы шириной 0.6 мм



TROUTMAN-BARRAQUER CORNEAL UTILITY
FORCEPS (COLIBRI), TITANIUM

Overall length 75 mm, 2.9 inches

- 1x2 teeth, 0.4 mm high
- TC teeth and platforms
- 5.0 mm tying platforms
- Flat handle 9 mm wide
- Tips 0.6 mm wide

TMF 208

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ ТИПА КОЛИБРИ
ПО ТРОУТМАНУ-БАРРАКЕРУ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 75 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.4 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания размером 5.0 мм
- Плоская ручка шириной 9 мм
- Кончики шириной 0.6 мм
- Зубья загнуты под углом 90 градусов



TROUTMAN-BARRAQUER CORNEAL UTILITY
FORCEPS (COLIBRI), TITANIUM

Overall length 75 mm, 2.9 inches

- 1 x 2 teeth, 0.4 mm high
- TC teeth and platforms
- 5.0 mm tying platforms
- Flat handle 9 mm wide
- Tips 0.6 mm wide
- 90 angled teeth

TMF 211

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ ТИПА КОЛИБРИ ПО О'ТАВА,
ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 100 мм

- 1x2 зубья высотой 0.1 мм
- Концы шириной 0.3 мм
- Рабочие кончики и зубья покрыты карбидом вольфрама на длину 2.5 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм



CORNEAL FORCEPS COLIBRI TYPE,
TITANIUM

Overall length 100 mm, 3.9 inches

- 1x2 teeth, 0.1 mm high
- Tips 0.3 mm wide
- TC teeth
- Round handle 8 mm dia

TMF 212

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ ТИПА КОЛИБРИ ПО О'ТАВА,
ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 100 мм

- 1x2 зубья высотой 0.1 мм
- Концы шириной 0.3 мм
- Рабочие кончики и зубья покрыты карбидом вольфрама на длину 2.5 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм
- Зубья загнуты под углом 90°



CORNEAL FORCEPS COLIBRI TYPE,
TITANIUM

Overall length 100 mm, 3.9 inches

- 1 x 2 teeth, 0.1 mm high
- TC teeth
- Tips 0.3 mm wide
- Round handle 8 mm dia
- 90 angled teeth

TMF 213

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ ТИПА КОЛИБРИ ПО О'ТАВА,
ТИТАНОВЫЙ

CORNEAL FORCEPS COLIBRI TYPE,
TITANIUM



- Общая длина 100 мм
- 1 x 2 зубья высотой 0.12 мм
- Рабочие кончики и зубья покрыты карбидом вольфрама на длину 2.5 мм
- Кончики шириной 0.3 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм

- Overall length 100 mm, 3.9 inches**
- 1 x 2 teeth, 0.12 mm high
- TC teeth
- Tips 0.3 mm wide
- Round handle 8 mm dia

TMF 214

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ ТИПА КОЛИБРИ ПО О'ТАВА,
ТИТАНОВЫЙ

CORNEAL FORCEPS COLIBRI TYPE,
TITANIUM




- Общая длина 100 мм
- 1 x 2 зубья высотой 0.12 мм
- Рабочие кончики и зубья покрыты карбидом вольфрама на длину 2.5 мм
- Кончики шириной 0.3 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм
- Зубья загнуты под углом 90°

- Overall length 100 mm, 3.9 inches**
- 1 x 2 teeth, 0.12 mm high
- TC teeth
- Tips 0.3 mm wide
- Round handle 8 mm dia
- 90° angled teeth

TMF 215

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ ПО КАТАЛАНО ПРЯМОЙ,
ТИТАНОВЫЙ

CATALANO CORNEAL FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



- Общая длина 100 мм
- 1 x 2 зубья высотой 0.1 мм
- Рабочие кончики и зубья покрыты карбидом вольфрама на длину 5.0 мм
- Кончики шириной 0.3 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм

- Overall length 90 mm, 3.5 inches**
- 1x2 teeth, 0.1 mm high
- Tips 0.3 mm wide
- TC teeth
- Round handle 8 mm dia

TMF 216

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ ТИПА КОЛИБРИ,
ТИТАНОВЫЙ

CORNEAL FORCEPS COLIBRI TYPE,
TITANIUM



- Общая длина 106 мм
- 1x2 зубья высотой 0.12 мм
- Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм

- Overall length 106 mm, 4.2 inches**
- 1x2 teeth, 0.12 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platform
- Flat handle 10 mm wide

TMF 217

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ ТИПА КОЛИБРИ,
ТИТАНОВЫЙ

CORNEAL FORCEPS COLIBRI TYPE,
TITANIUM



- Общая длина 106 мм
- 1x2 зубья высотой 0.12 мм
- Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Зубья под углом 90°

- Overall length 106 mm, 4.2 inches**
- 1x2 teeth, 0.12 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platform
- Flat handle 10 mm wide
- 90° angled teeth

TMF 218

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ ТИПА КОЛИБРИ,
ТИТАНОВЫЙ

CORNEAL FORCEPS COLIBRI TYPE,
TITANIUM



Общая длина 106 мм

- 1x2 зубья высотой 0.2 мм
- Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм

Overall length 106 mm, 4.2 inches

- 1x2 teeth, 0.2 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platform
- Flat handle 10 mm wide

TMF 219

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ ТИПА КОЛИБРИ,
ТИТАНОВЫЙ

CORNEAL FORCEPS COLIBRI TYPE,
TITANIUM



Общая длина 106 мм

- 1x2 зубья высотой 0.2 мм
- Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Зубья под углом 90°

Overall length 106 mm, 4.2 inches

- 1x2 teeth, 0.2 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platform
- Flat handle 10 mm wide
- 90° angled teeth

TMF 220

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ ТИПА КОЛИБРИ,
ТИТАНОВЫЙ

CORNEAL FORCEPS COLIBRI TYPE,
TITANIUM



Общая длина 106 мм

- 1x2 зубья высотой 0.4 мм
- Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм

Overall length 106 mm, 4.2 inches

- 1x2 teeth, 0.4 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platform
- Flat handle 10 mm wide

TMF 221

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ ТИПА КОЛИБРИ,
ТИТАНОВЫЙ

CORNEAL FORCEPS COLIBRI TYPE,
TITANIUM



Общая длина 106 мм

- 1x2 зубья высотой 0.4 мм
- Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Зубья под углом 90°


Overall length 106 mm, 4.2 inches

- 1x2 teeth, 0.4 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platform
- Flat handle 10 mm wide
- 90° angled teeth

TMF 301

ПИНЦЕТ СКЛЕРАЛЬНО-ШОВНЫЙ ПРЯМОЙ ПО ПАУФИКУ,
ТИТАНОВЫЙ

PAUFIQUE TYING SCLERAL FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 85 мм

- 1x2 зубья высотой 0.3 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания размером 6.0 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Кончики шириной 0.5 мм


Overall length 85 mm, 3.3 inches

- 1x2 teeth, 0.3 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Flat handle 10 mm wide
- Tips 0.5 mm wide

TMF 302

ПИНЦЕТ СКЛАРАЛЬНО-ШОВНЫЙ ПРЯМОЙ ПО ПАУФИКУ,
ТИТАНОВЫЙ

PAUFIQUE TYING SCLERAL FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 85 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.3 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания размером 6.0 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Кончики шириной 0.5 мм
- Зубья загнуты под углом 90 градусов


Overall length 85 mm, 3.3 inches

- 1 x 2 teeth, 0.3 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Flat handle 10 mm wide
- Tips 0.5 mm wide
- 90° angled teeth

TMF 303

ПИНЦЕТ СКЛАРАЛЬНО-ШОВНЫЙ ПРЯМОЙ ПО ПАУФИКУ,
ТИТАНОВЫЙ

PAUFIQUE TYING SCLERAL FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 85 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.5 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания размером 6.0 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Кончики шириной 0.7 мм


Overall length 85 mm, 3.3 inches

- 1 x 2 teeth, 0.5 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Flat handle 10 mm wide
- Tips 0.7 mm wide

TMF 304

ПИНЦЕТ СКЛАРАЛЬНО-ШОВНЫЙ ПРЯМОЙ ПО ПАУФИКУ,
ТИТАНОВЫЙ

PAUFIQUE TYING SCLERAL FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 85 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.5 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания размером 6.0 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Кончики шириной 0.8 мм
- Зубья загнуты под углом 90 градусов


Overall length 85 mm, 3.3 inches

- 1 x 2 teeth, 0.5 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Flat handle 10 mm wide
- Tips 0.8 mm wide
- 90° angled teeth

TMF 305

ПИНЦЕТ СКЛАРАЛЬНО-ШОВНЫЙ ПРЯМОЙ ПО ПАУФИКУ,
ТИТАНОВЫЙ

PAUFIQUE TYING SCLERAL FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 85 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.8 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания размером 6.0 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Кончики шириной 1.2 мм


Overall length 85 mm, 3.3 inches

- 1 x 2 teeth, 0.8 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Flat handle 10 mm wide
- Tips 1.2 mm wide

TMF 306

ПИНЦЕТ СКЛАРАЛЬНО-ШОВНЫЙ ПРЯМОЙ ПО ПАУФИКУ,
ТИТАНОВЫЙ

PAUFIQUE TYING SCLERAL FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 85 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.8 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания размером 6.0 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Кончики шириной 1.2 мм
- Зубья загнуты под углом 90 градусов


Overall length 85 mm, 3.3 inches

- 1 x 2 teeth, 0.8 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Flat handle 10 mm wide
- Tips 1.2 mm wide
- 90° angled teeth

TMF 401

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПРЯМОЙ
ПО КАСТРОВЬЕХО, ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 87 мм

- 1x2 зубья высотой 0.1 мм
- Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания нитей длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм
- Концы шириной 0.3 мм




Overall length 87 mm, 3.5 inches

- 1x2 teeth 0.1 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Flat handle 7 mm wide
- Tips 0.3 mm wide

TMF 402

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПРЯМОЙ
ПО КАСТРОВЬЕХО, ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 87 мм

- 1x2 зубья высотой 0.2 мм
- Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм
- Концы шириной 0.4 мм



Overall length 87 mm, 3.5 inches

- 1x2 teeth, 0.2 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 tying platform
- Flat handle 7 mm wide
- Tips 0.4 mm wide

TMF 403

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ
ПО КАСТРОВЬЕХО, ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO CORNEAL TYING FORCEPS,
TITANIUM



Общая длина 84 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Концы шириной 0.3 мм
- 1x2 зубья высотой 0.1 мм
- Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм



Overall length 84 mm, 3.3 inches

- Angled 45 degree
- Tips 0.3 mm wide
- 1x2 teeth 0.1 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platform
- Flat handle 7 mm wide

TMF 404

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ
ПО КАСТРОВЬЕХО, ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO CORNEAL TYING FORCEPS,
TITANIUM



Общая длина 84 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Концы шириной 0.4 мм
- 1x2 зубья высотой 0.2 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для нитей 6 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм




Overall length 84 mm, 3.3 inches

- Angled 45 degree
- Tips 0.4 mm wide
- 1x2 teeth 0.2 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Flat handle 7 mm wide

TMF 405

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ
ИЗОГНУТЫЙ ПО КАСТРОВЬЕХО, ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO TYING FORCEPS CURVED,
TITANIUM



Общая длина 86 мм

- 1x2 зубья высотой 0.1 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм
- Концы шириной 0.3 мм




Overall length 86 mm, 3.3 inches

- 1x2 teeth, 0.1 mm height
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Flat handle 7 mm wide
- Tips 0.3 mm wide

TMF 406

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ
ИЗОГНУТЫЙ ПО КАСТРОВЬЕХО, ТИТАНОВЫЙ



- Общая длина 86 мм**
- 1x2 зубья высотой 0.2 мм
 - Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
 - Платформы для нитей длиной 6 мм
 - Плоская ручка шириной 7 мм
 - Концы шириной 0.4 мм




CASTROVIEJO TYING FORCEPS CURVED,
TITANIUM

- Overall length 86 mm, 3.3 inches**
- 1x2 teeth, 0.2 mm high
 - TC teeth and platforms
 - 6.0 mm tying platform
 - Flat handle 7 mm wide
 - Tips 0.4 mm wide

TMF 407

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНО-ШОВНЫЙ ПРЯМОЙ
ПО КАСТРОВЬЕХО, ТИТАНОВЫЙ



- Общая длина 100 мм**
- 1x2 зубья высотой 0.12 мм
 - Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
 - Платформы для нитей длиной 6 мм
 - Плоская ручка шириной 7 мм
 - Концы шириной 0.3 мм




CASTROVIEJO TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM

- Overall length 100 mm, 3.9 inches**
- 1x2 teeth, 0.12 mm high
 - TC teeth and platforms
 - 6.0 mm tying platforms
 - Flat handle 7 mm wide
 - Tips 0.3 mm wide

TMF 408

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНО-ШОВНЫЙ ПРЯМОЙ
ПО КАСТРОВЬЕХО, ТИТАНОВЫЙ



- Общая длина 100 мм**
- 1x2 зубья высотой 0.12 мм
 - Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
 - Платформы для нитей длиной 6 мм
 - Плоская ручка шириной 7 мм
 - Концы шириной 0.3 мм
 - Зубья загнуты под углом 90 градусов




CASTROVIEJO TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM

- Overall length 100 mm, 3.9 inches**
- 1x2 teeth, 0.12 mm high
 - TC teeth and platforms
 - 6.0 mm tying platforms
 - Flat handle 7 mm wide
 - Tips 0.3 mm wide
 - 90 degree teeth

TMF 409

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНО-ШОВНЫЙ ПО КАСТРОВЬЕХО,
ТИТАНОВЫЙ



- Общая длина 98 мм**
- Изогнутый под углом 45 градусов
 - Концы шириной 0.3 мм
 - 1x2 зубья высотой 0.12 мм
 - Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
 - Концы для завязывания нитей длиной 6 мм
 - Плоская ручка шириной 7 мм




CASTROVIEJO TYING FORCEPS,
TITANIUM

- Overall length 98 mm, 3.9 inches**
- Angled 45 degree
 - Tips 0.3 mm wide
 - 1x2 teeth, 0.12 mm high
 - TC teeth and platforms
 - 6.0 mm tying platform
 - Flat handle 7 mm wide

TMF 410

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНО-ШОВНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ
ПО КАСТРОВЬЕХО, ТИТАНОВЫЙ



- Общая длина 99 мм**
- 1x2 зубья высотой 0.12 мм
 - Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
 - Платформы для нитей длиной 6 мм
 - Плоская ручка шириной 7 мм
 - Концы шириной 0.3 мм




CASTROVIEJO TYING FORCEPS CURVED,
TITANIUM

- Overall length 99 mm, 3.9 inches**
- 1x2 teeth, 0.12 mm high
 - TC teeth and platforms
 - 6.0 mm tying platforms
 - Flat handle 7 mm wide
 - Tips 0.3 mm wide

TMF 411

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПРЯМОЙ
ПО КАСТРОВЬЕХО, ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 105 мм

- 1x2 зубья высотой 0.12 мм
- Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Концы шириной 0.3 мм


Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 1x2 teeth, 0.12 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Flat handle 10 mm wide
- Tips 0.3 mm wide

TMF 412

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПРЯМОЙ
ПО КАСТРОВЬЕХО, ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 105 мм

- 1x2 зубья высотой 0.12 мм
- Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Концы шириной 0.3 мм
- Зубья загнуты под углом 90 градусов


Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 1x2 teeth, 0.12 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Flat handle 10 mm wide
- Tips 0.3 mm wide
- 90 degree angled teeth

TMF 413

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПРЯМОЙ
ПО КАСТРОВЬЕХО, ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 105 мм

- 1x2 зубья высотой 0.3 мм
- Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Концы шириной 0.5 мм


Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 1x2 teeth, 0.3 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platform
- Flat handle 10 mm wide
- Tips 0.5 mm wide

TMF 414

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПРЯМОЙ
ПО КАСТРОВЬЕХО, ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 105 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.3 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6.0 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Кончики шириной 0.5 мм
- Зубья загнуты под углом 90 градусов


Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 1 x 2 teeth, 0.3 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Flat handle 10 mm wide
- Tips 0.5 mm wide
- 90 degree angled teeth

TMF 415

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПРЯМОЙ
ПО КАСТРОВЬЕХО, ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 105 мм


- 1x2 зубья высотой 0.5 мм
- Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Концы шириной 0.7 мм

Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 1x2 teeth 0.5 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Flat handle 10 mm wide
- Tips 0.7 mm wide

TMF 416

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО КАСТРОВЬЕХО, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 102 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Концы шириной 0.3 мм
- 1x2 зубья высотой 0.12 мм
- Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм




CASTROVIEJO TYING FORCEPS, TITANIUM

Overall length 102 mm, 3.9 inches

- At 45 degree high
- Tips 0.3 mm wide
- 1x2 teeth, 0.12 mm height
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Flat handle 10 mm wide

TMF 417

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО КАСТРОВЬЕХО, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 102 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Концы шириной 0.5 мм
- 1x2 зубья высотой 0.3 мм
- Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм




CASTROVIEJO TYING FORCEPS, TITANIUM

Overall length 102 mm, 3.9 inches

- At 45 degree high
- Tips 0.5 mm wide
- 1x2 teeth, 0.3 mm height
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Flat handle 10 mm wide

TMF 418

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ИЗОГНУТЫЙ ПО КАСТРОВЬЕХО, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 105 мм

- 1x2 зубья высотой 0.12 мм
- Платформы и зубья покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Концы шириной 0.3 мм




CASTROVIEJO TYING FORCEPS CURVED, TITANIUM

Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 1x2 teeth, 0.12 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platform
- Flat handle 10 mm wide
- Tips 0.3 mm wide

TMF 419

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ИЗОГНУТЫЙ ПО КАСТРОВЬЕХО, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 105 мм

- 1x2 зубья высотой 0.3 мм
- Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Концы шириной 0.5 мм




CASTROVIEJO TYING FORCEPS CURVED, TITANIUM

Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 1x2 teeth, 0.3 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Flat handle 10 mm wide
- Tips 0.5 mm wide

TMF 420

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ИЗОГНУТЫЙ ПО КАСТРОВЬЕХО, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 105 мм

- 1x2 зубья высотой 0.5 мм
- Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Концы шириной 0.7 мм




CASTROVIEJO TYING FORCEPS CURVED, TITANIUM

Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 1x2 teeth, 0.5 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Flat handle 10 mm wide
- Tips 0.7 mm wide

TMF 431

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНО-ШОВНЫЙ ПРЯМОЙ
ПО ТЕННАНТУ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 105 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.1 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания размером 6.0 мм
- Круглая ручка диаметром 7 мм
- Кончики шириной 0.3 мм




TENNANT TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM

Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 1 x 2 teeth, 0.1 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Round handle 7 mm dia
- Tips 0.3 mm wide

TMF 432

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНО-ШОВНЫЙ ПРЯМОЙ
ПО ТЕННАНТУ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 105 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.12 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания размером 6.0 мм
- Круглая ручка диаметром 7 мм
- Кончики шириной 0.3 мм




TENNANT TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM

Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 1 x 2 teeth, 0.12 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Round handle 7 mm dia
- Tips 0.3 mm wide

TMF 433

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНО-ШОВНЫЙ
ПО ТЕННАНТУ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 102 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.1 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания размером 6.0 мм
- Круглая ручка диаметром 7 мм
- Кончики шириной 0.3 мм
- Изогнутый под углом 45 градусов




TENNANT CORNEAL TYING FORCEPS,
TITANIUM

Overall length 102 mm, 4.0 inches

- 1 x 2 teeth, 0.1 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Round handle 7 mm dia
- Tips 0.3 mm wide
- Angled 45 degree

TMF 434

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНО-ШОВНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ
ПО ТЕННАНТУ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 104 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.1 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания размером 6.0 мм
- Круглая ручка диаметром 7 мм
- Кончики шириной 0.3 мм




TENNANT CORNEAL TYING FORCEPS
CURVED, TITANIUM

Overall length 104 mm, 4.1 inches

- 1 x 2 teeth, 0.1 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Round handle 7 mm dia
- Tips 0.3 mm wide

TMF 435

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНО-ШОВНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ
ПО ТЕННАНТУ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 104 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.12 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания размером 6.0 мм
- Круглая ручка диаметром 7 мм
- Кончики шириной 0.3 мм



TENNANT CORNEAL TYING FORCEPS
CURVED, TITANIUM


Overall length 104 mm, 4.1 inches

- 1 x 2 teeth, 0.12 mm high
- TC teeth and platforms
- 6.0 mm tying platforms
- Round handle 7 mm dia
- Tips 0.3 mm wide

TMF 501

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО МАКФЕРСОНУ,
ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 74 мм

- Платформы для завязывания длиной 4 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.2 мм
- Плоская ручка шириной 6 мм


Overall length 74 mm, 2.9 inches

- 4 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.2 mm wide
- Flat handle 6 mm wide

TMF 502

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО БОННУ,
ТИТАНОВЫЙ

BONN TYING FORCEPS, TITANIUM



Общая длина 72 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания нитей длиной 4 мм
- Плоская ручка шириной 6 мм
- Кончики шириной 0.2 мм


Overall length 72 mm, 2.8 inches

- Angled working part at 45°
- TC platforms
- 4 mm tying platforms
- Flat handle 6 mm wide
- Tips 0.2 mm wide

TMF 503

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО ОШЕРУ,
ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

OSHER TYING FORCEPS CURVED,
TITANIUM



Общая длина 73 мм

- Платформы для завязывания длиной 4 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.2 мм
- Плоская ручка шириной 6 мм


Overall length 73 mm, 2.9 inches

- 4 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.2 mm wide
- Flat handle 6 mm wide

TMF 511

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО МАКФЕРСОНУ
ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 87 мм

- Платформы для завязывания длиной 4 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.3 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм


Overall length 87 mm, 3.4 inches

- 4 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.3 mm wide
- Flat handle 7 mm wide

TMF 512

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО МАКФЕРСОНУ
ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 87 мм

- Платформы для завязывания длиной 6 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.3 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм


Overall length 87 mm, 3.4 inches

- 6 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.3 mm wide
- Flat handle 7 mm wide

TMF 513

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО МАКФЕРСОНУ
ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 87 мм

- Платформы для завязывания длиной 8 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.3 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм


Overall length 87 mm, 3.4 inches

- 8 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.3 mm wide
- Flat handle 7 mm wide

TMF 514

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ
ПО МАКФЕРСОНУ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS,
TITANIUM



Общая длина 84 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания длиной 4 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм
- Кончики шириной 0.3 мм


Overall length 84 mm, 3.3 inches

- Angled at 45°
- TC platforms
- 4 mm tying platforms
- Flat handle 7 mm wide
- Tips 0.3 mm wide

TMF 515

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ
ПО МАКФЕРСОНУ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS,
TITANIUM



Общая длина 84 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм
- Кончики шириной 0.3 мм


Overall length 84 mm, 3.3 inches

- Angled at 45°
- TC platforms
- 6 mm tying platforms
- Flat handle 7 mm wide
- Tips 0.3 mm wide

TMF 516

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ
ПО МАКФЕРСОНУ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS,
TITANIUM



Общая длина 84 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания длиной 8 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм
- Кончики шириной 0.3 мм


Overall length 84 mm, 3.3 inches

- Angled at 45°
- TC platforms
- 8 mm tying platforms
- Flat handle 7 mm wide
- Tips 0.3 mm wide

TMF 517

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ
ПО МАКФЕРСОНУ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS,
TITANIUM



Общая длина 84 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания длиной 10 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм
- Кончики шириной 0.3 мм


Overall length 84 mm, 3.3 inches

- Angled at 45°
- TC platforms
- 10 mm tying platforms
- Flat handle 7 mm wide
- Tips 0.3 mm wide

TMF 518

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО МАКФЕРСОНУ
ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS CURVED,
TITANIUM



Общая длина 87 мм

- Платформы для завязывания длиной 4 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.3 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм


Overall length 87 mm, 3.4 inches

- 4 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.3 mm wide
- Flat handle 7 mm wide

TMF 519

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО МАКФЕРСОНУ
ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS CURVED,
TITANIUM



Общая длина 87 мм

- Платформы для завязывания длиной 6 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.3 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм


Overall length 87 mm, 3.4 inches

- 6 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.3 mm wide
- Flat handle 7 mm wide

TMF 521

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО МАКФЕРСОНУ
ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 100 мм

- Платформы для завязывания длиной 4 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.3 мм
- Плоская ручка шириной 6 мм


Overall length 100 mm, 3.9 inches

- 4 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.3 mm wide
- Flat handle 6 mm wide

TMF 522

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО МАКФЕРСОНУ
ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 100 мм

- Платформы для завязывания длиной 6 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.3 мм
- Плоская ручка шириной 6 мм


Overall length 100 mm, 3.9 inches

- 6 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.3 mm wide
- Flat handle 6 mm wide

TMF 523

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ
ПО МАКФЕРСОНУ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS, TITANIUM



Общая длина 98 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания длиной 4 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм
- Кончики шириной 0.3 мм


Overall length 98 mm, 3.9 inches

- Angled at 45°
- TC platforms
- 4 mm tying platforms
- Flat handle 7 mm wide
- Tips 0.3 mm wide

TMF 524

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ
ПО МАКФЕРСОНУ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS, TITANIUM



Общая длина 98 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм
- Кончики шириной 0.3 мм


Overall length 98 mm, 3.9 inches

- Angled at 45°
- TC platforms
- 6 mm tying platforms
- Flat handle 7 mm wide
- Tips 0.3 mm wide

TMF 525

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО МАКФЕРСОНУ
ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS CURVED,
TITANIUM



Общая длина 99 мм

- Платформы для завязывания длиной 4 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.3 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм


Overall length 99 mm, 3.9 inches

- 4 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.3 mm wide
- Flat handle 7 mm wide

TMF 526

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО МАКФЕРСОНУ
ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS CURVED,
TITANIUM



Общая длина 99 мм

- Платформы для завязывания длиной 6 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.3 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм


Overall length 99 mm, 3.9 inches

- 6 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.3 mm wide
- Flat handle 7 mm wide

TMF 531

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО МАКФЕРСОНУ
ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 105 мм

- Платформы для завязывания длиной 4 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.3 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм


Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 4 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.3 mm wide
- Flat handle 10 mm wide

TMF 532

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО МАКФЕРСОНУ
ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 105 мм

- Платформы для завязывания длиной 6 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.3 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм


Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 6 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.3 mm wide
- Flat handle 10 mm wide

TMF 533

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО МАКФЕРСОНУ
ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 105 мм

- Платформы для завязывания длиной 8 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.3 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм


Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 8 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.3 mm wide
- Flat handle 10 mm wide

TMF 534

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ
ПО МАКФЕРСОНУ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS,
TITANIUM



Общая длина 102 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания длиной 4 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Кончики шириной 0.3 мм


Overall length 102 mm, 4.0 inches

- Angled 45°
- TC platforms
- 4 mm tying platforms
- Flat handle 10 mm wide
- Tips 0.3 mm wide

TMF 535

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ
ПО МАКФЕРСОНУ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS,
TITANIUM



Общая длина 102 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания длиной 6 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Кончики шириной 0.3 мм


Overall length 102 mm, 4.0 inches

- Angled 45°
- TC platforms
- 6 mm tying platforms
- Flat handle 10 mm wide
- Tips 0.3 mm wide

TMF 536

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ
ПО МАКФЕРСОНУ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS,
TITANIUM



Общая длина 102 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для завязывания длиной 8 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм
- Кончики шириной 0.3 мм


Overall length 102 mm, 4.0 inches

- Angled 45°
- TC platforms
- 8 mm tying platforms
- Flat handle 10 mm wide
- Tips 0.3 mm wide

TMF 537

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО МАКФЕРСОНУ
ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS CURVED,
TITANIUM



Общая длина 105 мм

- Платформы для завязывания длиной 4 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.3 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм


Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 4 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.3 mm wide
- Flat handle 10 mm wide

TMF 538

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО МАКФЕРСОНУ
ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS CURVED,
TITANIUM



Общая длина 105 мм

- Платформы для завязывания длиной 6 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.3 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм


Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 6 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.3 mm wide
- Flat handle 10 mm wide

TMF 539

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО МАКФЕРСОНУ
ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

MCPHERSON TYING FORCEPS CURVED,
TITANIUM



Общая длина 105 мм

- Платформы для завязывания длиной 8 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.3 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм


Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 8 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.3 mm wide
- Flat handle 10 mm wide

TMF 541

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ
ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ

TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 105 мм

- Платформы для завязывания длиной 6 мм с V-образной канавкой
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.5 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм

Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 6 mm V-groove tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.5 mm wide
- Flat handle 10 mm wide

TMF 542

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ,
ТИТАНОВЫЙ

TYING FORCEPS, TITANIUM



Общая длина 102 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.5 мм
- Плоская ручка с замком шириной 10 мм
- Платформы для завязывания длиной 6 мм с V-образной канавкой


Overall length 102 mm, 4.0 inches

- Angled 45°
- TC platforms
- Tips 0.5 mm wide
- Flat handle 10 mm wide
- 6 mm V-groove tying platforms

TMF 543

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ
ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

TYING FORCEPS CURVED,
TITANIUM



Общая длина 105 мм

- Платформы для завязывания длиной 6 мм с V-образной канавкой
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.5 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм


Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 6 mm V-groove tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.5 mm wide
- Flat handle 10 mm wide

TMF 551

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО КАТАЛАНО
ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

CATALANO TYING FORCEPS CURVED,
TITANIUM



Общая длина 100 мм

- Платформы для нитей длиной 6 мм, с V-образной канавкой
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Круглая ручка диаметром 8 мм
- Кончики шириной 0,5 мм


Overall length 100 mm, 3.9 inches

- 6 mm V-groove tying platforms
- TC platforms
- Round handle 8 mm dia
- Tips 0,5 mm wide

TMF 552

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО КАТАЛАНО
ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ

CATALANO TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 100 мм

- Платформы для нитей длиной 6 мм, с V-образной канавкой
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Круглая ручка диаметром 8 мм
- Кончики шириной 0,5 мм

Overall length 100 mm, 3.9 inches

- 6 mm V-groove tying platforms
- TC platforms
- Round handle 8 mm dia
- Tips 0,5 mm wide

TMF 553

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО КАТАЛАНО,
ТИТАНОВЫЙ

CATALANO TYING FORCEPS, TITANIUM



Общая длина 100 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Платформы для нитей длиной 6 мм, с V-образной канавкой
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Круглая ручка диаметром 8 мм
- Кончики шириной 0,5 мм


Overall length 100 mm, 3.9 inches

- Angled 45°
- TC platforms
- 6 mm V-groove tying platforms
- Round handle 8 mm dia
- Tips 0,5 mm wide

TMF 561

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО ГИРАРДУ
ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ

GIRARD TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 105 мм

- Платформы для завязывания длиной 4 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.25 мм
- Круглая ручка диаметром 7 мм


Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 4 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.25 mm wide
- Round handle 7 mm dia

TMF 562

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО ГИРАРДУ
ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ

GIRARD TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 105 мм

- Платформы для завязывания длиной 6 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.3 мм
- Круглая ручка диаметром 7 мм


Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 6 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.3 mm wide
- Round handle 7 mm dia

TMF 563

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО ГИРАРДУ
ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ

GIRARD TYING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 105 мм

- Платформы для завязывания длиной 8 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.35 мм
- Круглая ручка диаметром 7 мм


Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 8 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.35 mm wide
- Round handle 7 mm dia

TMF 564

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО ГИРАРДУ,
ТИТАНОВЫЙ

GIRARD TYING FORCEPS,
TITANIUM



Общая длина 102 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 4 мм
- Круглая ручка диаметром 7 мм
- Концы шириной 0.25 мм


Overall length 102 mm, 4 inches

- Angled 45°
- TC platforms
- 4 mm tying platforms
- Round handle 7 mm dia
- Tips 0.25 mm wide

TMF 565

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО ГИРАРДУ,
ТИТАНОВЫЙ

GIRARD TYING FORCEPS,
TITANIUM



Общая длина 102 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 6 мм
- Круглая ручка диаметром 7 мм
- Концы шириной 0.3 мм


Overall length 102 mm, 4 inches

- Angled 45°
- TC platforms
- 6 mm tying platforms
- Round handle 7 mm dia
- Tips 0.3 mm wide

TMF 567

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО ГИРАРДУ
ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

GIRARD TYING FORCEPS CURVED,
TITANIUM



Общая длина 105 мм

- Платформы для завязывания длиной 6 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.3 мм
- Круглая ручка диаметром 7 мм


Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 6 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.3 mm wide
- Round handle 7 mm dia

TMF 568

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ НИТЕЙ ПО ГИРАРДУ
ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

GIRARD TYING FORCEPS CURVED,
TITANIUM



Общая длина 105 мм


- Платформы для завязывания длиной 8 мм
- Платформы покрыты карбидом вольфрама
- Кончики шириной 0.3 мм
- Круглая ручка диаметром 7 мм

Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 8 mm tying platforms
- TC platforms
- Tips 0.3 mm wide
- Round handle 7 mm dia

TMF 601

ПИНЦЕТ ДЛЯ РАДУЖКИ ПО ПИРСУ ТИПА КОЛИБРИ,
ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 75 мм

- 1x1 кончики типа Пирса, с выемкой 0.1 мм
- Плоская ручка шириной 9 мм
- Концы шириной 0.4 мм
- Кончики покрыты карбидом вольфрама на длину 1,5 мм




PIERSE TYPE IRIS FORCEPS COLIBRI,
TITANIUM

Overall length 75 mm, 2.9 inches

- 1x1 Pierse tips, 0.1 mm
- Flat handle 9 mm wide
- Tips 0.4 mm wide
- TC shafts 1,5 mm from tips

TMF 602

ПИНЦЕТ ДЛЯ РАДУЖКИ ПО БИШОП-ХАРМОНУ,
ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 74 мм

- Кончики с насечкой длиной 4 мм
- Плоская ручка шириной 6 мм
- Концы шириной 0.3 мм




BISHOP-HARMON IRIS FORCEPS COLIBRI,
TITANIUM

Overall length 74 mm, 2.9 inches

- 4 mm delicate serrated tip
- Flat handle 6 mm wide
- Tips 0.3 mm wide

TMF 603

ПИНЦЕТ ДЛЯ РАДУЖКИ ПО БИШОП-ХАРМОНУ,
ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 72 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Кончики шириной 0.3 мм
- Деликатные кончики с насечкой длиной 4 мм
- Плоская ручка шириной 6 мм



BISHOP-HARMON IRIS FORCEPS,
TITANIUM

Overall length 72 mm, 2.8 inches

- Angled 45°
- Tips 0.3 mm wide
- 4 mm delicate serrated tips
- Flat handle 6 mm wide

TMF 604

ПИНЦЕТ ДЛЯ РАДУЖКИ ПО БИШОП-ХАРМОНУ
ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 74 мм

- Деликатные кончики с насечкой длиной 4 мм
- Плоская ручка шириной 6 мм
- Кончики шириной 0.3 мм




BISHOP-HARMON IRIS FORCEPS CURVED,
TITANIUM

Overall length 74 mm, 2.8 inches

- 4 mm delicate serrated tips
- Flat handle 6 mm wide
- Tips 0.3 wide

TMF 605

ПИНЦЕТ ДЛЯ РАДУЖКИ ПО ДВАЛИ,
ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 72 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Зубья покрыты карбидом вольфрама
- 1x2 зубья, высота бокового 0.063 мм
- Плоская ручка шириной 6 мм




DVALY IRIS FORCEPS,
TITANIUM

Overall length 72 mm, 2.8 inches

- Angled 45°
- TC teeth
- 1x2 lateral teeth 0.063 mm height
- Flat handle 6 mm wide

TMF 611

ПИНЦЕТ ДЛЯ РАДУЖКИ ПО БОННУ ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 74 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.063 мм
- Зубья и рабочие поверхности покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие поверхности для завязывания нитей длиной 4 мм
- Плоская ручка шириной 6 мм
- Кончики шириной 0.2 мм
- Кончики покрыты карбидом вольфрама 1,5 мм




BONN IRIS FORCEPS STRAIGHT, TITANIUM

Overall length 74 mm, 2.9 inches

- 1 x 2 teeth, 0.063 mm high
- TC teeth and platforms
- 4 mm tying platforms
- Flat handle 6 mm wide
- Tips 0.2 mm wide
- TC shafts 1,5 mm from tips

TMF 612

ПИНЦЕТ ДЛЯ РАДУЖКИ ПО БОННУ ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 74 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.063 мм
- Зубья и рабочие поверхности покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие поверхности для завязывания нитей длиной 4 мм
- Плоская ручка шириной 6 мм
- Кончики шириной 0.2 мм
- Зубья загнуты под углом 90 градусов




BONN IRIS FORCEPS STRAIGHT, TITANIUM

Overall length 74 mm, 2.9 inches

- 1 x 2 teeth, 0.063 mm high
- TC teeth and platforms
- 4 mm tying platforms
- Flat handle 6 mm wide
- Tips 0.2 mm wide
- 90° angled teeth

TMF 613

ПИНЦЕТ ДЛЯ РАДУЖКИ ПО БОННУ ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 74 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.12
- Зубья и рабочие поверхности покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие поверхности для завязывания нитей длиной 4 мм
- Плоская ручка шириной 6 мм
- Кончики шириной 0.3 мм




BONN IRIS FORCEPS STRAIGHT, TITANIUM

Overall length 74 mm, 2.9 inches

- 1 x 2 teeth, 0.12 mm high
- TC teeth and platforms
- 4 mm tying platforms
- Flat handle 6 mm wide
- Tips 0.3 mm wide

TMF 614

ПИНЦЕТ ДЛЯ РАДУЖКИ ПО БОННУ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 72 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.063 мм
- Зубья и рабочие поверхности покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие поверхности для завязывания нитей длиной 4 мм
- Плоская ручка шириной 6 мм
- Кончики шириной 0.2 мм
- Изогнутый под углом 45 градусов




BONN IRIS FORCEPS, TITANIUM

Overall length 72 mm, 2.8 inches

- 1 x 2 teeth, 0.063 mm high
- TC teeth and platforms
- 4 mm tying platforms
- Flat handle 6 mm wide
- Tips 0.2 mm wide
- Working part angled at 45°

TMF 615

ПИНЦЕТ ДЛЯ РАДУЖКИ ПО БОННУ ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 73 мм

- 1 x 2 зубья высотой 0.063 мм
- Зубья и рабочие поверхности покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие поверхности для завязывания нитей длиной 4 мм
- Плоская ручка шириной 6 мм
- Кончики шириной 0.2 мм



BONN IRIS FORCEPS CURVED, TITANIUM


Overall length 73 mm, 2.9 inches

- 1 x 2 teeth, 0.063 mm high
- TC teeth and platforms
- 4 mm tying platforms
- Flat handle 6 mm wide
- Tips 0.2 mm wide

TMF 701

ПИНЦЕТ ДЛЯ СГИБАНИЯ ИОЛ

SIEBLE IOL FOLDING FORCEPS




Общая длина 110 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм

Overall length 110 mm, 4.3 inches
- Flat handle 10 mm wide

TMF 702

ПИНЦЕТ ДЛЯ СГИБАНИЯ ИОЛ

IOL FOLDING FORCEPS




Общая длина 110 мм
- Круглая ручка диаметром 6 мм

Overall length 110 mm, 4.3 inches
- Round handle 6 mm dia

TMF 703

ПИНЦЕТ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ИОЛ ПО БУРРАТО

BURRATO IOL IMPLANTATION FOLDER




Общая длина 105 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм

Overall length 105 mm, 4.1 inches
- Flat handle 10 mm wide

TMF 704

ПИНЦЕТ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ИОЛ ПО БУРРАТО

BURRATO IOL IMPLANTATION FOLDER




Общая длина 105 мм
- Круглая ручка диаметром 6 мм

Overall length 105 mm, 4.1 inches
- Round handle 6 mm dia

TMF 705

ПИНЦЕТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИОЛ

IOL CARTRIDGE LOADING FORCEPS




Общая длина 110 мм
- в картридже «Monarch»
- Плоская рука шириной 10 мм

Overall length 110 mm, 4.1 inches
- For «Monarch»
- Flat handle 10 mm wide

TMF 706

ПИНЦЕТ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ИОЛ

IOL IMPLANTATION FORCEPS



- Общая длина 105 мм**
- Изогнутый под углом 45 градусов
 - Плоская ручка шириной 10 мм
 - Рабочие части длиной 10 мм

- Overall length 105 mm, 4.1 inches**
- Angled 45 degree
 - Flat handle 10 mm wide
 - Shafts 10 mm long

TMF 707

ПИНЦЕТ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ИОЛ ТИТАНОВЫЙ

IOL IMPLANTATION FORCEPS, TITANIUM



- Общая длина 125 мм**
- Изогнутый по ребру 30 градусов
 - Рабочие части длиной 10 мм
 - Круглая ручка перекрестного действия диаметром 8 мм

- Overall length 125 mm, 4.9 inches**
- Angled 30 degrees working part 10 mm length
 - Cross action round handle 8 mm dia

TMF 708

ПИНЦЕТ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ИОЛ ПО КРАФТУ, ТИТАНОВЫЙ

KRAFT IOL HOLDING FORCEPS, TITANIUM



- Общая длина 115 мм**
- Деликатные изогнутые кончики для удержания линз
 - Плоская ручка шириной 9 мм

- Overall length 115 mm, 3.9 inches**
- Delicate curved working part
 - Cross action flat handle 8 mm dia

TMF 709

ПИНЦЕТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИОЛ

IOL CARTRIDGE LOADING FORCEPS



- Общая длина 100 мм**
- в картридже «Technis»
 - Плоская рука шириной 10 мм

- Overall length 100 mm, 3.9 inches**
- For «Technis»
 - Flat handle 10 mm wide

TMF 710

ПИНЦЕТ ДЛЯ УСТАНОВКИ АРТИЗАН

ARTISAN LOADING FORCEPS



- Общая длина 120 мм**
- Пинцет для установки Артизан
 - Плоская ручка 10 мм

- Overall length 120 mm**
- Artisan loading forceps
 - Flat handle 10 mm

TMF 711

ПИНЦЕТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ДУЖЕК ИОЛ

FORCEPS FOR FIXATION GAPTIC IOL




Общая длина 100мм
- Плоская ручка 10 мм

Overall length 100 mm, 3.9 inches
- Flat handle 10 mm

TMF 589

ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ
ПО БОНАККОЛТО

BONACCOLTO UTILITY FORCEPS



Общая длина 100мм
- Плоская ручка 10 мм

Overall length 100 mm, 3.9 inches
- Flat handle 10 mm

TMF 590

ПИНЦЕТ ДЛЯ МЕЙБОМИАНОВЫХ ЖЕЛЕЗ

MEIBOMIAN GLAND COMPRESSOR




Общая длина 100мм
- Плоская ручка 7 мм

Overall length 100 mm
- Flat handle 7 mm

TMF 998

ЗАЖИМ "МОСКИТ"

HEMOSTATIC FORCEPS CURVED



Общая длина 90 мм
- Губки изогнутый с рифлением
- Ширина губок 1.4 мм

Overall length 90 mm, 3.5 inches
- Stright sponges with corrugated
- Width of jaws 1,4 mm

TMF 999

ЗАЖИМ "МОСКИТ"

HEMOSTATIC FORCEPS CURVED



Общая длина 90 мм
- Губки прямые с рифлением
- Ширина губок 1.4 мм

Overall length 90 mm, 3.5 inches
- Stright sponges with corrugated
- Width of jaws 1,4 mm

TMF 800

ПИНЦЕТ ДЛЯ ХАЛАЗИОНА ПО ХАНТУ, ТИТАНОВЫЙ

HUNT CHALAZION FORCEPS, TITANIUM



Общая длина 98 мм

- Нижняя пластина шириной 15 мм
- Плоская ручка шириной 8 мм
- Окно верхней пластины диаметром 12 мм

Overall length 98 mm, 3.8 inches

- Lower plate 15 mm wide
- Flat handle 8 mm wide
- Upper plate window 12mm dia

TMF 801

ПИНЦЕТ ДЛЯ ХАЛАЗИОНА ПО ДЕСМАРРЕСУ, ТИТАНОВЫЙ

DESMARRES CHALAZION FORCEPS, TITANIUM



Общая длина 100 мм

- Нижняя пластина шириной 20 мм
- Плоская ручка шириной 9 мм
- Окно верхней пластины 17 мм x 9 мм

Overall length 100 mm, 3.9 inches

- Lower plate 20 mm wide
- Flat handle 9 mm wide
- Upper plate window 17 mm x 9 mm

TMF 802

ПИНЦЕТ ДЛЯ ХАЛАЗИОНА ПО ДЕСМАРРЕСУ, ТИТАНОВЫЙ

DESMARRES CHALAZION FORCEPS, TITANIUM



Общая длина 100 мм

- Нижняя пластина шириной 34 мм
- Плоская ручка шириной 8 мм
- Окно верхней пластины 31 мм x 21 мм

Overall length 100 mm, 3.9 inches

- Lower plate 34 mm wide
- Flat handle 8 mm wide
- Upper plate window 31 mm x 21 mm

TMF 803

ПИНЦЕТ ДЛЯ ХАЛАЗИОНА ПО ХАНТУ, ТИТАНОВЫЙ

HUNT CHALAZION FORCEPS, TITANIUM



Общая длина 100 мм

- Нижняя пластина шириной 14 мм
- Плоская ручка шириной 7.5 мм
- Окно верхней пластины диаметром 11.6 мм

Overall length 100 mm, 3.9 inches

- Lower plate 14 mm wide
- Flat handle 7.5 mm wide
- Upper plate window 11.6 mm dia

TMF 804

ПИНЦЕТ ДЛЯ ХАЛАЗИОНА ПО ФРЕНСису, ТИТАНОВЫЙ

FRANCIS CHALAZION FORCEPS, TITANIUM



Общая длина 100 мм


- Нижняя пластина шириной 12 мм
- Плоская ручка шириной 7.5 мм
- Окно верхней пластины 10 мм x 9 мм

Overall length 100 mm, 3.9 inches

- Lower plate 12 mm wide
- Flat handle 7.5 mm wide
- Upper plate window 10 mm x 9 mm

TMF 469

ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ РОГОВИЧНЫЙ ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 95 мм

- 2x3 зуба, высотой 0,2 мм, изогнуты под углом 90 град
- Кончики шириной 0.9 мм
- Платформа для нитей 3.5 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Круглая ручка диаметром 8 мм




CORNEAL FIXATION FORCEPS STRAIGHT, TITANIUM

Overall length 95 mm, 3.8 inches

- 2x3 teeth, 0.2 mm high
- Tips 0.9 mm wide
- 3.5 mm tying platforms
- TC teeth and platforms
- Round handle 8 mm dia

TMF 470

ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ ПО ПИРСУ ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 95 мм

- 1x1 кончики по Пирсу, с выемкой 0.1 мм
- Кончики шириной 0.2 мм
- Рабочие кончики покрыты карбидом вольфрама на длину 2,5 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм




PIERCE TYPE FIXATION FORCEPS STRAIGHT, TITANIUM

Overall length 95 mm, 3.8 inches

- 1x1 pierce tips with a groove, 0.1 mm
- Tips 0.2 mm wide
- 2.5 mm tying platforms
- TC teeth and platforms
- Round handle 8 mm dia

TMF 471

ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ РОГОВИЧНЫЙ ПО БОРЕСУ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 100 мм

- Зубья 1x2 высотой 0.12 мм
- Кончики U-образной формы с размахом 2 мм
- Фиксация под углом в 2 точки
- Рабочие кончики покрыты карбидом вольфрама на длину 5 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм



BORES CORNEAL FIXATION FORCEPS, TITANIUM

Overall length 100 mm, 3.9 inches

- Angled 2 point fixation
- 1x2 teeth, 0.12 mm high
- U-shaped 2 mm spread
- TC teeth
- Round handle 8 mm dia


TMF 472

ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ ПО ХОФФМАНУ-ПОЛАКУ, ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 100 мм

- Кончики по Пирсу с выемкой 0.1 мм
- Кончики U-образной формы с размахом 2 мм
- Фиксация под углом в 2 точках
- Круглая ручка диаметром 8 мм
- Рабочие кончики покрыты карбидом вольфрама на длину 5 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм



HOFFMAN-POLACK FIXATION FORCEPS, TITANIUM

Overall length 100 mm, 3.9 inches

- Angled 2 point fixation
- 1x1 pierce type tips, 0.1 mm
- U-shaped 2 mm spread
- Round handle 8 mm dia

TKR 110

ПИНЦЕТ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ИНТРАСТРОМАЛЬНЫХ КОЛЕЦ ТИТАНОВЫЙ



Общая длина 102 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- Платформа длиной 10 мм имеет выемку в форме импланта
- Кончики шириной 0,3 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм



FORCEPS FOR IMPLANTATION INTRASTROMAL RING, TITANIUM

Overall length 102 mm, 4.0 inches

- Tips 0.3 mm wide
- 10 mm platforms have groove like segment form
- Flat handle 10 mm wide

TKR 111

ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ ПО КРЕМЕРУ,
ТИТАНОВЫЙ

INTRASTROMAL RING

KREMER FIXATION FORCEPS,
TITANIUM



Общая длина 105 мм

- Кончики шириной 0,3 мм
- U-образной формы 8 мм
- 1x2 зубья высотой 0,12 мм покрыты карбидом вольфрама
- Плоская ручка шириной 10 мм с замком


Overall length 105 mm, 4.1 inches

- tips 0,3 mm wide U-shaped 8mm spread
- 1x2 teeth, 0.12 mm high
- TC teeth
- Flat handle 10 mm wide with lock

TMF 473

ПИНЦЕТ СКЛЕРАЛЬНО-ШОВНЫЙ ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ

SCLERAL TYING FORCEPS STRAIGHT, TITANIUM



Общая длина 105 мм

- Зубья 1x2 высотой 0.75 мм
- Кончики шириной 1,2 мм
- Платформа для нитей 6 мм
- Зубья и платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Плоская ручка шириной 10 мм


Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 1x2 teeth, 0.75 mm height
- 6.0 mm tying platforms
- Tips 1.2 mm wide
- TC teeth and platforms
- Flat handle 10 mm

TMF 474

ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ ДЛЯ МЫШЦ С ЗАМКОМ
ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ

FIXATION FORCEPS FOR MUSCLE WITH LOCK STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 104 мм

- 2x3 зуба высотой 0.5 мм
- Кончики шириной 1.4 мм
- Платформа для нитей 6 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Ручка плоская шириной 10 мм


Overall length 104 mm

- 2x3 teeth, 0.5 mm height
- 6 mm tying platforms
- Tips 1.4 mm wide
- TC teeth and platforms
- Flat handle 10 mm wide

TMF 475

ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ ДЛЯ МЫШЦ С ЗАМКОМ
ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

FIXATION FORCEPS FOR MUSCLE WITH LOCK CURVED,
TITANIUM



Общая длина 104 мм

- 2x3 зуба высотой 0.5 мм
- Кончики шириной 1.4 мм
- Зубья и платформы покрыты карбидом вольфрама
- Ручка плоская шириной 10 мм
- Платформа для нитей 6 мм


Overall length 104 mm, 4.0 inches

- 2x3 teeth, 0.5 mm high
- Tips 1.4 mm wide
- TC teeth and platforms
- Flat handle 10 mm wide

TMF 490

ПИНЦЕТ ДЛЯ МЫШЦ ПО ПАТТЕРМАНУ,
ТИТАНОВЫЙ

PATERMANN CLAMPS FOR MUSCLES,
TITANIUM



Общая длина 95 мм

- 3x3 шипа площадка 3,2x24 мм
- Сдвижной замок
- Ширина ручки 9 мм

Overall length 95 mm, 4.1 inches

- 3x3 spikes platform 3,2x24 mm sliding lock
- Flat handle 9 mm wide with lock

TMF 476

ПИНЦЕТ ДЛЯ ПТОЗА ПО БЕРКЕ МАЛЫЙ

BERKE PTOSIS FORCEPS



Общая длина 98 мм

- Рабочая часть длиной 20 мм с насечкой
- Сдвижной замок
- Плоская ручка шириной 9 мм


Overall length 98 mm, 3.9 inches

- Serrated working part 20 mm length
- Sliding lock
- Flat handle 9 mm wide

TMF 477

ПИНЦЕТ МЫШЕЧНЫЙ МАЛЫЙ, ЛЕВЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

JAMESON MUSCLE FORCEPS SMALL LEFT



Общая длина 99 мм

- Изогнут под углом 60 градусов
- 4 зуба с соответствующими углублениями на противоположной стороне
- Рабочая часть длиной 8 мм
- Сдвижной замок
- Плоская ручка шириной 9 мм


Overall length 99 mm, 3.9 inches

- 4 teeth
- Angled working part 8 mm length
- Sliding lock
- Flat handle 9 mm wide
- Angled 60°

TMF 478

ПИНЦЕТ МЫШЕЧНЫЙ МАЛЫЙ, ПРАВЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

JAMESON MUSCLE FORCEPS SMALL RIGHT



Общая длина 99 мм

- Изогнут под углом 60 градусов
- 4 зуба с соответствующими углублениями на противоположной стороне
- Рабочая часть длиной 8 мм
- Сдвижной замок
- Плоская ручка шириной 9 мм


Overall length 99 mm, 3.9 inches

- 4 teeth
- Angled working part 8 mm length
- Sliding lock
- Flat handle 9 mm wide
- Angled 60°

TMF 479

ПИНЦЕТ МЫШЕЧНЫЙ БОЛЬШОЙ, ЛЕВЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

JAMESON MUSCLE FORCEPS LEFT



Общая длина 100 мм

- Изогнут под углом 60 градусов
- 6 зубьев с соответствующими углублениями на противоположной стороне
- Рабочая часть длиной 10.6 мм
- Сдвижной замок
- Плоская ручка шириной 9 мм


Overall length 100 mm, 3.9 inches

- 6 teeth
- Angled working part 10.6 mm length
- Sliding lock
- Flat handle 9 mm wide
- Angled 60°

TMF 480

ПИНЦЕТ МЫШЕЧНЫЙ БОЛЬШОЙ, ПРАВЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

JAMESON MUSCLE FORCEPS RIGHT



Общая длина 100 мм

- Изогнут под углом 60 градусов
- 6 зубьев с соответствующими углублениями на противоположной стороне
- Рабочая часть длиной 10.6 мм
- Сдвижной замок
- Плоская ручка шириной 9 мм


Overall length 100 mm, 3.9 inches

- 6 teeth
- Angled working part 10.6 mm length
- Sliding lock
- Flat handle 9 mm wide
- Angled 60°

TMF 901

ПИНЦЕТ АНАТОМИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ,
ТИТАНОВЫЙ

DRESSING FORCEPS STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 105 мм

- Деликатные кончики с насечкой, длина 8 мм, ширина 0.6 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм


Overall length 105 mm, 4.1 inches

- 8 mm delicate serrated tips 0.6 mm wide
- Flat handle 10 mm wide

TMF 902

ПИНЦЕТ ДЛЯ КОНЬЮНКТИВЫ
ПО ФЕХТНЕРУ

FECHTNER CONJUNCTIVA FORCEPS



Общая длина 109 мм

- Деликатные кольцеобразные захваты покрыты карбидом вольфрама на длину 6,0 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм

Overall length 109 mm, 4.3 inches

- Delicate ring jaws
- Polished finish
- Flat serrated handle 10 mm

TMF 912

ПИНЦЕТ ДЛЯ КОНЬЮНКТИВЫ
ПО ФЕХТНЕРУ

FECHTNER CONJUNCTIVA FORCEPS



Общая длина 109 мм

- Деликатные кольцеобразные захваты покрыты карбидом вольфрама на длину 6,0 мм
- Плоская ручка шириной 10 мм


Overall length 109 mm, 4.3 inches

- Delicate ring jaws
- Polished finish
- Flat serrated handle 10 mm

TMF 904

ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ ПО ПИРСУ
ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ

PIERSE TYPE FIXATION FORCEPS
STRAIGHT, TITANIUM



Общая длина 87 мм

- 1x1 кончики типа Пирса, с выемкой 0.1 мм
- Платформы, покрытые карбидом вольфрама
- Платформы для нитей длиной 2.5 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм
- Концы шириной 0.2 мм

Overall length 87 mm, 3.1 inches

- 1x1 Pierse tips, 0.1 mm
- TC platforms
- 2.5 mm tying platforms
- Flat handle 7 mm wide
- Tips 0.2 mm wide

TMF 905

ПРЕЧОППЕР ПРЯМОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ,
ТИТАНОВЫЙ

PRECHOPPER STRAIGHT COMBO,
TITANIUM



Общая длина 121 мм

- Перекрестное действие
- Круглая ручка диаметром 6.4 мм
- Максимальное раскрытие 2,6 мм


Overall length 121 mm, 4.8 inches

- Cross action
- Maximum opening 2.6 mm
- Round handle 6.4 mm dia

TMF 906

ПРЕЧОППЕР ПРЯМОЙ ПО АКАХОШИ, ТИТАНОВЫЙ

PRECHOPPER STRAIGHT COMBO, STAINLESS



Общая длина 121 мм

- Перекрестное действие
- Максимальное раскрытие 3.2 мм
- Тупоконечное кольцо диаметром 1.6мм
- Кольцо диаметром 0.75 мм.
- Круглая ручка диаметром 6.4 мм




Overall length 121 mm, 4.8 inches

- Cross action
- Round handle 6.4 mm dia
- Maximum opening 2.6 mm
- Blunt ring tip 1,6 mm dia

TMF 907

ПРЕЧОППЕР ГИБРИД КОМБО ПРЯМОЙ
ПО АКАХОШИ, ТИТАНОВЫЙ

PRECHOPPER STRAIGHT COMBO, STAINLESS



Общая длина 121 мм

- Максимальное раскрытие 2.9 мм
- Округленные кончики с заостренными углами
- Круглая ручка диаметром 6.4мм



Overall length 121 mm, 4.8 inches

- Cross action
- Round handle 6.4 mm dia
- Maximum opening 3 mm
- Rounded tips with sharpened angular edge

TMF 908

ПИНЦЕТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ХРУСТАЛИКА

FORCEPS FOR EVACUATION NUCLEUS



Общая длина 106 мм

- 2x2 зубья высотой 0.3 мм
- расстояние между зубьями 2,5 мм
- концы шириной 0.3мм
- Плоская ручка 10 мм




Overall length 106 mm, 4.1 inches

- 2x2 teeth, 0.3 mm high
- Flat handle 10 mm wide

TMF 909

ПИНЦЕТ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ ХРУСТАЛИКА, ТИТАНОВЫЙ

FORCEPS FOR CRUSHING NUCLEUS



Общая длина 75 мм

- Используется для дробления мелких сегментов для фако
- Перекрещивающиеся кончики
- 1.1 x 2.5 мм кончики
- Внешняя сторона веслообразных кончиков покрыта карбидом вольфрама
- Плоская ручка шириной 10 мм




Overall length 75 mm, 2.9 inches

- 2.9 inches
- Cross action tips 1,1x2,5 mm
- Flat handle 10 mm wide

TMF 913

ПИНЦЕТ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭВАКУАЦИИ
ХРУСТАЛИКА, СТАЛЬНОЙ

FORCEPS FOR CRUSHING AND EVACUATION
FRAGMENTS NUCLEUS



Общая длина 80 мм

- Изогнутый под углом 45 градусов
- 1x2 зубья высотой 0.12 мм
- Кончики шириной 0.3 мм под углом 45 градусов
- Гильетиноподобные платформы 12 мм
- Плоская ручка шириной 8 мм




Overall length 80 mm, 3.1 inches

- 3.1 inches
- 1x2 teeth, 0.12 mm high
- Angled working part "guillotine" 12 mm
- Flat handle 8 mm wide
- Angled 45°

TMF 914

ПИНЦЕТ АНАТОМИЧЕСКИЙ ПО НУГЕНТУ ИЗОГНУТЫЙ,
ТИТАНОВЫЙ

NUGENT UTILITY FORCEPS,
TITANIUM



Общая длина 104 мм

- Изогнут под углом 45 градусов
- Платформа 9 мм с перекрестной насечкой
- Рабочие кончики шириной 1.1 мм
- Ручка плоская шириной 10 мм

Overall length 104 mm, 4.0 inches

- Angled 45 degree
- Tips 1.1 mm wide
- 9 mm cross-wise serrated platform
- Flat handle 10 mm wide

TMF 915

ПИНЦЕТ ДЛЯ СНЯТИЯ ШВОВ, ТИТАНОВЫЙ

SUTURE REMOVING FORCEPS,
TITANIUM



Общая длина 75 мм

- Рабочая часть изогнута по радиусу
- Рабочая площадка 2,5 мм покрыта карбидом вольфрама
- Платформа для нитей 3мм
- Плоская ручка шириной 9 мм


Overall length 75 mm, 2.9 inches

- Working platform 2,5 mm
- Curved shaft working part
- TC platforms 3 mm
- Flat handle 9 mm wide

TMF 916

ПИНЦЕТ РЕСНИЧНЫЙ, УЗКИЙ, ТИТАНОВЫЙ

CILIA FORCEPS NARROW,
TITANIUM



Общая длина 85 мм

- Конусообразная рабочая часть 0,4x6 мм
- Плоская ручка шириной 6 мм


Overall length 85 mm, 3.3 inches

- Narrowed smooth jaws
- TC tips 6 mm long
- Tips 0.4 mm wide
- Flat handle 6 mm wide

TMF 917

ПИНЦЕТ РЕСНИЧНЫЙ ПО ЗИГЛЕРУ, ТИТАНОВЫЙ

ZIEGLER CILIA FORCEPS,
TITANIUM



Общая длина 91 мм

- Закругленная платформа 4.5мм
- покрыта карбидом вольфрама
- Плоская ручка шириной 6 мм


Overall length 91 mm, 3.6 inches

- 4.5 mm rounded platforms
- TC platforms
- Flat handle 6 mm wide

TMF 918

ПИНЦЕТ РЕСНИЧНЫЙ, ШИРОКИЙ, ТИТАНОВЫЙ

CILIA FORCEPS WIDE, TITANIUM



Общая длина 76 мм

- Широкая платформа 1x3 мм
- покрыта карбидом вольфрама
- Плоская ручка шириной 6 мм

Overall length 76 mm, 3.0 inches

- Wide 1 mm x 3 mm
- smooth platforms
- TC platforms
- Flat handle 6 mm wide

TMF 919

ПИНЦЕТ ДЛЯ LASIK

LASIK FORCEPS




Общая длина 103 мм
 - Шпательобразная рабочая часть
 изогнута по радиусу
 - Круглая ручка 7 мм

Overall length 103 mm
 - Curved spatula-shaped
 working part
 - Round handle 7 mm

TMF 920

ПИНЦЕТ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ЛОСКУТА

FLAP LIFTING FORCEPS



Общая длина 103 мм
 - Рабочие кончики 0.6 мм
 с насечкой
 - Круглая ручка 7 мм

Overall length 103 mm
 - Curved working part with tip
 0.6 mm dia
 - Round handle 7 mm

TMF 921

ПИНЦЕТ ЮВЕЛИРНЫЙ

JEWELERS FORCEPS



Общая длина 110 мм
 - Рабочие кончики 0.2 мм
 - Плоская ручка 10 мм

Overall length 110 mm
 - Sharp tips 0.2 mm
 - Flat handle 10 mm

TMF 922

ПИНЦЕТ ЮВЕЛИРНЫЙ, ИЗОГНУТЫЙ

JEWELERS FORCEPS, CURVED



Общая длина 110 мм
 - Рабочие кончики 0.2 мм
 - Плоская ручка 10 мм

Overall length 110 mm
 - Sharp tips 0.2 mm
 - Flat handle 10 mm

TMF 923

ПИНЦЕТ ЮВЕЛИРНЫЙ

JEWELERS FORCEPS




Общая длина 110 мм
 - Рабочие кончики 0.2 мм
 - Плоская ручка 10 мм

Overall length 110 mm
 - Sharp tips 0.2 mm
 - Flat handle 10 mm

TMF 924

ПИНЦЕТ ПО АДСОНУ, АНАТОМИЧЕСКИЙ

ADSON DRESSING FORCEPS




Общая длина 120 мм
 - Рабочая часть с насечкой 10 мм
 - Плоская ручка 14 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches
 - Serrated tips 10 mm
 - Flat handle 14 mm

TMF 925

ПИНЦЕТ ПО АДСОНУ, ФИКСАЦИОННЫЙ

ADSON FIXATION FORCEPS



Общая длина 120 мм
 - Рабочая часть 1 x 2 зубья высотой 0.5 мм
 - Плоская ручка 14 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches
 - 1 x 2 teeth, 0.5 mm
 - Flat handle 14 mm

TMF 926

ПИНЦЕТ ДЛЯ УСТАНОВКИ
 КЛАПАНА АХМЕДА

FORCEPS FOR LOADING VALVE
 OF AHMED



Общая длина 110 мм
 - Рабочая часть с желобком
 - Плоская ручка 10 мм

Overall length 110 mm, 4.7 inches
 - Working part with groove
 - Flat handle 10 mm

TMF 927

ПИНЦЕТ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ
 АНТИГЛАУКОМНОГО ШУНТА

FORCEPS FOR IMPLANTATION
 CHUNT "REPER"



Общая длина 125 мм
 - Рабочая часть с желобом по форме шунта
 - Круглая ручка 10 мм


Overall length 125 mm, 4.7 inches
 - Working part with groove, according
 form of chunt
 - Round handle 10 mm

TMF 928

ПИНЦЕТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛЕНТИКУЛЫ,
 МЕТОД SMILE

ReLex SMILE

SMILE LENTICULE REMOVAL
 FORCEPS



Общая длина 82 мм
 - Рабочая часть длиной 9 мм с насечкой длиной 4 мм
 - Изогнутый под углом 30 градусов
 - Кончики шириной 0.3 мм
 - Плоская ручка шириной 7 мм

Overall length 82 mm, 3.2 inches
 - Angled 30° working part 9 mm
 with serrated tip 4 mm
 - Flat handle 7 mm wide
 - Tips 0.3 mm wide

TMH 100

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ ПО МАКФЕРСОНУ,
ТИТАНОВЫЙ

McPHERSON NEEDLE HOLDER STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 100 мм

- Прямые губки длиной 10,5 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие кончики шириной 0.4 мм
- Круглая ручка диаметром 7 мм

Overall length 100 mm, 3.9 inches

- Straight jaws 10.5 mm long
- TC jaws
- Tips 0.4 mm wide
- Round handle 7 mm dia

TMH 101

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗОГНУТЫЙ ПО КОХАНУ,
ТИТАНОВЫЙ

COHAN NEEDLE HOLDER CURVED,
TITANIUM



Общая длина 100 мм

- Тонкие изогнутые губки длиной 7.5 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие кончики шириной 0.4 мм
- Круглая ручка диаметром 7 мм

Overall length 100 mm, 3.9 inches

- Fine curved jaws 7.5 mm long
- TC jaws
- Tips 0.4 mm wide
- Round handle 7 mm dia

TMH 102

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗОГНУТЫЙ ПО БАРРАКЕРУ,
ТИТАНОВЫЙ

BARRAQUER NEEDLE HOLDER CURVED,
TITANIUM



Общая длина 100 мм

- Деликатные изогнутые губки длиной 8.5 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие кончики шириной 0.4 мм
- Круглая ручка диаметром 7 мм

Overall length 100 mm, 3.9 inches

- Delicate curved jaws 8.5 mm long
- TC jaws
- Tips 0.4 mm wide
- Round handle 7 mm dia

TMH 103

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗОГНУТЫЙ ПО БАРРАКЕРУ,
ТИТАНОВЫЙ

BARRAQUER NEEDLE HOLDER CURVED,
TITANIUM



Общая длина 100 мм

- Деликатные изогнутые губки длиной 9.5 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие кончики шириной 0.4 мм
- Круглая ручка диаметром 7 мм

Overall length 100 mm, 3.9 inches

- Delicate curved jaws 9.5 mm long
- TC jaws
- Tips 0.4 mm wide
- Round handle 7 mm dia

TMH 104

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ ПО БЕХЕРТУ-СИНСКИ,
ТИТАНОВЫЙ

BECHERT-SINSKEY NEEDLE HOLDER STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 100 мм

- Деликатные прямые губки длиной 7.5 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие кончики шириной 0.4 мм
- Круглая ручка диаметром 7 мм

Overall length 100 mm, 3.9 inches

- Delicate straight jaws 7.5 mm long
- TC jaws
- Tips 0.4 mm wide
- Round handle 7 mm dia

TMH 105

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗОГНУТЫЙ ПО КАСТРОВЬЕХО,
ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER CURVED,
TITANIUM



Общая длина 125 мм

- Стандартные изогнутые губки длиной 11 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие кончики шириной 0.4 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм

Overall length 125 mm, 4.9 inches

- Standard curved jaws 11 mm long
- TC jaws
- Tips 0.4 mm wide
- Round handle 8 mm dia

TMH 106

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ ПО КАСТРОВЬЕХО,
ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 125 мм

- Утолщенные прямые губки длиной 11 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие кончики шириной 0.4 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм

Overall length 125 mm, 4.9 inches

- Heavy straight jaws 11 mm long
- TC jaws
- Tips 0.4 mm wide
- Round handle 8 mm dia

TMH 107

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗОГНУТЫЙ ПО БАРРАКЕРУ,
ТИТАНОВЫЙ

BARRAQUER NEEDLE HOLDER CURVED,
TITANIUM



Общая длина 125 мм

- Тонкие изогнутые губки длиной 7.5 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие кончики шириной 0.4 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм

Overall length 125 mm, 4.9 inches

- Fine curved jaws 7.5 mm long
- TC jaws
- Tips 0.4 mm wide
- Round handle 8 mm dia

TMH 108

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ ПО КАСТРОВЬЕХО,
ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 125 мм

- Прямые губки длиной 7.5 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие кончики шириной 0.4 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм

Overall length 125 mm, 4.9 inches

- Medium straight jaws 7.5 mm long
- TC jaws
- Tips 0.4 mm wide
- Round handle 8 mm dia

TMH 109

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗОГНУТЫЙ ПО БАРРАКЕРУ,
ТИТАНОВЫЙ

BARRAQUER NEEDLE HOLDER CURVED,
TITANIUM



Общая длина 125 мм

- Тонкие изогнутые губки длиной 9.5 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие кончики шириной 0.4 мм
- Круглая ручка диаметром 7 мм

Overall length 125 mm, 4.9 inches

- Fine curved jaws 9.5 mm long
- TC jaws
- Tips 0.4 mm wide
- Round handle 7 mm dia

TMH 110

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ ПО КАЛЬТУ,
ТИТАНОВЫЙ

KALT NEEDLE HOLDER STRAIGHT,
TITANIUM

Общая длина 135 мм

- Утолщенные прямые губки длиной 10.5 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие кончики шириной 0.8 мм
- Плоская ручка с замком шириной 10 мм



Overall length 135 mm, 5.3 inches

- Heavy straight jaws 10.5 mm long
- TC jaws
- Tips 0.8 mm wide
- Flat locking handle 10 mm wide

TMH 111

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗОГНУТЫЙ ПО ТЕННАТАНУ,
ТИТАНОВЫЙ

TENNATAN NEEDLE HOLDER CURVED,
TITANIUM

Общая длина 135 мм

- Тонкие изогнутые губки длиной 10.5 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие кончики шириной 0.4 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм



Overall length 135 mm, 5.3 inches

- Fine curved jaws 10.5 mm long
- TC jaws
- Tips 0.4 mm wide
- Round handle 8 mm dia

TMH 112

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗОГНУТЫЙ ПО КАСТРОВЬЕХО,
ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER CURVED,
TITANIUM

Общая длина 135 мм

- Утолщенные изогнутые губки длиной 10.5 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие кончики шириной 0.6 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм



Overall length 135 mm, 5.3 inches

- Heavy curved jaws 10.5 mm long
- TC jaws
- Tips 0.6 mm wide
- Round handle 8 mm dia

TMH 113

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗОГНУТЫЙ ПО КАСТРОВЬЕХО,
ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER CURVED,
TITANIUM

Общая длина 135 мм

- Утолщенные изогнутые губки длиной 10.5 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие кончики шириной 0.4 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм



Overall length 135 mm, 5.3 inches

- Heavy curved jaws 10.5 mm long
- TC jaws
- Tips 0.4 mm wide
- Round handle 8 mm dia

TMH 114

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗОГНУТЫЙ,
ТИТАНОВЫЙ

NEEDLE HOLDER CURVED,
TITANIUM

Общая длина 135 мм

- Утолщенные изогнутые губки длиной 11.5 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие кончики шириной 0.95 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм



Overall length 135 mm, 5.3 inches

- Heavy straight jaws 11.5 mm long
- TC jaws
- Tips 0.95 mm wide
- Round handle 8 mm dia

TMH 115

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗОГНУТЫЙ ПО КАСТРОВЬЕХО,
СТАЛЬНОЙ

CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER CURVED,
STAINLESS



Общая длина 125 мм

- Тонкие изогнутые губки длиной 11 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие кончики шириной 0.6 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм

Overall length 125 mm, 4.9 inches

- Fine curved jaws 11 mm long
- TC jaws
- Tips 0.6 mm wide
- Round handle 8 mm dia

TMH 116

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗОГНУТЫЙ ПО БАРРАКЕРУ,
ТИТАНОВЫЙ

BARRAQUER NEEDLE HOLDER CURVED,
TITANIUM



Общая длина 125 мм

- Тонкие изогнутые губки длиной 9.5 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие кончики шириной 0.4 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм

Overall length 125 mm, 4.9 inches

- Fine curved jaws 9.5 mm long
- TC jaws
- Tips 0.4 mm wide
- Round handle 8 mm dia

TMH 117

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗОГНУТЫЙ ПО БАРРАКЕРУ,
ТИТАНОВЫЙ

BARRAQUER NEEDLE HOLDER CURVED,
TITANIUM



Общая длина 135 мм

- Утолщенные изогнутые губки длиной 8.5 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие кончики шириной 0.6 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм

Overall length 135 mm, 5.3 inches

- Fine curved jaws 8.5 mm long
- TC jaws
- Tips 0.6 mm wide
- Round handle 8 mm dia

TMH 118

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ ПО КАСТРОВЬЕХО,
ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER CURVED,
TITANIUM



Общая длина 135 мм

- Тонкие прямые губки длиной 11 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Рабочие кончики шириной 0.4 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм

Overall length 135 mm, 5.3 inches

- Fine straight jaws 11 mm long
- TC jaws
- Tips 0.4 mm wide
- Round handle 8 mm dia

TMH 119

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ-НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЙ
ПО СНИДУ, СТАЛЬНОЙ

SNEAD NEEDLE HOLDER-SCISSORS CURVED,
STAINLESS STILL



Общая длина 140 мм

- Тонкие губки иглодержателя длиной 3.5 мм
- Губки покрыты карбидом вольфрама
- Изогнутые режущие поверхности длиной 7.5 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм

Overall length 140 mm, 5.5 inches

- Fine 3.5 mm needle holder jaws
- Curved 7.5 mm scissors blades
- TC jaws
- Tips 0.4 mm wide
- Round handle 8 mm dia

TMS 101

НОЖНИЦЫ ПО ВАННАСУ ПРЯМЫЕ,
СТАЛЬНЫЕ

VANNAS SCISSORS STRAIGHT,
STAINLESS STEEL



- Общая длина 84 мм**
- Острые кончики шириной 0.3 мм
 - Матовая поверхность
 - Прямые лезвия длиной 9.5 мм
 - Плоская ручка шириной 7.5 мм

- Overall length 84 mm, 3.3 inches**
- Sharp tips 0.3 mm wide
 - Mat finish
 - Straight 9.5 mm blades
 - Flat handle 7.5 mm wide

TMS 102

НОЖНИЦЫ ПО ВАННАСУ ПРЯМЫЕ,
СТАЛЬНЫЕ

VANNAS SCISSORS STRAIGHT,
STAINLESS STEEL



- Общая длина 80 мм**
- Острые концы шириной 0.2 мм
 - Матовая поверхность
 - Прямые лезвия длиной 5.5 мм
 - Плоская ручка шириной 7.5 мм

- Overall length 80 mm, 3.1 inches**
- Sharp tips 0.2 mm wide
 - Mat finish
 - Straight 5.5 mm blades
 - Flat handle 7.5 mm wide

TMS 103

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО ВАННАСУ,
СТАЛЬНЫЕ

VANNAS SCISSORS CURVED,
STAINLESS STEEL



- Общая длина 84 мм**
- Острые концы шириной 0.3 мм
 - Матовая поверхность
 - Изогнутые лезвия длиной 9.5 мм
 - Плоская ручка шириной 7.5 мм

- Overall length 84 mm, 3.3 inches**
- Sharp tips 0.3 mm wide
 - Mat finish
 - Curved 9.5 mm blades
 - Flat handle 7.5 mm

TMS 104

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО ВАННАСУ,
СТАЛЬНЫЕ

VANNAS SCISSORS CURVED,
STAINLESS STEEL



- Общая длина 80 мм**
- Острые концы шириной 0.2 мм
 - Матовая поверхность
 - Изогнутые лезвия длиной 5.5 мм
 - Плоская ручка шириной 7.5 мм

- Overall length 80 mm, 3.1 inches**
- Sharp tips 0.2 mm wide
 - Mat finish
 - Curved 5.5 mm blades
 - Flat handle 7.5 mm

TMS 105

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО ПЛОСКОСТИ
ПО ВАННАСУ, СТАЛЬНЫЕ

VANNAS SCISSORS ANGLED,
STAINLESS STEEL



- Общая длина 81 мм**
- Острые концы шириной 0.3 мм
 - Матовая поверхность
 - Изогнутые под углом 45 градусов лезвия длиной 9.5 мм
 - Плоская ручка шириной 7.5 мм

- Overall length 81 mm, 3.2 inches**
- Sharp tips 0.3 mm wide
 - Mat finish
 - Angled 45 degree 9.5 mm blades
 - Flat handle 7.5 mm wide

TMS 106

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО ПЛОСКОСТИ
ПО ВАННАСУ, СТАЛЬНЫЕ

VANNAS SCISSORS ANGLED,
STAINLESS STEEL



Общая длина 80 мм

- Острые концы шириной 0.2 мм
- Матовая поверхность
- Изогнутые под углом 20 градусов лезвия длиной 5.5 мм
- Плоская ручка шириной 7.5 мм

Overall length 80 mm, 3.1 inches

- Sharp tips 0.2 mm wide
- Mat finish
- Angled 20 degree 5.5 mm blades
- Flat handle 7.5 mm wide

TMS 107

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО РЕБРУ ПО ВАННАСУ,
СТАЛЬНЫЕ

VANNAS SCISSORS ANGLED TO SIDE,
STAINLESS STEEL



Общая длина 81 мм

- Острые концы шириной 0.3 мм
- Матовая поверхность
- Изогнутые по ребру под углом 50 градусов лезвия длиной 9.5 мм
- Плоская ручка шириной 7.5 мм

Overall length 81 mm, 3.1 inches

- Sharp tips 0.3 mm wide
- Mat finish
- Angled to side 50 degree 9.5 mm blades
- Flat handle 7.5 mm wide

TMS 108

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО РЕБРУ ПО ВАННАСУ,
СТАЛЬНЫЕ

VANNAS SCISSORS ANGLED TO SIDE,
STAINLESS STEEL



Общая длина 80 мм

- Острые концы шириной 0.2 мм
- Матовая поверхность
- Изогнутые по ребру под углом 50 градусов лезвия длиной 5.5 мм
- Плоская ручка шириной 7.5 мм

Overall length 80 mm, 3.1 inches

- Sharp tips 0.2 mm wide
- Mat finish
- Angled to side 50 degree 5.5 mm blades
- Flat handle 7.5 mm wide

TMS 109

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО ВАННАСУ,
СТАЛЬНЫЕ

VANNAS SCISSORS CURVED,
STAINLESS STEEL



Общая длина 84 мм

- Острые концы шириной 0.3 мм
- Матовая поверхность
- Изогнутые лезвия длиной 8.5 мм
- Круглая ручка диаметром 6 мм

Overall length 84 mm, 3.3 inches

- Sharp tips 0.3 mm wide
- Mat finish
- Curved 8.5 mm blades
- Round handle 6 mm dia

TMS 110

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО ВАННАСУ,
СТАЛЬНЫЕ

VANNAS SCISSORS CURVED,
STAINLESS STEEL



Общая длина 90 мм

- Острые концы шириной 0.3 мм
- Матовая поверхность
- Изогнутые лезвия длиной 8.5 мм
- Плоская ручка шириной 6 мм

Overall length 90 mm, 3.5 inches

- Sharp tips 0.3 mm wide
- Mat finish
- Curved 8.5 mm blades
- Flat handle 6 mm wide

TMS 111

НОЖНИЦЫ ПРЯМЫЕ
ПО ВАННАСУ, СТАЛЬНЫЕ

VANNAS SCISSORS STRAIGHT,
STAINLESS STEEL



- Общая длина 115 мм**
- Острые концы шириной 0.3 мм
 - Матирование
 - Прямые лезвия длиной 9 мм
 - Плоская ручка шириной 7 мм

- Overall length 115 mm, 4.6 inches**
- Sharp tips 0.3 mm wide
 - Mat finish
 - Straight 9 mm blades
 - Flat handle 7.0 mm wide

TMS 112

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО ВАННАСУ,
СТАЛЬНЫЕ

VANNAS SCISSORS CURVED,
STAINLESS STEEL



- Общая длина 115 мм**
- Острые концы шириной 0.3 мм
 - Матирование
 - Изогнутые лезвия длиной 9 мм
 - Плоская ручка шириной 7 мм

- Overall length 115 mm, 4.6 inches**
- Sharp tips 0.3 mm wide
 - Mat finish
 - Curved 9 mm blades
 - Flat handle 7.0 mm wide

TMS 113

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО ВАННАСУ,
СТАЛЬНЫЕ

VANNAS SCISSORS ANGLED
STAINLESS STEEL



- Общая длина 115 мм**
- Острые концы шириной 0.3 мм
 - Матирование
 - Изогнутые под углом 15 градусов лезвия длиной 9 мм
 - Плоская ручка шириной 7 мм

- Overall length 115 mm, 4.6 inches**
- Sharp tips 0.3 mm wide
 - Mat finish
 - Angled 15 degree 9 mm blades
 - Flat handle 7.0 mm wide

TMS 114

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ
ИЗОГНУТЫЕ ПОД УГЛОМ, СТАЛЬНЫЕ

ANTERIOR CAPSULOTOMY SCISSORS
ANGLED, STAINLESS



- Общая длина 90 мм**
- Острые концы шириной 0.2 мм
 - Матовая поверхность
 - Изогнутые под углом 45 градусов лезвия длиной 10 мм
 - Плоская ручка диаметром 6 мм

- Overall length 90 mm, 3.5 inches**
- Sharp tips 0.2 mm
 - Mat finish
 - Angled 45 degree 10 mm blades
 - Flat handle 6 mm dia

TMS 115

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ДЛЯ КОНЬЮНКТИВЫ,
СТАЛЬНЫЕ

ANTERIOR CAPSULOTOMY SCISSORS
ANGLED, STAINLESS



- Общая длина 82 мм**
- Острые концы шириной 0.3 мм
 - Матовая поверхность
 - Изогнутые под углом 45 градусов лезвия длиной 10 мм
 - Круглая ручка диаметром 6 мм

- Overall length 82 mm, 3.2 inches**
- Sharp tips 0.3 mm wide
 - Mat finish
 - Angled 45 degree 10 mm blades
 - Round handle 6 mm dia

TMS 121

НОЖНИЦЫ ПО ВАННАСУ ПРЯМЫЕ,
СТАЛЬНЫЕ

VANNAS SCISSORS STRAIGHT,
STAINLESS STEEL

- Общая длина 87 мм**
- Острые кончики шириной 0.3 мм
 - Матовая поверхность
 - Прямые лезвия длиной 12 мм
 - Плоская ручка шириной 7.5 мм



- Overall length 87 mm, 3.3 inches**
- Sharp tips 0.3 mm wide
 - Mat finish
 - Straight 12 mm blades
 - Flat handle 7.5 mm wide

TMS 122

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО ВАННАСУ,
СТАЛЬНЫЕ

VANNAS SCISSORS CURVED,
STAINLESS STEEL

- Общая длина 87 мм**
- Острые концы шириной 0.3 мм
 - Матовая поверхность
 - Изогнутые лезвия длиной 12 мм
 - Плоская ручка шириной 7.5 мм



- Overall length 87 mm, 3.3 inches**
- Sharp tips 0.3 mm wide
 - Mat finish
 - Curved 12 mm blades
 - Flat handle 7.5 mm

TMS 123

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО ВАННАСУ,
СТАЛЬНЫЕ

VANNAS SCISSORS CURVED,
STAINLESS STEEL

- Общая длина 87 мм**
- Острые концы шириной 0.3 мм
 - Матовая поверхность
 - Изогнутые лезвия длиной 12 мм
 - Круглая ручка диаметром 6 мм



- Overall length 87 mm, 3.3 inches**
- Sharp tips 0.3 mm wide
 - Mat finish
 - Curved 12 mm blades
 - Round handle 6 mm dia

TMS 124

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО ВАННАСУ,
СТАЛЬНЫЕ

VANNAS SCISSORS CURVED,
STAINLESS STEEL

- Общая длина 87 мм**
- Острые концы шириной 0.3 мм
 - Матовая поверхность
 - Изогнутые лезвия длиной 12 мм
 - Круглая ручка диаметром 6 мм



- Overall length 87 mm, 3.3 inches**
- Sharp tips 0.3 mm wide
 - Mat finish
 - Curved 12 mm blades
 - Round handle 6 mm dia

TMS 125

НОЖНИЦЫ ДЛЯ DALK ИЗОГНУТЫЕ ПРАВЫЕ

DALK

SCISSORS FOR DALK CURVED RAIGHT

- Общая длина 100 мм**
- Изогнутые лезвия длиной 9 мм с ограничителем 5 мм
 - Плоская ручка 7 мм



- Overall length 100 mm**
- Curved 9mm blades with limit 5 mm length
 - Flat handle 7 mm

TMS 126

НОЖНИЦЫ ДЛЯ DALK ИЗОГНУТЫЕ ЛЕВЫЕ

DALK

SCISSORS FOR DALK CURVED LEFT

- Общая длина 100 мм**
- Изогнутые лезвия длиной 9 мм с ограничителем 5 мм
 - Плоская ручка 7 мм



- Overall length 100 mm**
- Curved 9mm blades with limit 5 mm length
 - Flat handle 7 mm

TMS 116

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО КАСТРОВЬЕХО,
СТАЛЬНЫЕ

CASTROVIEJO SCISSORS CURVED,
STAINLESS STEEL



Общая длина 110 мм
- Острые концы шириной 0.3 мм
- Матирование
- Изогнутые лезвия 8,5 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм

Overall length 110 mm, 4.7 inches
- Sharp tips 0.3 mm wide
- Mat finish
- Curved 8,5 mm blades
- Flat handle 7.0 mm wide

TMS 117

НОЖНИЦЫ ПРЯМЫЕ ПО НОЙЕСУ, СТАЛЬНЫЕ

NOYES SCISSORS STRAIGHT,
STAINLESS STEEL



Общая длина 105 мм
- Острые концы шириной 0.2 мм
- Матирование
- Прямые лезвия длиной 12 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм

Overall length 105 mm, 4.1 inches
- Sharp tips 0.2 mm wide
- Mat finish
- Straight 12 mm blades
- Flat handle 7.0 mm wide

TMS 118

НОЖНИЦЫ ПРЯМЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПО НОЙЕСУ,
СТАЛЬНЫЕ

NOYES COMBINED SCISSORS STRAIGHT,
STAINLESS STEEL



Общая длина 105 мм
- Острый и тупой концы шириной 0.2 мм и 0.5 мм соответственно
- Матирование
- Прямые лезвия длиной 12 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм

Overall length 105 mm, 4.1 inches
- Sharp and blunt tips 0.2 mm and 0.5 mm wide
- Mat finish
- Straight 12 mm blades
- Flat handle 7.0 mm wide

TMS 119

НОЖНИЦЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ ТЕНОТОМИИ ПО НОЙЕСУ,
СТАЛЬНЫЕ

NOYES TENOTOMY SCISSORS STRAIGHT,
STAINLESS STEEL



Общая длина 105 мм
- Тупые концы шириной 0.5 мм
- Матирование
- Прямые лезвия длиной 12 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм

Overall length 105 mm, 4.1 inches
- Blunt tips 0.5 mm wide
- Mat finish
- Straight 12 mm blades
- Flat handle 7.0 mm wide

TMS 120

НОЖНИЦЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ ТЕНОТОМИИ, СТАЛЬНЫЕ

NOYES TENOTOMY SCISSORS STRAIGHT,
STAINLESS STEEL




Общая длина 105 мм
- Тупые концы шириной 0.65 мм
- Матирование
- Прямые лезвия длиной 12 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм

Overall length 105 mm, 4.1 inches
- Blunt tips 0.65 mm wide
- Mat finish
- Straight 12 mm blades
- Flat handle 7.0 mm wide

TMS 201

НОЖНИЦЫ РОГОВИЧНЫЕ ПО КАСТРОВЬЕХО
ИЗОГНУТЫЕ, СТАЛЬНЫЕ

CASTROVIEJO MINI CORNEAL SCISSORS
CURVED, STAINLESS STEEL



Общая длина 100 мм

- Острые кончики шириной 0.2 мм
- Матовая поверхность
- Изогнутые лезвия ножниц длиной 8 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм


Overall length 100 mm, 3.9 inches

- Sharp tips 0.2 mm wide
- Mat finish
- Curved 8 mm blades
- Flat handle 7 mm wide

TMS 202

НОЖНИЦЫ РОГОВИЧНЫЕ ПО ТРОУТМАНУ-КАСТРОВЬЕХО -
ПРАВЫЕ, СТАЛЬНЫЕ

TROUTMAN-CASTROVIEJO CORNEAL SCISSORS -
RIGHT, STAINLESS STEEL



Общая длина 105 мм

- Концы шириной 0.5 мм
- Матовая поверхность
- Изогнутые лезвия длиной 9.5 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм

Overall length 105 mm, 4.1 inches

- Blunt tips 0.5 mm wide
- Mat finish
- Curved 9.5 mm wide
- Flat handle 7 mm wide

TMS 203

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РОГОВИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ
ПО ТРОУТМАНУ-КАСТРОВЬЕХО - ЛЕВЫЕ, СТАЛЬНЫЕ

TROUTMAN-CASTROVIEJO CORNEAL
SCISSORS-LEFT, STAINLESS STEEL



Общая длина 105 мм

- Кончики шириной 0.5 мм
- Матовая поверхность
- Изогнутые лезвия шириной 9.5 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм

Overall length 105 mm, 4.1 inches

- Blunt tips 0.5 mm wide
- Mat finish
- Curved 9.5 blades
- Flat handle 7 mm wide

TMS 204

НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПО КАСТРОВЬЕХО,
СТАЛЬНЫЕ

CASTROVIEJO UNIVERSAL SCISSORS,
STAINLESS STEEL



Общая длина 106 мм

- Тупые концы 0.65 мм шириной
- Матовая поверхность
- Изогнутые лезвия 14 мм
- Плоская ручка 7 мм

Overall length 106mm, 4.2 inches

- Blunt tips 0.65mm wide
- Dull finish
- Curved 14 mm blades
- Flat handle 7mm wide

TMS 205

НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПО КАСТРОВЬЕХО,
СТАЛЬНЫЕ

CASTROVIEJO UNIVERSAL SCISSORS,
STAINLESS STEEL



Общая длина 100 мм

- Тупые концы 0.65 мм шириной
- Матовая поверхность
- Изогнутые лезвия 14 мм
- Круглая ручка диаметром 8 мм

Overall length 100 mm, 3.9 inches

- Blunt tips 0.65mm wide
- Dull finish
- Curved 14 mm blades
- Round handle 8mm dia.

TMS 206

**НОЖНИЦЫ РОГОВИЧНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ
ПО КАЦЕНУ - ПРАВЫЕ, СТАЛЬНЫЕ**

**KATZIN CORNEAL TRANSPLANT SCISSORS
RIGHT, STAINLESS STEEL**



Общая длина 110 мм
 - Концы шириной 0.3 мм
 - Матирование
 - Сильно изогнутые вправо лезвия длиной 7 мм
 - Круглая ручка диаметром 8 мм

Overall length 100 mm, 3.9 inches
 - Sharp tips 0.3 mm wide
 - Mat finish
 - Right strongly curved 7 mm blades
 - Round handle 8.0 mm dia

TMS 207

**НОЖНИЦЫ РОГОВИЧНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ
ПО КАЦЕНУ - ЛЕВЫЕ, СТАЛЬНЫЕ**

**KATZIN CORNEAL TRANSPLANT SCISSORS LEFT,
STAINLESS STEEL**



Общая длина 100 мм
 - Концы шириной 0.3 мм
 - Матирование
 - Сильноизогнутые влево лезвия длиной 7 мм
 - Круглая ручка диаметром 8 мм

Overall length 100 mm, 3.9 inches
 - Sharp tips 0.3 mm wide
 - Mat finish
 - Left strongly curved 7 mm blades
 - Round handle 8.0 mm dia

TMS 208

**НОЖНИЦЫ РОГОВИЧНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ
ПО КАСТРОВЬЕХО - ПРАВЫЕ, СТАЛЬНЫЕ**

**CASTROVIEJO CORNEAL SCISSORS RIGHT,
STAINLESS STEEL**



Общая длина 100 мм
 - Концы шириной 0.4 мм
 - Матирование
 - Слабоизогнутые вправо лезвия длиной 10.5 мм и 9.5 мм
 - Плоская ручка шириной 6 мм

Overall length 100 mm, 3.9 inches
 - Blunt tips 0.4 mm wide
 - Mat finish
 - Right slightly curved 10.5 mm blades,
 left 9.5 mm blades
 - Flat handle 6.0 mm wide

TMS 209

**НОЖНИЦЫ РОГОВИЧНЫЕ ПО КАСТРОВЬЕХО -
ЛЕВЫЕ, СТАЛЬНЫЕ**

**CASTROVIEJO CORNEAL SCISSORS LEFT,
STAINLESS STEEL**




Общая длина 100 мм
 - Концы шириной 0.4 мм
 - Матирование
 - Слабоизогнутые влево лезвия длиной 10.5 мм и 9.5 мм
 - Плоская ручка шириной 6 мм

Overall length 100 mm, 3.9 inches
 - Blunt tips 0.4 mm wide
 - Mat finish
 - Left slightly curved 10.5 mm blades,
 right 9.5 mm blades
 - Flat handle 6.0 mm wide

TMS 210

**НОЖНИЦЫ РОГОВИЧНЫЕ ПО КАСТРОВЬЕХО -
ПРАВЫЕ, СТАЛЬНЫЕ**

**CASTROVIEJO CORNEAL SCISSORS RIGHT,
STAINLESS STEEL**



Общая длина 105 мм
 - Концы шириной 0.5 мм
 - Матирование
 - Слабоизогнутые вправо лезвия длиной 11 мм и 10.4 мм
 - Плоская ручка шириной 7 мм

Overall length 105 mm, 4.1 inches
 - Blunt tips 0.5 mm wide
 - Mat finish
 - Right slightly curved 11.0 mm blades,
 left 10.4 mm blades
 - Flat handle 7.0 mm wide

TMS 211

НОЖНИЦЫ РОГОВИЧНЫЕ ПО КАСТРОВЬЕХО -
ЛЕВЫЕ, СТАЛЬНЫЕ

CASTROVIEJO CORNEAL SCISSORS LEFT,
STAINLESS STEEL



- Общая длина 105 мм**
- Концы шириной 0.5 мм
 - Матирование
 - Слабоизогнутые влево, лезвия длиной 11 мм и 10.4 мм
 - Плоская ручка шириной 7 мм

- Overall length 105 mm, 4.1 inches**
- Blunt tips 0.5 mm wide
 - Mat finish
 - Left slightly curved 11.0 mm blades, right 10.4 mm blades
 - Flat handle 7.0 mm wide

TMS 212

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО КАСТРОВЬЕХО, СТАЛЬНЫЕ

CASTROVIEJO MICRO SCISSORS CURVED,
STAINLESS STEEL




- Общая длина 105 мм**
- Острые концы шириной 0.3 мм
 - Матирование
 - Сильноизогнутые лезвия длиной 9 мм
 - Круглая ручка диаметром 8 мм

- Overall length 105 mm, 4.1 inches**
- Sharp tips 0.3 mm wide
 - Mat finish
 - Strongly curved 9.0 mm blades
 - Round handle 8.0 mm dia

TMS 301

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ДЛЯ КОНЬЮНКТИВЫ,
СТАЛЬНЫЕ

CONJUNCTIVAL SCISSORS CURVED,
STAINLESS STEEL



- Общая длина 108 мм**
- Острые концы шириной 0.3 мм
 - Матовая поверхность
 - Изогнутые лезвия длиной 11 мм
 - Круглая ручка диаметром 8 мм

- Overall length 108 mm, 4.2 inches**
- Sharp tips 0.3 mm wide
 - Mat finish
 - Curved 11 mm blades
 - Round handle 8 mm dia

TMS 302

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ДЛЯ КОНЬЮНКТИВЫ,
СТАЛЬНЫЕ

CONJUNCTIVAL SCISSORS CURVED,
STAINLESS STEEL



- Общая длина 105 мм**
- Острые концы шириной 0.3 мм
 - Матовая поверхность
 - Изогнутые лезвия длиной 11.5 мм
 - Плоская ручка шириной 7 мм

- Overall length 105 mm, 4.1 inches**
- Sharp tips 0.3 mm wide
 - Mat finish
 - Curved 11.5 mm blades
 - Flat handle 7 mm wide

TMS 400

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО ВЕСТКОТТУ, СТАЛЬНЫЕ

WESTCOTT SCISSORS CURVED,
STAINLESS STEEL



- Общая длина 84 мм**
- Острые концы шириной 0.3 мм
 - Матирование
 - Изогнутые лезвия длиной 7 мм
 - Плоская ручка шириной 7.5 мм

- Overall length 84 mm, 3.3 inches**
- Sharp tips 0.3 mm wide
 - Mat finish
 - Curved 7 mm blades
 - Flat handle 7.5 mm wide

TMS 401

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО ВЕСТКОТТУ,
СТАЛЬНЫЕ

WESTCOTT SCISSORS CURVED,
STAINLESS STEEL



- Общая длина 120 мм**
- Притупленные концы шириной 0.8 мм
 - Матовая поверхность
 - Изогнутые лезвия длиной 16.5
 - Плоская ручка шириной 10 мм

- Overall length 120 mm, 4.7 inches**
- Blunt tips 0.8 mm wide
 - Mat finish
 - Curved 16.5 mm blades
 - Flat handle 10 mm wide

TMS 402

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО ВЕСТКОТТУ,
СТАЛЬНЫЕ

WESTCOTT SCISSORS CURVED,
STAINLESS STEEL



- Общая длина 120 мм**
- Притупленные кончики шириной 0.8 мм
 - Матовая поверхность
 - Изогнутые лезвия ножниц длиной 16 мм
 - Круглая ручка диаметром 8 мм

- Overall length 120 mm, 4.7 inches**
- Blunt tips 0.8 mm wide
 - Mat finish
 - Curved 16 mm blades
 - Round handle 8 mm dia

TMS 403

НОЖНИЦЫ ПРЯМЫЕ ПО ВЕСТКОТТУ,
СТАЛЬНЫЕ

WESTCOTT SCISSORS STRAIGHT,
STAINLESS STEEL



- Общая длина 119 мм**
- Рабочие кончики 0,2 мм
 - Матовая поверхность
 - Длина лезвий 17 мм
 - Ручка плоская шириной 7 мм

- Overall length 119 mm, 4.7 inches**
- Sharp tips 0.2 mm wide
 - Mat finish
 - Straight 17 mm blades
 - Flat handle 7 mm wide

TMS 404

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО ВЕСТКОТТУ,
СТАЛЬНЫЕ

WESTCOTT SCISSORS CURVED,
STAINLESS STEEL



- Общая длина 120 мм**
- Рабочие кончики 0.2x0.2 мм
 - Матовая поверхность
 - Изогнутые лезвия ножниц длиной 16.5 мм
 - Ручка плоская титановая шириной 10 мм

- Overall length 120 mm, 4.7 inches**
- Sharp tips 0.2 mm wide
 - Mat finish
 - Curved 16.5 mm blades, curved
 - Flat titanium handle 10 mm wide

TMS 405

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО ВЕСТКОТТУ,
СТАЛЬНЫЕ

WESTCOTT SCISSORS CURVED,
STAINLESS STEEL



- Общая длина 110 мм**
- Острые концы шириной 0.4 мм
 - Матирование
 - Изогнутые лезвия длиной 14 мм
 - Плоская ручка шириной 7 мм

- Overall length 110 mm, 4.3 inches**
- Sharp tips 0.4 mm wide
 - Mat finish
 - Curved 14 mm blades
 - Flat handle 7.0 mm wide

TMS 406

НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ПО ВЕСТКОТТУ,
СТАЛЬНЫЕ

WESTCOTT SCISSORS CURVED,
STAINLESS STEEL



Общая длина 110 мм
- Тупые концы шириной 0.8 мм
- Матирование
- Изогнутые лезвия длиной 14 мм
- Плоская ручка шириной 7 мм

Overall length 110 mm, 4.3 inches
- Blunt tips 0.8 mm wide
- Mat finish
- Curved 14 mm blades
- Flat handle 7.0 mm wide

TMS 500

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ ИОЛ, СТАЛЬНЫЕ

IOL SCISSORS, STAINLESS STEEL




Общая длина 85 мм
- Тупые концы шириной 1,2 мм
- Матирование
- Прямые лезвия длиной 9,5 мм
- Плоская ручка шириной 7,5 мм

Overall length 85 mm, 3.3 inches
- Blunt tips 1.2 mm wide
- Mat finish
- Straight 9,5 mm blades
- Flat handle 7.5 mm wide

TMS 501

НОЖНИЦЫ-ПИНЦЕТ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ И УДАЛЕНИЯ ЛИНЗ
С ТИТАНОВОЙ РУЧКОЙ

LENS CUTTER FORCEPS WITH
TITANIUM HANDLE



Общая длина 112 мм
- Кончики шириной 0.4 мм
- Матовая поверхность
- Лезвия длиной 8.5 мм
- Плоская двухшарнирная ручка шириной 7.5 мм

Overall length 112 mm, 4.4 inches
- Tips 0.4 mm wide
- Mat finish
- Blades 8.5 mm long
- Flat handle 7.5 mm wide with two hinge joints
- Jaws 1.0 mm long

TMS 502

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ ЛИНЗ
С ТИТАНОВОЙ РУЧКОЙ

LENS CUTTER WITH
TITANIUM HANDLE



Общая длина 110 мм
- Лезвия длиной 8 мм
- Матовая поверхность
- Плоская двухшарнирная ручка шириной 7.5 мм

Overall length 110 mm, 4.3 inches
- Blades 8 mm long
- Mat finish
- Flat handle 7.5 mm wide with two hinge joints

TMV 282

НАБОР ДЛЯ РЕИМПЛАНТАЦИИ ИОЛ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С РУЧКОЙ TVN 001
USE WITH HANDLE TVN 001

TMV 182

SET FOR IOL REMOVAL



Общая длина 45 мм
Рабочая часть 19G

Overall length 45 mm
Working part 19G



Общая длина 45 мм
Рабочая часть 20G

Overall length 45 mm
Working part 20G



TMS 601

НОЖНИЦЫ КОНЪЮКТИВАЛЬНЫЕ
ПРЯМЫЕ

CONJUNCTIVAL SCISSORS
STRAIGHT



Общая длина 110 мм
- Концы лезвий притуплены
- Длина лезвия 20 мм

Overall length 110 mm, 4.3 inches
- Blunt tips
- Blade length 20 mm

TMS 602

НОЖНИЦЫ КОНЪЮКТИВАЛЬНЫЕ
ИЗОГНУТЫЕ

CONJUNCTIVAL SCISSORS
CURVED




Общая длина 110 мм
- Концы лезвий притуплены
- Длина лезвия 20 мм

Overall length 110 mm, 4.3 inches
- Blunt tips
- Blade length 20 mm

TMS 603

НОЖНИЦЫ ТУПОКОНЕЧНЫЕ
ПРЯМЫЕ

SCISSORS STRAIGHT




Общая длина 110 мм
- Для косметологических операций
- Длина лезвия 20 мм

Overall length 110 mm, 4.3 inches
- For cosmetic operations
- Blade length 20 mm

TMS 604

НОЖНИЦЫ ТУПОКОНЕЧНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНО ИЗОГНУТЫЕ

SCISSORS CURVED




Общая длина 110 мм
- Для косметологических операций
- Длина лезвия 20 мм
- Лезвия изогнутые

Overall length 110 mm, 4.3 inches
- For cosmetic operations
- Blade length 20 mm

TMS 605

НОЖНИЦЫ ПРЯМЫЕ

STRAIGHT SCISSORS



Общая длина 110 мм
- Для косметологических операций
- Длина лезвия 20 мм
- Концы лезвия острый-тупой

Overall length 110 mm, 4.3 inches
- For cosmetic operations
- Blade length 20 mm
- The ends of the blade sharp-dull

TMS 606

НОЖНИЦЫ ВЕРТИКАЛЬНО ИЗОГНУТЫЕ

CURVED SCISSORS




Общая длина 110 мм
- Для косметологических операций
- Концы лезвия острый-тупой
- Длина лезвия 20 мм

Overall length 110 mm, 4.3 inches
- For cosmetic operations
- The ends of the blade sharp-dull
- Blade length 20 mm

TMS 607

НОЖНИЦЫ ВЕРТИКАЛЬНО ИЗОГНУТЫЕ

CURVED SCISSORS



Общая длина 110 мм
- Для косметологических операций
- Концы лезвия тупой-острый
- Длина лезвия 20 мм

Overall length 110 mm, 4.3 inches
- For cosmetic operations
- The ends of the blade dull-sharp
- Blade length 20 mm

TMS 608

НОЖНИЦЫ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ПРЯМЫЕ

SCISSORS SHARP STRAIGHT




Общая длина 110 мм
- Длина лезвия 20 мм

Overall length 110 mm, 4.3 inches
- Blade length 20 mm

TMS 609

НОЖНИЦЫ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНО ИЗОГНУТЫЕ

SCISSORS SHARP STRAIGHT



Общая длина 110 мм
- Длина лезвия 20 мм

Overall length 110 mm, 4.3 inches
- Blade length 20 mm

TMF 610

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЭВИСЦЕРОЭНУКЛЕАЦИИ

ENUCLEATION SCISSORS CURVED,
STAINLESS STEEL



Общая длина 135 мм
- Лезвия плавно изогнутые 35 мм

Overall length 135 mm, 5.3 inches
- Slightly curved 35 mm blades

TMR 100

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ ТЕМПОРАЛЬНЫЙ
С ПОДВИЖНЫМИ ОПОРАМИ

EYE SPECULUM



Общая длина 80 мм
- Закрытые подвижные стальные
проволочные опоры шириной 15 мм
- Титановый механизм

Общая длина 80 мм
- Close 15 mm wire stainless blades
with movable supports
- Titanium mechanism

TMR 101

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ ПО МЕРДОКУ
ПРАВЫЙ

MURDOCK EYE SPECULUM
RIGHT




Общая длина 70 мм
- Закрытые проволочные опоры шириной 18 мм
- Фиксирующий титановый механизм

Overall length 70 mm, 2.76 inches
- Closed 18 mm wire blades
- Locking titanium mechanism

TMR 102

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ ПО МЕРДОКУ
ЛЕВЫЙ

MURDOCK EYE SPECULUM
LEFT



Общая длина 70 мм
- Закрытые проволочные проволочные шириной 18 мм
- Фиксирующий титановый механизм

Overall length 70 mm, 2.76 inches
- Closed 18 mm wire blades
- Locking titanium mechanism

TMR 103

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ

EYE SPECULUM



Общая длина 80 мм
- Закрытые проволочные опоры шириной 15 мм
- Титановый механизм фиксации раскрытия опор

Overall length 80 mm, 3.1 inches
- Closed 15 mm wire blades
- Locking titanium mechanism
spread of blades

TMR 201

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ ПО БАРРАКЕРУ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

BARRAQUER EYE LID SPECULUM - ADULT



Общая длина 43 мм
- Закрытые проволочные опоры шириной 15 мм

Overall length 43 mm, 1.7 inches
- Closed 15 mm wire blades

TMR 202

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ ПО БАРРАКЕРУ,
ДЛЯ ПЕДИАТРИИ

BARRAQUER EYE LID SPECULUM -
PEDIATRIC



Общая длина 40 мм
- Закрытые проволочные опоры шириной 10 мм

Overall length 40 mm, 1.6 inches

TMR 203

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ ПО КРАЦУ-БАРРАКЕРУ,
ДЛЯ ПЕДИАТРИИ

KRATZ-BARRAQUER EYE LID SPECULUM -
PEDIATRIC



Общая длина 38 мм
- Открытые проволочные опоры шириной 10 мм

Overall length 38 mm, 1.5 inches
- Open 10 mm wire blades
- Dull finish

TMR 204

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ ПО КРАЦУ-БАРРАКЕРУ,
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

KRATZ-BARRAQUER EYE LID
SPECULUM - ADULT




Общая длина 44 мм
- Открытые проволочные опоры шириной 14 мм

Overall length 44 mm, 1.7 inches
- Open 14 mm wire blades
- Dull finish

TMR 205

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ ПО БАРРАКЕРУ
УСИЛЕННЫЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

BARRAQUER EYE LID SPECULUM
STRONG - ADULT



Общая длина 45 мм
- Закрытые проволочные опоры шириной 15 мм

Overall length 45 mm, 1.7 inches
- Close 15 mm wire blades
- Dull finish

TMR 206

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ ПО КРАЦУ-БЕРЧЕТУ

KRATZ-BECHERT EYE LID
SPECULUM



Общая длина 41 мм
- Открытые проволочные опоры шириной 14.5 мм

Overall length 41 mm, 1.6 inches
- Open 14.5 mm wire blades
- Dull finish

TMR 207

ВЕКОРАСШИРИТЕЛЬ ПО БАРРАКЕРУ,
ДЛЯ ПЕДИАТРИИ

BARRAQUER PEDIATRIC EYE
SPECULUM




Общая длина 41 мм
- Пластиначные опоры шириной 11 мм

Overall length 41 mm, 1.6 inches
- 11 mm solid blades

TMR 208

ВЕКОРАСШИРИТЕЛЬ ПО БАРРАКЕРУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

BARRAQUER EYE LID SPECULUM



Общая длина 42 мм
- Пластиначные опоры шириной 15 мм

Overall length 42 mm, 1.6 inches
- 15 mm solid blades
- Dull finish

TMR 209

ВЕКОРАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИАТРИИ

EYE LID SPECULUM PEDIATRIC



Общая длина 35 мм
- Открытые проволочные опоры шириной 4 мм

Overall length 35 mm, 1.4 inches
- Open 4 mm wire blades
- Dull finish

TMR 210

ВЕКОРАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИАТРИИ

EYE LID SPECULUM PEDIATRIC



Общая длина 37 мм
- Закрытые проволочные опоры шириной 7 мм

Overall length 37 mm, 1.5 inches
- Close 7 mm wire blades
- Dull finish

TMR 301

ВЕКОРАСШИРИТЕЛЬ

FREEMAN NASAL ADJUSTABLE
SPECULUM ADULT



Общая длина 71 мм
- Открытые проволочные опоры шириной 16 мм
- Полностью титановый

Overall length 71 mm, 2.76 inches
- 16 mm wire open blades
- Completely titanium

TMR 302

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ФРИМАНУ,
ДЛЯ ПЕДИАТРИИ

FREEMAN NASAL ADJUSTABLE SPECULUM
PEDIATRIC



Общая длина 68 мм
- Открытые проволочные опоры шириной 12 мм
- Полностью титановый

Overall length 68 mm, 2.7 inches
- 12 mm wire open blades
- Completely titanium

TMR 303

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

SPECULUM ADJUSTABLE ADULT



Общая длина 71 мм
- Открытые проволочные опоры шириной 16 мм
- Полностью титановый

Overall length 71 mm, 2.76 inches
- 16 mm wire open blades
- Completely titanium

TMR 304

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ,
ДЛЯ ПЕДИАТРИИ

SPECULUM ADJUSTABLE PEDIATRIC



Общая длина 68 мм
- Открытые проволочные опоры шириной 12 мм
- Полностью титановый

Overall length 68 mm, 2.7 inches
- 12 mm wire open blades
- Completely titanium

TMR 305

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ФРИМАНУ
ПЛАСТИНЧАТЫЙ

FREEMAN NASAL ADJUSTABLE SPECULUM
ADULT SOLID



Общая длина 67 мм
- Пластинчатые опоры шириной 15.0 мм
- Полностью титановый

Overall length 67 mm, 2.7 inches
- 15.0 mm solid blades
- Completely titanium

TMR 315

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ПО КЕРШНЕРУ ПЛАСТИНЧАТЫЙ

KERSHNER ADJUSTABLE EYE
SPECULUM SOLID



Общая длина 67 мм
- Пластинчатые опоры шириной 15.5 мм
- Опоры изогнуты под углом 45 градусов

Overall length 67 mm, 2.7 inches
- Solid blades 15.5 mm wire
- Angled 45 degree blades
- Completely titanium

TMR 306

ВЕКОРАСШИРИТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ФРИМАНУ
ПЛАСТИНЧАТЫЙ, ДЛЯ ПЕДИАТРИИ

FREEMAN NASAL ADJUSTABLE SPECULUM
PEDIATRIC SOLID



Общая длина 65 мм
- Пластиначные опоры шириной 11 мм
- Полностью титановый

Overall length 65 mm, 2.56 inches
- 11 mm solid blades
- Completely titanium

TMR 307

ВЕКОРАСШИРИТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

SPECULUM ADJUSTABLE ADULT



Общая длина 88 мм
- Открытые проволочные опоры шириной 16 мм
- Полностью титановый

Overall length 88 mm, 3.5 inches
- 16 mm wire open blades
- Completely titanium

TMR 308

ВЕКОРАСШИРИТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ПЛАСТИНЧАТЫЙ

SPECULUM ADJUSTABLE ADULT SOLID



Общая длина 82 мм
- Пластиначные опоры шириной 15 мм
- Полностью титановый

Overall length 82 mm, 3.2 inches
- 15 mm solid blades
- Completely titanium

TMR 309

ВЕКОРАСШИРИТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ПЛАСТИНЧАТЫЙ, ДЛЯ ПЕДИАТРИИ

SPECULUM ADJUSTABLE
PEDIATRIC SOLID



Общая длина 80 мм
- Пластиначные опоры шириной 11 мм
- Полностью титановый

Overall length 80 mm, 3.1 inches
- 11 mm solid blades
- Completely titanium

TMR 310

ВЕКОРАСШИРИТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ПО КЕРШНЕРУ ПЛАСТИНЧАТЫЙ

KERSHNER ADJUSTABLE
EYE SPECULUM SOLID




Общая длина 80 мм
- Пластиначные опоры шириной 15.5 мм
- Опоры изогнуты под углом 45 градусов

Overall length 80 mm, 3.1 inches
- Solid blades 15.5 mm wire
- Angled 45 degree blades
- Completely titanium

TMR 313

ВЕКОРАСШИРИТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

SPECULUM ADJUSTABLE ADULT



Общая длина 70 мм

- Открытые проволочные опоры шириной 15 мм
- Титановый механизм фиксации раскрытия опор

Overall length 70 mm, 2.8 inches

- 15 mm wire open blades
- Completely titanium

TMR 322

ВЕКОРАСШИРИТЕЛЬ ТИТАНОВЫЙ

SPECULUM ADJUSTABLE ADULT SOLID



Общая длина 90 мм

- Пластиначные опоры шириной 15 мм

Overall length 90 mm, 3.5 inches

- 15 mm solid blades
- Completely titanium

TMR 323

ВЕКОРАСШИРИТЕЛЬ ПО ШАПИРУ, ТИТАНОВЫЙ

SCHAPIRA SPECULUM TITANIUM



Общая длина 94 мм

- Открытые проволочные опоры шириной 14 мм
- Изогнутый под углом 40 градусов

Overall length 88 mm, 3.4 inches

- 14 mm solid blades
- Angled 40 degree blades
- Completely titanium

TMR 324

ВЕКОРАСШИРИТЕЛЬ ПРУЖИННЫЙ

SPRING EYE SPECULUM ADULT



Общая длина 60 мм

- Открытые проволочные опоры шириной 15 мм
- Титановый механизм

Overall length 60 mm, 2.4 inches

- Open 15 mm wire open blades
- Titanium mechanism

TMR 325

ВЕКОРАСШИРИТЕЛЬ ПРУЖИННЫЙ

SPRING EYE SPECULUM ADULT



Общая длина 60 мм

- Открытые проволочные опоры шириной 15 мм
- Пластиначные опоры шириной 15 мм
- Титановый механизм

Overall length 60 mm, 2.4 inches

- Solid titanium blades 15 mm wire
- Titanium mechanism

TMR 401

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ АСПИРАЦИОННЫЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ

ASPIRATION ADJUSTABLE EYE SPECULUM

Общая длина 72 мм
- Аспирационные опоры шириной 16 мм
- Максимальное раскрытие 50 мм



Overall length 72 mm, 2.8 inches
- aspiration blades 16 mm long
- Maximum opening 50 mm

TMR 402

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ АСПИРАЦИОННЫЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ

ASPIRATION ADJUSTABLE
EYE SPECULUM

Общая длина 72 мм
- Аспирационные опоры шириной 16 мм
- Максимальное раскрытие 50 мм



Overall length 72 mm, 2.8 inches
- Aspiration blades 16 mm long
- Maximum opening 50 mm

TMR 500

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ РЕЕЧНЫЙ,
СТАЛЬНОЙ

EYE SPECULUM LATH,
STAINLESS

Общая длина 68 мм
- Закрытые пластинчатые опоры шириной 15 мм



Overall length 68 mm, 2.7 inches
- Wire blades 15 mm long

TMR 501

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ РЕЕЧНЫЙ,
СТАЛЬНОЙ

EYE SPECULUM LATH,
STAINLESS

Общая длина 68 мм
- Закрытые узкие пластинчатые опоры шириной 15 мм



Overall length 68 mm, 2.7 inches
- Wire blades 15 mm long

TMR 502

ВЕКОРАСПИРИТЕЛЬ РЕЕЧНЫЙ, СТАЛЬНОЙ

EYE SPECULUM LATH
STAINLESS

Общая длина 68 мм
- Пластинчатые опоры шириной 15 мм



Overall length 68 mm, 2.56 inches
- Solid blades 15 mm long

TMR 326

ВЕКОРАСШИРИТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ,
ДЛЯ ПЕДИАТРИИ

SPECULUM ADJUSTABLE PEDIATRIC



Общая длина 68 мм
- Закрытые проволочные опоры шириной 11 мм
- Полностью титановый

Overall length 68 mm, 2.7 inches
- 11 mm wire closed blades
- Completely titanium

TMR 327

ВЕКОРАСШИРИТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

SPECULUM ADJUSTABLE



Общая длина 68 мм
- Закрытые проволочные опоры шириной 15 мм
- Полностью титановый

Overall length 68 mm, 2.7 inches
- 15 mm wire closed blades
- Completely titanium

TMR 532

РЕТРАКТОР

LITTLE MICROSURGICAL RETRACTOR



Общая длина 80 мм

Overall length 80 mm, 3.1 inches

ВЕКОПОДЪЕМНИК

DESMARRES



TMR 601

TMR 602

ВЕКОПОДЪЕМНИК-
РАЗМЕР 0

Общая длина 120 мм
- Рабочая часть стальная шириной 10 мм
- Ручка круглая титановая диаметром 6 мм

ВЕКОПОДЪЕМНИК-
РАЗМЕР 1

Общая длина 120 мм
- Рабочая часть стальная шириной 12 мм
- Ручка круглая титановая диаметром 6 мм

DESMARRES LID
RETRACTOR - SIZE 0

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- 10 mm wide stainless steel blade
- Round titanium handle 6 mm dia

DESMARRES LID
RETRACTOR - SIZE 1

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- 12 mm wide stainless steel blade
- Round titanium handle 6 mm dia

TMR 603

TMR 604

ВЕКОПОДЪЕМНИК-
РАЗМЕР 2

Общая длина 120 мм
- Рабочая часть стальная шириной 14 мм
- Ручка круглая титановая диаметром 6 мм

ВЕКОПОДЪЕМНИК-
РАЗМЕР 3

Общая длина 120 мм
- Рабочая часть стальная шириной 16 мм
- Ручка круглая титановая диаметром 6 мм

DESMARRES LID
RETRACTOR - SIZE 2

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- 14 mm wide stainless steel blade
- Round titanium handle 6 mm dia


DESMARRES LID
RETRACTOR - SIZE 3

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- 16 mm wide stainless steel blade
- Round titanium handle 6 mm dia

TME 101

МИКРО-КРЮЧОК ДЛЯ РАДУЖКИ
ПО ГРЕФЕ

GRAETHER IRIS MICRO HOOK



Общая длина 120 мм

- Стальной кончик для полирования капсулы и ретракции радужки
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless tip for polishing capsule and retraction of iris
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 102

КРЮЧОК ДЛЯ РАДУЖКИ И ИОЛ ПО СИНСКИ,
ИЗОГНУТЫЙ

SINSKEY IRIS & IOL HOOK
ANGLED



Общая длина 120 мм

- Стальной изогнутый под углом 30 градусов крючок размером 0.2 мм и длиной 11 мм (от кончика до сгиба)
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless steel 0.2 mm hook, 11 mm long (from tip to bend) angled at 30°
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 103

КРЮЧОК ДЛЯ РАДУЖКИ И МАНИПУЛЯТОР ЛИНЗ,
ИЗОГНУТЫЙ ПО ХИШМАНУ

HIRSHMAN IRIS HOOK & LENS MANIPULATOR
ANGLED



Общая длина 120 мм

- Стальной изогнутый под углом 30 градусов крючок длиной 11 мм (от кончика до сгиба)
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless steel curved hook 11 mm from tip to bend
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 104

КРЮЧОК ДЛЯ РАДУЖКИ ПО БОННУ,
ИЗОГНУТЫЙ

BONN IRIS HOOK ANGLED



Общая длина 120 мм

- Стальной изогнутый крючок размером 0.2 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless steel curved 0.2 mm hook
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 105

МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ ЛИНЗ ПРЯМОЙ
ПО РЕНТШУ

RENTSCH LENS MANIPULATOR
STRAIGHT



Общая длина 120 мм

- Многофункциональный стальной крючок для ретракции радужки/капсул, перемещения ИОЛ
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Multifunction stainless steel tip to retract iris/capsule, reposition IOL
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 106

КРЮЧОК У-ОБРАЗНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ
ПО ОШЕРУ

OSHER "Y" HOOK, SHAFT ANGLED



Общая длина 120 мм

- Рабочие кончики У-образной формы, изогнутые под углом 30 градусов
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- "Y"- shaped tip, 30° angled shaft
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 107

КРЮЧОК ДЛЯ РАДУЖКИ И ИОЛ ПО СИНСКИ
ПРЯМОЙ, СТАЛЬНОЙ

SINSKEY IRIS & IOL HOOK STRAIGHT,
STAINLESS STEEL



Общая длина 120 мм

- Прямой стальной крючок размером 0.2 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless steel straight 0.2 mm hook
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 108

КРЮЧОК ДЛЯ РАДУЖКИ И ИОЛ ПО СИНСКИ
ПРЯМОЙ, ТИТАНОВЫЙ

SINSKEY IRIS & IOL HOOK STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 120 мм

- Прямой крючок размером 0.2 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Straight 0.2 mm hook
- Round handle 5 mm dia

TME 109

КРЮЧОК ДЛЯ РАДУЖКИ И ИОЛ ПО СИНСКИ
ИЗОГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ

SINSKEY IRIS & IOL HOOK ANGLED,
TITANIUM



Общая длина 120 мм

- Изогнутый крючок размером 0.2 мм и длиной 11 мм (от кончика до сгиба)
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Angled 0.2 mm hook tip to angle, 11mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 110

КРЮЧОК 4 В 1 С ПУГОВКОЙ

4 IN 1 COLLAR BUTTON ANGLED



Общая длина 120 мм

- Стальной кончик для полирования капсулы, перемещения ИОЛ и ретракции радужки
- Манипулятор линз
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless tip to polish capsule
- Lens manipulator
- Reposition IOL
- Round titanium handle 5 mm dia
- Retract the iris

TME 111

МИКРОКРЮЧОК ИЗОГНУТЫЙ
ПРАВЫЙ

MICROHOOK ANGLED
RIGHT



Общая длина 120 мм

- Изогнутый вправо стальной крючок
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Curved to right stainless hook
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 112

МИКРОКРЮЧОК ИЗОГНУТЫЙ
ЛЕВЫЙ

MICROHOOK ANGLED
LEFT



Общая длина 120 мм

- Изогнутый влево стальной крючок
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Curved to left stainless hook
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 113

ДВОЙНОЙ ФИКСАЦИОННЫЙ КРЮЧОК,
БОЛЬШОЙ

DOUBLE FIXATION HOOK
LARGE



Общая длина 120 мм

- Размах между заостренными стальными кончиками 2 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 2.0 mm spread between sharp stainless tips
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 114

ДВОЙНОЙ ФИКСАЦИОННЫЙ КРЮЧОК,
МАЛЫЙ

DOUBLE FIXATION HOOK
SMALL



Общая длина 120 мм

- Размах между заостренными стальными кончиками 1.5 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 1.5 mm spread between sharp stainless tips
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 115

КРЮЧОК ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИЙ ИОЛ
ИЗОГНУТЫЙ

IOL MANIPULATION HOOK
ANGLED



Общая длина 120 мм


- Изогнутый под углом 90 градусов каплеобразный кончик
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Angled 90 degree drop-shaped tip
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 116

КРЮЧОК ПРЯМОЙ ПО ФЕНЗЕЛУ



FENZL INSERTION HOOK STRAIGHT

Общая длина 120 мм


- Стальной прямой крючок
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless straight hook
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 117

КРЮЧОК ИЗОГНУТЫЙ ПО ФЕНЗЕЛУ



FENZL INSERTION HOOK ANGLED

Общая длина 120 мм


- Стальной изогнутый крючок длиной 10 мм от кончика до изгиба
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless angled hook tip to angle, 10mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 118

КРЮЧОК-МАНИПУЛЯТОР



NUCLEUS SUSTAINER

Общая длина 120 мм


- Вспомогательный инструмент используется с пречопперами
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Secondary instrument for hard cataracts, to be used with prechoppers
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 119

КРЮЧОК-МАНИПУЛЯТОР



NUCLEUS SUSTAINER

Общая длина 120 мм


- Вспомогательный инструмент используется с пречопперами
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Secondary instrument for hard cataracts, to be used with prechoppers
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 120

КРЮЧОК ДЛЯ ПОВОРОТА ХРУСТАЛИКА



NUCLEUS ROTATOR

Общая длина 120 мм

- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Round titanium handle 5 mm dia

TME 121

КРЮЧОК ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ
ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ ПО ГАССУ

GASS RETINAL DETACHMENT
HOOK



Общая длина 130 мм

- Плоская рабочая часть длиной 10 мм с отверстием
- Ручка диаметром 6 мм, длиной 90 мм


Overall length 130 mm, 5.1 inches

- Flat working part 10 mm long with hole
- Round titanium handle 6 mm dia

TME 122

КРЮЧОК ДЛЯ МЫШЦ
ПО ДЖЕЙМСОНУ

JAMESON MUSCLE HOOK



Общая длина 130 мм

- Рабочая часть длиной 11 мм с маленьким грушеобразным кончиком 3 мм
- Ручка диаметром 6 мм, длиной 90 мм


Overall length 130 mm, 5.1 inches

- Working part 11 mm long with a small pear-shaped tip
- Round titanium handle 6 mm dia

TME 123

КРЮЧОК ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ
КОСОГЛАЗИЯ

STRABISMUS HOOK



Общая длина 130 мм

- Рабочая часть длиной 10 мм
- Ручка диаметром 6 мм, длиной 90 мм


Overall length 130 mm, 5.1 inches

- Working part 10 mm long
- Round titanium handle 6 mm dia

TME 124

МИКРОКРЮЧОК ГЛАЗНОЙ

CONNOR WAND



Общая длина 110 мм

- Изогнутый под углом крючок
- Круглая ручка диаметром 5 мм


Overall length 110 mm, 4.3 inches

- Angled tip
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 125

КРЮЧОК ИЗОГНУТЫЙ ПО КУГЛАНУ

KUGLEN HOOK ANGLED



Общая длина 110 мм

- Изогнутый под углом 30 градусов крючок
- Кончик 0.6 мм шириной, стальной
- 13 мм рабочая часть
- Круглая ручка диаметром 5 мм


Overall length 110 mm, 4.3 inches

- Angled 30 degree
- 0.6 mm wide tip, stainless
- 13 mm from tip to bend
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 126

КРЮЧОК ТОЛКАТЕЛЬ

HOOK



Общая длина 120 мм

- Изогнутый под углом 40°
- Стальной крючок с выемкой 0,2 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Angled 40 degree
- Stainless tip
- Round handle 5 mm dia

TME 127

КРЮЧОК-МИКРОПАЛЕЦ

MICROFINGER



Общая длина 120 мм

- Изогнутый под углом 45°
- Стальной крючок, изогнутый под углом 90°, высотой 1.6мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Angled 45 degree
- 1.6 mm long stainless tip
- Round handle 5 mm dia

TME 131

КРЮЧОК ОБРАТНЫЙ ДЛЯ DSAEK

DSAEK

HOOK THE RETURN FOR DSAEK



Общая длина 115 мм

- Рабочий кончик 0.2 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 115 mm, 4.5 inches

- Working tips 0,2 mm
- Round handle 5 mm dia

TME 132

КРЮЧОК Т-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ DSAEK

DSAEK

HOOK T-SHAPED FOR DSAEK



Общая длина 115 мм

- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 115 mm, 4.5 inches

- Round handle 5 mm dia

TME 133

КРЮЧОК ДЛЯ МЫШЦ ПО ГРЕФЕ

GRAEFE MUSCLE HOOK



Общая длина 140 мм

- Рабочая часть длиной 12.3 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 6 мм

Overall length 140 mm, 5.5 inches

- Working part 12.3 mm long
- Round handle 6 mm dia

TME 134

КРЮЧОК ДЛЯ МЫШЦ ЛЕВЫЙ

GROOVED HOOK LEFT



Общая длина 140 мм

- Рабочая часть диаметром 2.5 мм, длиной 11.5 мм, с пазом
- Круглая титановая ручка диаметром 6 мм

Overall length 140 mm, 5.5 inches

- Working part 2.5 mm dia 11.5 long with a groove
- Round handle 6 mm dia

TME 135

КРЮЧОК ДЛЯ МЫШЦ ПРАВЫЙ

GROOVED HOOK RIGHT



Общая длина 140 мм

- Рабочая часть диаметром 2.5 мм, длиной 11.5 мм, с пазом
- Круглая титановая ручка диаметром 6 мм

Overall length 140 mm, 5.5 inches

- Working part 2.5 mm dia 11.5 long with a groove
- Round handle 6 mm dia

TME 136

ДВОЙНОЙ КРЮЧОК

DOUBLE HOOK



Общая длина 140 мм

- Рабочая часть длиной 11.5 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 6 мм

Overall length 140 mm, 5.5 inches


- Working part 11.5 mm long
- Round handle 6 mm dia

TKR 104

МИКРОДИССЕКТОР

INTRAStROMAL RING

MICRO DISSECTOR



Общая длина 120 мм

- Рабочий кончик в форме импланта
- Круглая титановая ручка диаметром 6 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches



- Working tips on form like implant
- Round handle 6 mm dia

TKR 105

КРЮЧОК ДВУХСТОРОННИЙ ПО СИНСКИ

INTRAStROMAL RING

DUBLE ENDED SINSKEY HOOK FOR IS



Общая длина 120 мм

- Рабочие кончики 0.2 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 6 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Working tips 0.2 mm
- Round handle 6 mm dia

TME 141

КРЮЧОК ПО СИНСКИ ИЗОГНУТЫЙ,
ОБРАТНЫЙ

SINSKEY REVERSE
HOOK



Общая длина 120 мм

- Стальной изогнутый под углом 30 градусов крючок размером 0.2 мм и длиной 11 мм (от кончика до сгиба)
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless steel 0.2 mm hook, 11 mm long (from tip to bend) angled at 30°
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 142

КРЮЧОК ДЛЯ РАДУЖКИ ПО БОННУ,
ИЗОГНУТЫЙ С ШАРИКОМ

BONN IRIS HOOK WITH
BALL



Общая длина 120 мм

- Стальной изогнутый крючок с шариком 0.25 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless tip with a ball 0.25 mm dia
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 143

КРЮЧОК Y- ОБРАЗНЫЙ,
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПО БЕХЕРТУ

BECHERT "Y" HOOK, HORIZONTAL



Общая длина 120 мм

- Рабочие кончики Y-образной формы, изогнутые под углом 30 градусов
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- "Y"- shaped tip, 30° angled shaft
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 144

КРЮЧОК ЛАКРИМАЛЬНЫЙ,
ЧЕТЫРЕХЗУБЫЙ

LACHRYMAL SAC RETRACTOR



Общая длина 120 мм

- Стальной крючок, с 4-мя зубами
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless working part with four teeth
- Round titanium handle 5 mm dia

TME 145

КРЮЧОК ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИЙ ИОЛ
ПО ЛЕСТЕРУ

IOL MANIPULATION LESTER
HOOK



Общая длина 120 мм

- Изогнутый под углом 90 градусов каплеобразный кончик
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Angled 90 degree drop-shaped tip
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 101

НОЖ ПО САТО

SATO KNIFE



Общая длина 120 мм

- Лезвие длиной 1 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Blade 1 mm long
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 102

НОЖ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ ХРУСТАЛИКА

LENS CRUSHING KNIFE



Общая длина 120 мм

- Режущая часть длиной 1.5 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 1.5 mm cutting part
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 103

КАПСУЛОТОМ ИЗОГНУТЫЙ ПОД УГЛОМ

CAPSULOTOME ANGLED



Общая длина 120 мм

- Стальной заостренный кончик
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless sharp tip
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 104

НОЖ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ ХРУСТАЛИКА ПО ДРИСДЕЙЛУ

DRISDALE LENS CRUSHING KNIFE



Общая длина 120 мм

- Изогнутая под углом 45 градусов рабочая часть длиной 12 мм от кончика до сгиба
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 45° angled working part tip to angle length 12 mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 105

НОЖ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ ХРУСТАЛИКА ПО ДРИСДЕЙЛУ

DRISDALE LENS CRUSHING KNIFE



Общая длина 120 мм

- Изогнутая рабочая часть длиной 12 мм от кончика до сгиба
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Curved working part tip to angle 12 mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 106

ФАКО ЧОППЕР БОЛЬШОЙ

PHACO CHOPPER LARGE



Общая длина 120 мм

- Титановый кончик длиной 1.5 мм с закругленной платформой диаметром 0.4 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 1.5 mm titanium tip with rounded platform 0.4 mm dia
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 107

ФАКО ЧОППЕР СРЕДНИЙ

PHACO CHOPPER MIDDLE



Общая длина 120 мм

- Титановый кончик длиной 1.3 мм с закругленной платформой диаметром 0.4 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 1.3 mm titanium tip with rounded platform 0.4 mm dia
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 108

ФАКО ЧОППЕР МАЛЫЙ

PHACO CHOPPER SMALL



Общая длина 120 мм

- Титановый кончик длиной 1 мм с закругленной платформой диаметром 0.4 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 1 mm titanium tip with rounded platform 0.4 mm dia
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 109

ФАКО ЧОППЕР ПО НАГАХАРА

NAGAHARA PHACO CHOPPER



Общая длина 120 мм

- Стальной кончик длиной 0.9 мм с закругленной платформой диаметром 0.3 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 0.9 mm stainless tip with rounded platform 0.3 mm dia
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 110

ФАКО ЧОППЕР ПО НАГАХАРА

NAGAHARA PHACO CHOPPER



Общая длина 120 мм

- Стальной кончик длиной 0.9 мм с закругленной платформой диаметром 0.3 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 0.9 mm stainless tip with rounded platform 0.3 mm dia
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 111

ФАКО ЧОППЕР ПО НАГАХАРА, ИЗОГНУТЫЙ

NAGAHARA PHACO CHOPPER, ANGLED



Общая длина 120 мм

- Стальной кончик длиной 0.9 мм с закругленной платформой диаметром 0.3 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.3 inches

- 0.9 mm stainless tip with rounded platform 0.3 mm dia
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 112

ФАКО ЧОППЕР

DANIEL-WALKOW PHACO CHOPPER



Общая длина 120 мм

- Стальной кончик длиной 1.3 мм с шариком диаметром 0.4 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.3 inches

- 1.3 mm stainless tip with ball 0.4 mm dia
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 113

ЧОППЕР

SEIBEL CHOPPER



Общая длина 120 мм

- Стальной кончик длиной 2.2 мм с шариком 0.5 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 2.2 mm stainless tip with ball 0.5 mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 114

ЧОППЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

CHOPPER UNIVERSAL



Общая длина 120 мм

- Стальной конусообразный кончик диаметром 0,15 мм, длиной 1.3 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Cone-shapet tip 0,15 mm dia, 1,3 mm long, stainless
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 115

ЧОППЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

CHOPPER UNIVERSAL



Общая длина 120 мм

- Стальной конусообразный кончик диаметром 0,15 мм, длиной 1.5 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Cone-shapet tip 0,15 mm dia, 1,5 mm long, stainless
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 116

ЧОППЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

CHOPPER UNIVERSAL



Общая длина 120 мм

- Стальной конусообразный кончик диаметром 0,15 мм, длиной 1,5 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.3 inches

- Cone-shaped tip 0,15 mm dia, 1,5 mm long, stainless
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 117

ЧОППЕР

CHOPPER



Общая длина 120 мм

- Стальная рабочая часть, изогнута под углом 45°
- Длина рабочей части 0.75 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.3 inches

- Angled 45 degree stainless working 10 mm from tip to bend
- Tip 0.75 mm long
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 118

ФАКО ЧОППЕР ПО НАГАХАРА

NAGAHARA PHACO CHOPPER



Общая длина 120 мм

- Стальной кончик длиной 0.5 мм с закругленной платформой диаметром 0.25 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 0.5 mm stainless tip with rounded platform 0.25 mm dia
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 119

ЧОППЕР И ТОЛКАТЕЛЬ ДЛЯ МАЛОГО ЗРАЧКА

SMALL PUPIL HOOK AND PHACO CHOPPER



Общая длина 120 мм

- Стальной кончик длиной 1.0 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.3 inches

- 1.0 mm stainless tips
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 120

ФАКО ЧОППЕР ПО РОУЗЕНУ

ROSEN PHACO CHOPPER



Общая длина 120 мм

- Стальной кончик длиной 1.0 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.3 inches

- 1.0 mm stainless tips
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 131

МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ ЯДЕР И
ПОЛИРОВЩИК КАПСУЛ ПО ДРИСДЕЙЛУ

KNIFE DRISDAIL LENS CRUSHING




Общая длина 120 мм
- Стальная изогнутая рабочая часть
- Кончик 0.8 x 0.25 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.3 inches
- Angled 45 degree stainless working part
- Tip 0.8x0.25 mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 132

ЧОППЕР ПО РУБИОЛИНИ, ПРАВЫЙ

QUICK CHOPPER, RIGHT




Общая длина 120 мм
- Стальной кончик 1,3 x 0,7 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.3 inches
- Angled 45 degree stainless working part
- Tip 1.3x0.7 mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 133

ЧОППЕР ПО РУБИОЛИНИ, ЛЕВЫЙ

QUICK CHOPPER, LEFT




Общая длина 120 мм
- Стальной кончик 1,3 x 0,7 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.3 inches
- Angled 45 degree stainless working part
- Tip 1.3x0.7 mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 134

ЧОППЕР МИКРОПАЛЕЦ, ПРАВЫЙ

QUICK CHOPPER, RIGHT




Общая длина 120 мм
- Стальной кончик 1,2 x 0,33 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.3 inches
- Angled 45 degree stainless working part
- Tip 1.2x0.33 mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 135

ЧОППЕР МИКРОПАЛЕЦ, ЛЕВЫЙ

QUICK CHOPPER, LEFT




Общая длина 120 мм
- Стальной кончик 1,2 x 0,33 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.3 inches
- Angled 45 degree stainless working part
- Tip 1.2x0.33 mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 136

ФАКОЧОППЕР NAGAHARA, ТИТАНОВЫЙ, ПРАВЫЙ

NAGAHARA CHOPPER, RIGHT



Общая длина 114 мм

- Изогнутая рабочая часть
- Кончик 0.4 x 1.4 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 110 mm, 4.3 inches

- Angled 45 degree stainless working part
- Tip 1,25x0,4 mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 137

ФАКОЧОППЕР NAGAHARA, ТИТАНОВЫЙ, ЛЕВЫЙ

NAGAHARA CHOPPER, LEFT



Общая длина 114 мм

- Изогнутая рабочая часть
- Кончик 0.4 x 1.4 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 110 mm, 4.3 inches

- Angled 45 degree stainless working part
- Tip 1,25x0,4 mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 138

ФАКО - РАССЕКАТЕЛЬ, ПРАВЫЙ

PHACO SPLITTER, RIGHT



Общая длина 112 мм

- Рабочая часть стальная 0,85 x 0,2 мм
- Титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 110 mm, 4.3 inches

- Angled 45 degree stainless working part
- Tip 0,85 x0,2 mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 139

ФАКО - РАССЕКАТЕЛЬ, ЛЕВЫЙ

PHACO SPLITTER, LEFT



Общая длина 112 мм

- Рабочая часть стальная 0,85 x 0,2 мм
- Титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 110 mm, 4.3 inches

- Angled 45 degree stainless working part
- Tip 0,85 x0,2 mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 140

ФАКО ЧОППЕР, ПРАВЫЙ

PHACO CHOPPER, RIGHT



Общая длина 125 мм

- Изогнута под углом 40 градусов
- Рабочая часть от кончика изогнута 9,4 мм
- Титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 125 mm, 4.9 inches

- Angled 40 degree stainless working part
- 9,4 mm from tip to bend
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 141

ФАКО ЧОППЕР, ЛЕВЫЙ

PHACO CHOPPER, LEFT



Общая длина 125 мм

- Изогнутая под углом 40 градусов
- Рабочая часть от кончика изогнута 9,4 мм
- Титановая ручка 5 мм диаметр


Overall length 125 mm, 4.9 inches

- Angled 40 degree stainless working part 9,4 mm from tip to bend
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 142

СПЛИТТЕР ПО ПОЖАРИЦКОМУ

POZHARICKY SPLITTER



Общая длина 120 мм

- Стальной кончик 0.9 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless tip 0.9 mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 143

ЧОППЕР ПО ГРАНДАЛЛА-НАГАХАРА

GRANDALL-NAGOHARA CHOPPER



Общая длина 120 мм

- Стальной кончик 1.5 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless tip 1.5 mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 144

ЧОППЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПО АГАРВАЛ

AGARVAL VERTICAL CHOPPER



Общая длина 120 мм

- Стальной кончик 1.25 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless tip 1.25 mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 145

ЧОППЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ПРИТУПЛЕННЫЙ

VERTICAL CHOPPER, BLUNTED



Общая длина 120 мм

- Стальной конусообразный кончик диаметром 0,25 мм, длиной 1.5 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Cone-shapet tip 0,25 mm dia, 1,5 mm long, stainless
- Round titanium handle 5 mm dia

Разные инструменты

НОЖИ И ФАКОЧЕППЕРЫ

Various instruments

KNIVES AND PHACOCHOPPERS

TMK 146

ЧОППЕР ПО КОХ-МИНАМИ

KOCH-MINAMI CHOPPER



Общая длина 120мм

- Стальная рабочая часть
- Круглая титановая ручка 5 мм



Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless steel working part
- Round titanium handle 5 mm

TMK 201

ФАКО ЧОППЕР ПО РОУЗЕНУ/
ТОЛКАТЕЛЬ ИОЛ

ROSEN PHACO CHOPPER/
NUCLEOS ROTATOR



Общая длина 120 мм

- Изогнутая под углом 45 градусов Y-образный толкатель ИОЛ
- Розен чоппер 1,0 мм
- Титановая ручка 5 мм диаметр



Overall length 120 mm, 5.1 inches

- Angled 45 degree Y-shaped nucleos rotator
- Rosen chopper 1,0 mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 202

ФАКО ЧОППЕР ПО НАГАХАРА/
ШПАТЕЛЬ

NAGAHARA PHACO CHOPPER/
SPATULA



Общая длина 120 мм

- Изогнутый по радиусу шпатель
- Нагахара чоппер 1,0 мм
- Титановая ручка 5 мм диаметр



Overall length 120 mm, 5.1 inches

- Curved spatula
- Nagahara chopper 1,0 mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 203

ФАКО ЧОППЕР ПО НАГАХАРА/
КРЮЧОК МИКРОПАЛЕЦ

NAGAHARA PHACO CHOPPER/
MICROFINGER



Общая длина 120 мм

- Манипулятор "микропалец" 1,6 мм
- Нагахара чоппер 1,0 мм
- Титановая ручка 5 мм диаметр



Overall length 120 mm, 5.1 inches

- Microfinger hook 1,6 mm
- Nagahara chopper 1,0 mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 204

ФАКО ЧОППЕР/ТОЛКАТЕЛЬ ИОЛ

PHACO CHOPPER/NUCLEOS ROTATOR



Общая длина 120 мм

- Изогнутая под углом 45 градусов Y-образный толкатель ИОЛ
- Сейбол чоппер 2,2 мм с шариком 0,2 мм
- Титановая ручка 5 мм диаметр


Overall length 120 mm, 5.1 inches

- Angled 45 degree Y-shaped nucleos rotator
- Seibel chopper 2,2 mm with ball 0,5 mm
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 121

НОЖ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ

FOREIGN BODY SPUD



Общая длина 120 мм

- Деликатный изогнутый кончик в форме наконечника стрелы
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Lance shaped gently curved tip
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 122

НОЖ В ВИДЕ ХОККЕЙНОЙ КЛЮШКИ
ДЛЯ PRK

HOCKEY EPITHELIUM REMOVAL
KNIFE FOR PRK



Общая длина 120 мм

- Стальная рабочая часть 6,0 x 2,5 мм с полуострой заточкой с внешней стороны
- Ручка титановая диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 6.0 x 2.5 mm stainless working part with semi-sharp outer side
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 123

КЮРЕТКА ДЛЯ ХАЛАЗИОНА

CHALAZION CURETTE



Общая длина 120 мм

- рабочая часть диаметром 1,5 мм
- Ручка титановая диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 5.3 inches

- working part 1.5 mm dia
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 124

КЮРЕТКА ДЛЯ ХАЛАЗИОНА

CHALAZION CURETTE



Общая длина 120 мм

- рабочая часть диаметром 1,75 мм
- Ручка титановая диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 5.3 inches

- working part 1.75 mm dia
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 125

КЮРЕТКА ДЛЯ ХАЛАЗИОНА

CHALAZION CURETTE



Общая длина 120 мм

- рабочая часть диаметром 2 мм
- Ручка титановая диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 5.3 inches

- working part 2 mm dia
- Round titanium handle 5 mm dia

TMK 126

КЮРЕТКА ДЛЯ ХАЛАЗИОНА

CHALAZION CURETTE




Общая длина 120 мм
 - рабочая часть диаметром 2,5 мм
 - Ручка титановая диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 5.3 inches
 - working part 2.5 mm dia
 - Round titanium handle 5 mm dia

TMK 127

КЮРЕТКА ДЛЯ ХАЛАЗИОНА

CHALAZION CURETTE




Общая длина 120 мм
 - рабочая часть диаметром 3 мм
 - Ручка титановая диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 5.3 inches
 - working part 3 mm dia
 - Round titanium handle 5 mm dia

TMK 128

КЮРЕТКА ДЛЯ ХАЛАЗИОНА

CHALAZION CURETTE




Общая длина 120 мм
 - рабочая часть диаметром 3,5 мм
 - Ручка титановая диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 5.3 inches
 - working part 3.5 mm dia
 - Round titanium handle 5 mm dia

TMK 129

КЮРЕТКА ДЛЯ ХАЛАЗИОНА

CHALAZION CURETTE




Общая длина 120 мм
 - рабочая часть 2,5 x 2 мм
 - Ручка титановая диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 5.3 inches
 - working part 2,5 x 2 mm
 - Round titanium handle 5 mm dia

TMK 130

КЮРЕТКА ДЛЯ ХАЛАЗИОНА

CHALAZION CURETTE




Общая длина 120 мм
 - рабочая часть 4 x 2,5 мм
 - Ручка титановая диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 5.3 inches
 - working part 4 x 2,5 mm
 - Round titanium handle 5 mm dia

TMT 101

ШПАТЕЛЬ ГЛАЗНОЙ

EYE SPATULA



Общая длина 120 мм

- Изогнутая под углом 30 градусов рабочая часть длиной 15 мм и шириной 0.5 x 0.3 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 30° angled degree blade 15 mm long and 0.5 x 0.3 mm wide
- Round titanium handle 5 mm dia

TMT 102

ШПАТЕЛЬ ГЛАЗНОЙ

EYE SPATULA



Общая длина 120 мм

- Изогнутая под углом 30 градусов рабочая часть длиной 15 мм и шириной 1 x 0.3 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 30° angled degree blade 15 mm long and 1 x 0.3 mm wide
- Round titanium handle 5 mm dia

TMT 103

ШПАТЕЛЬ ГЛАЗНОЙ

EYE SPATULA



Общая длина 120 мм

- Изогнутая под углом 30 градусов рабочая часть длиной 15 мм и шириной 1.5 x 0.3 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 30° angled degree blade 15 mm long and 1.5 x 0.3 mm wide
- Round titanium handle 5 mm dia

TMT 104

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ИОЛ С НАСЕЧКОЙ

IOL SPATULA NOTCHED



Общая длина 120 мм

- Изогнутая под углом 30 градусов рабочая часть длиной 13 мм и шириной 0.8 x 0.3 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм



Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 30° angled degree blade 13 mm long and 0.8 x 0.3 mm wide
- Round titanium handle 5 mm dia

TMT 105

ШПАТЕЛЬ ГЛАЗНОЙ ДВОЙНОЙ

DOUBLE EYE SPATULA



Общая длина 120 мм

- Изогнутые под углом 30 градусов рабочие части длиной 14 мм, ширина 0.5 x 0.3 мм и 1.0 x 0.3 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 5.1 inches

- 30° angled degree blades 14 mm long, 0.5 x 0.3 mm and 1.0 x 0.3 mm wide
- Round titanium handle 5 mm dia

TMT 106

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ЦИКЛОДИАЛИЗА ИЗОГНУТЫЙ
ПО БАРРАКЕРУ

BARRAQUER CYCLODIALYSIS SPATULA
ANGLED



Общая длина 120 мм

- Изогнутая под углом стальная рабочая часть длиной 12 мм и размерами 0.25 мм x 0.2 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 0.25 x 0.2 mm tips, 12 mm long angled stainless blades
- Round titanium handle 5 mm dia

TMT 107

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ЦИКЛОДИАЛИЗА ИЗОГНУТЫЙ
ПО БАРРАКЕРУ

BARRAQUER CYCLODIALYSIS SPATULA
ANGLED



Общая длина 120 мм

- Изогнутая под углом стальная рабочая часть длиной 12 мм и размерами 0.5 мм x 0.2 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 0.5 x 0.2 mm tips, 12 mm long angled stainless blades
- Round titanium handle 5 mm dia

TMT 108

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ЦИКЛОДИАЛИЗА ИЗОГНУТЫЙ
ПО БАРРАКЕРУ

BARRAQUER CYCLODIALYSIS SPATULA
ANGLED



Общая длина 120 мм

- Изогнутая под углом стальная рабочая часть длиной 12 мм и размерами 0.75 мм x 0.2 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 0.75 x 0.2 mm tips, 12 mm long angled stainless blades
- Round titanium handle 5 mm dia

TMT 109

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ЦИКЛОДИАЛИЗА ИЗОГНУТЫЙ
ПО БАРРАКЕРУ

BARRAQUER CYCLODIALYSIS SPATULA
ANGLED



Общая длина 120 мм

- Изогнутая под углом стальная рабочая часть длиной 12 мм и размерами 1 мм x 0.2 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм



Overall length 120 mm, 4.7 inches

- 1 x 0.2 mm tips, 12 mm long angled stainless blades
- Round titanium handle 5 mm dia

TMT 110

ШПАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ ДЛЯ ЦИКЛОДИАЛИЗА ИЗОГНУТЫЙ
ПО КАСТРОВЬЕХО

CASTROVIEJO DOUBLE ENDED CYCLODIALYSIS
SPATULA ANGLED



Общая длина 120 мм

- Двойные стальные рабочие части с размерами 0.25 x 0.2 x 12 мм и 0.5 x 0.2 x 12 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Double ended with 0.25 x 0.2 x 12 mm and 0.5 x 0.2 x 12 mm stainless blades
- Round titanium handle 5 mm dia

TMT 111

ШПАТЕЛЬ ГЛАЗНОЙ

EYE SPATULA



Общая длина 115 мм

- Рабочая часть стальная изогнута под углом 60 градусов
- Длина изогнутой части 12 мм
- Кончик диаметром 0.25 мм
- Круглая ручка диаметром 5 мм



Overall length 115 mm, 4.5 inches

- 60° angled blade 12 mm long and 0.25 x 0.25 mm wide stainless blade
- Round titanium handle 5 mm dia

TMT 112

ШПАТЕЛЬ-СКРЕБОК ДЛЯ LASIK/PRK

LINDSTROM LASIK/PRK SPATULA

Общая длина 120 мм

- Частично заостренный кончик инструмента разработан для удаления эпителия
- Круглая ручка диаметром 5 мм




Overall length 120 mm, 5.1 inches

- Semi-sharp tip designed to remove epithelium
- Round titanium handle 5 mm dia

TMT 113

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ХРУСТАЛИКА ПО КОХУ

KOCH NUCLEUS SPATULA



Общая длина 110 мм

- Круглая ручка диаметром 5 мм




Overall length 110 mm, 4.3 inches

- Round handle 5 mm dia

TMT 114

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ХРУСТАЛИКА ПО КОХУ
ПОД УГЛОМ

KOCH NUCLEUS SPATULA
ANGLED



Общая длина 120 мм

- Круглая ручка диаметром 5 мм



Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Round handle 5 mm dia

TMT 120

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ
РОГОВИЧНОГО ЭНДОТЕЛИЯ

DSAEK

SPATULA-GUIDE FOR CORNEAL ENDOTHELIUM
IMPLANTATION



Общая длина 120 мм

- Выходной канал 3,5 x 2,55 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм




Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Output port 3,5 x 2,55 mm
- Titanium round handle 5 mm dia

TMT 121

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ТРАБЕКУЛОТОМИИ

SPATULA FOR TRABEKULOTOMY



Общая длина 120 мм

- Стальная рабочая часть: 0,7x0,1x14 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless working part : 0,7x0,1x14 mm
- Titanium round handle 5 mm dia

TMT 130

ШПАТЕЛЬ ДВУХСТОРОННИЙ
ДЛЯ СКЛЕРОПЛАСТИКИ

SPATULA FOR SCLERAPLASTIC DUBLE ENDED



Общая длина 135 мм

- размеры лопаток:
- 9,0 x 0,6 x 44
- 7,5 x 0,6 x 44


Overall length 135 mm, 4.7 inches

- 9,0 x 0,6 x 44
- 7,5 x 0,6 x 44

TMT 131

ИРИС-ШПАТЕЛЬ

IRIS-SPATULA



Общая длина 135 мм

- Стальная рабочая часть 2 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 135 mm, 5.3 inches

- Stainless working part 2 mm wide
- Titanium round handle 5 mm dia

TMT 132

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАВЕДЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАТА

SPATULA FOR TRANSPLANTAT



Общая длина 135 мм

- Стальная рабочая часть R40 на 9 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 135 mm, 5.3 inches

- Stainless working part 9 mm R40
- Titanium round handle 5 mm dia

TKR 103

СПРИДЕР

INTRASTROMAL RING

SPRIDER



Общая длина 120 мм

- Титановая рабочая часть 2,5x0,9 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 6 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Titanium working part : 2,5x0,9 mm
- Titanium round handle 6 mm dia

TKR 106 TKR 107

ШПАТЕЛЬ РОГОВИЧНОГО ТУНЕЛЯ ПРАВЫЙ
TUNELS SPATULA RIGHT

INTRASTROMAL RING

ШПАТЕЛЬ РОГОВИЧНОГО ТУНЕЛЯ ЛЕВЫЙ
TUNELS SPATULA LEFT



Общая длина 35 мм
- Стальная рабочая 5 мм диаметром
- Круглый титановый корпус 20,5 мм

Общая длина 35 мм
- Стальная рабочая 5 мм диаметром
- Круглый титановый корпус 20,5 мм

Overall length 35 mm
- Stainles working part 5 mm dia
- Titanium round corpus 20,5 mm

Overall length 35 mm
- Stainles working part 5 mm dia
- Titanium round corpus 20,5 mm

TKR 108 TKR 109

ШПАТЕЛЬ РОГОВИЧНОГО ТУНЕЛЯ ПРАВЫЙ
TUNELS SPATULA RIGHT

INTRASTROMAL RING

ШПАТЕЛЬ РОГОВИЧНОГО ТУНЕЛЯ ЛЕВЫЙ
TUNELS SPATULA LEFT



Общая длина 35 мм
- Стальная рабочая 6 мм диаметром
- Круглый титановый корпус 20,5 мм

Общая длина 35 мм
- Стальная рабочая 6 мм диаметром
- Круглый титановый корпус 20,5 мм

Overall length 35 mm
- Stainles working part 6 mm dia
- Titanium round corpus 20,5 mm


Overall length 35 mm
- Stainles working part 6 mm dia
- Titanium round corpus 20,5 mm

TKR 121 TKR 122

ШПАТЕЛИ РОГОВИЧНОГО ТУНЕЛЯ
ПО ДВАЛИ ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ

INTRASTROMAL RING

DVALI TUNELS SPATULA LEFT AND RIGHT



Общая длина 95 мм
- Стальная рабочая 5 мм диаметром
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 95 mm
- Stainles working part 5 mm dia
- Titanium round handle 5 mm dia

TKR 123 TKR 124

ШПАТЕЛИ РОГОВИЧНОГО ТУНЕЛЯ
ПО ДВАЛИ ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ

INTRASTROMAL RING

DVALI TUNELS SPATULA LEFT AND RIGHT



Общая длина 95 мм
- Стальная рабочая 6 мм диаметром
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 95 mm
- Stainles working part 6 mm dia
- Titanium round handle 5 mm dia

TKR 112

ТОЛКАТЕЛЬ СЕГМЕНТА

INTRASTROMAL RING

SEGMENT PUSHER



Общая длина 120 мм
- Стальная рабочая часть
4 x 0,5 x 2,5 с выемкой по радиусу кольца
- Круглая титановая ручка диаметром 6 мм


Overall length 120 mm
- Stainles working part 4 x 0,5 x 2,5
with radial groove
- Titanium round handle 6 mm dia

TKR 113

ТУНЕЛЬНЫЙ РАССЛАИВАТЕЛЬ

INTRASTROMAL RING

BUGALHO GUIDE



Общая длина 120 мм

- Стальная рабочая часть 5,3 x 0,6 x 0,25 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless working part 5,3 x 0,6 x 0,25 mm
- Titanium round handle 5 mm dia

TMT 302

ФЕМТО ШПАТЕЛЬ ПРАВЫЙ

INTRASTROMAL RING

TUNELS FEMTO SPATULA RIGHT



Общая длина 120 мм

- Стальная рабочая 5,8 мм диаметром
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless working part 5,8 mm dia
- Titanium round handle 5 mm dia

TMT 303

ФЕМТО ШПАТЕЛЬ ЛЕВЫЙ

INTRASTROMAL RING

TUNELS FEMTO SPATULA LEFT



Общая длина 120 мм

- Стальная рабочая 5,8 мм диаметром
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless working part 5,8 mm dia
- Titanium round handle 5 mm dia

TMT 305

ШПАТЕЛЬ С НАСЕЧКОЙ

POLISHER SPATULA



Общая длина 120 мм

- Стальная рабочая 1 мм шириной
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless working part 1,0 mm wide
- Titanium round handle 5 mm dia

TMT 306

ШПАТЕЛЬ ОРБИТАЛЬНЫЙ

ORBITAL SPATULA



Общая длина 150 мм

- Рабочая часть с пазом 4 мм шириной
- Плоская титановая ручка



Overall length 150 mm, 5.8 inches

- Working part with slit 4 mm wide
- Titanium flat handle

TMT 300

ДВОЙНОЙ ШПАТЕЛЬ ДЛЯ FEMTOLASIK

FEMTOLASIK FLAP SPATULA DOUBLE ENDED





Общая длина 120 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 5.3 inches
- Titanium round handle 5 mm dia

TMT 321

ДВОЙНОЙ ШПАТЕЛЬ ДЛЯ FEMTOLASIK

FEMTOLASIK FLAP SPATULA DOUBLE ENDED





Общая длина 120 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 5.3 inches
- Titanium round handle 5 mm dia

TMT 322

ДВОЙНОЙ ШПАТЕЛЬ ДЛЯ FEMTOLASIK

FEMTOLASIK FLAP SPATULA DOUBLE ENDED




Общая длина 120 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 5.3 inches
- Titanium round handle 5 mm dia

TMT 301

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ FEMTOLASIK

FEMTOLASIK FLAP SPATULA



Общая длина 120 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- Titanium round handle 5 mm dia

TMT 304

ФЕМТО ШПАТЕЛЬ

FEMTOSECOND SPATULA



Общая длина 115 мм
- Изогнутая, стальная рабочая часть
- Длина изогнутой части 10 мм
- Плоский кончик 1,2 мм длиной 0,25 x 0,15
- Круглая титановая ручка



Overall length 115 mm, 4.5 inches
- Curved stainless blade 10 mm long
- Tip 1.2 mm long, 0.28 x 0.15 mm wide
- Round titanium handle 5 mm dia

TMT 312

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ReLEx SMILE ДВУХСТОРОННИЙ

ReLEx SMILE

ReLEx SMILE SPATULA DOUBLE ENDED



Общая длина 120 мм

- Клювообразная рабочая часть, шпатель изогнутый по радиусу
- Круглая титановая ручка 5 мм

Overall length 120 mm



- Curved spatula
- Round titanium handle 5 mm

TMT 332

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ReLEx SMILE ДВУХСТОРОННИЙ

ReLEx SMILE

ReLEx SMILE SPATULA DOUBLE ENDED



Общая длина 120 мм

- Клювообразная рабочая часть, шпатель изогнутый по радиусу
- Круглая титановая ручка 5 мм

Overall length 120 mm



- Curved spatula
- Round titanium handle 5 mm

TMT 314

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ReLEx SMILE ДВУХСТОРОННИЙ

ReLEx SMILE

ReLEx SMILE SPATULA DOUBLE ENDED



Общая длина 120 мм

- Притупленная рабочая часть в виде ложки и шпателя изогнутого по радиусу имеет насечки 7, 7.5, 8 мм
- Круглая титановая ручка 5 мм

Overall length 120 mm



- Blunt spoon and flat spatula
- Have mark 7, 7.5, 8 mm
- Round titanium handle 5 mm

TMT 318

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ReLEx SMILE ДВУХСТОРОННИЙ

ReLEx SMILE

ReLEx SMILE SPATULA DOUBLE ENDED



Общая длина 120 мм

- Рабочая часть притупленная 9,5 мм, имеет насечки 7, 7.5, 8 мм
- Круглая титановая ручка 5 мм

Overall length 120 mm

- Blunt spoon and flat spatula
- Have mark 7, 7.5, 8 mm
- Round titanium handle 5 mm

TMT 319

ШПАТЕЛЬ ReLEx SMILE
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛЕНТИКУЛЫ

ReLEx SMILE

SMILE EPITELIAL/LENTICULE REMOVAL



Общая длина 120 мм

- Рабочие части в виде скребка крючка
- Круглая титановая ручка 5 мм


Overall length 120 mm

- Working part hook and curved spoon shape
- Round titanium handle 5 mm

TMT 315

МИКРОШПАТЕЛЬ ДЛЯ FEMTO

FEMTO MICROSPATULA



Общая длина 120 мм

- Тонкий копьевидный шпатель шириной 0,8 мм, для открытия разрезов, созданных фемтолазером
- Круглая титановая ручка 5 мм

Overall length 120 mm

- Disc shaped very thin for femto second laser (useful to separate the quadrants of the nucleus)
- Round titanium handle 5 mm

TMT 316

ФЕМТОШПАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ЯДРА ХРУСТАЛИКА

NUCLEUS SPLITTER



Общая длина 120 мм

- Тонкая рабочая часть предназначена для разделения на квадранты хрусталика после фемтосекундного лазера
- Круглая титановая ручка 5 мм


Overall length 120 mm

- Disc shaped very thin for femto second laser (useful to separate the quadrants of the nucleus)
- Round titanium handle 5 mm

TMT 309

ШПАТЕЛЬ ТРИСЕКТОР ДЛЯ DALK

TRISECTOR FOR DALK



Общая длина 120 мм

- Используется при технике "Big Bubble"
- Круглая титановая ручка 5 мм

Overall length 120 mm

- Designed to any dissection during "Big Bubble" technique
- Round titanium handle 5 mm

TMT 310

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ DALK

SPATULA FOR DALK



Общая длина 120 мм

- Шпатель 1x8 мм с бороздкой в центре
- Круглая титановая ручка 5 мм

Overall length 120 mm

- Flat 1 x 8mm tip with top center groove
- Round titanium handle 5 mm

TMT 311

ШПАТЕЛЬ ДИСЕКТОР ДЛЯ DALK

DISECTOR FOR DALK



Общая длина 120 мм

- Рабочая часть притупленная 12 мм
- Круглая титановая ручка 5 мм

Overall length 120 mm


- 12mm length blunt beveled tip
- Round titanium handle 5 mm



TMT 323

ШПАТЕЛЬ И ЛОЖЕЧКА ПО ПАТОНУ

PATON SPATULA AND SPOON



Общая длина 124 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 124 mm, 5.3 inches
- Titanium round handle 5 mm dia

TMK 600

ТРЕПАН КОНУСНЫЙ

EYE TREPANS CONIC



Общая длина 39 мм

Overall length 39 mm

TMK 600	5.00 mm	TMK 604	6.75 mm	TMK 608	7.75 mm	TMK 612	8.75 mm
TMK 601	5.50 mm	TMK 605	7.00 mm	TMK 609	8.00 mm	TMK 613	9.00 mm
TMK 602	6.00 mm	TMK 606	7.25 mm	TMK 610	8.25 mm	TMK 614	9.50 mm
TMK 603	6.50 mm	TMK 607	7.50 mm	TMK 611	8.50 mm	TMK 615	10.00 mm

TMK 700

ТРЕПАН С ТИТАНОВОЙ РУЧКОЙ

EYE TREPANS WITH TITANIUM HANDLE



Общая длина 55 мм

Overall length 55 mm

TMK 700	5.00 mm	TMK 704	6.75 mm	TMK 708	7.75 mm	TMK 712	8.75 mm
TMK 701	5.50 mm	TMK 705	7.00 mm	TMK 709	8.00 mm	TMK 713	9.00 mm
TMK 702	6.00 mm	TMK 706	7.25 mm	TMK 710	8.25 mm	TMK 714	9.50 mm
TMK 703	6.50 mm	TMK 707	7.50 mm	TMK 711	8.50 mm	TMK 715	10.00 mm

TMK 300

АСТИГМАТИЧЕСКИЙ КЕРАТОМЕТР
ПО МЕЛОНИ

MALONEY INTRA-OPERATIVE KERATOMETER



TMK 303

АДАПТЕР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ В КАПСУЛОТОМ

ADAPTER FOR FORMING AN INJECTION
NEEDLE IN A CAPSULOTOM




Общая длина 44 мм

Overall length 44 mm

TMZ 105 - TMZ 108

ВОРОНКА ДЛЯ LASEK

LASEK FUNNEL, TITANIUM



TMZ 105 - 8.5 mm
TMZ 106 - 9.5 mm

Общая длина 120 мм

- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

TMZ 107 - 8.0 mm
TMZ 108 - 9.0 mm


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Titanium round handle 5 mm dia

TMZ 110 - TMZ 111

ТРЕПАН ДЛЯ LASEK

LASEK TREPHANE



TMZ 110 - 8.0 mm
TMZ 111 - 9.0 mm

Общая длина 120 мм

- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Titanium round handle 5 mm dia

TMZ 115 - TMZ 116

ТРЕПАН И ВОРОНКА ДЛЯ LASEK

LASEK TREPHANE & FUNNEL



TMZ 115 - 8.0 & 8.5 mm
TMZ 116 - 9.0 & 9.5 mm

Общая длина 130 мм

- Глубина разреза 70 мкм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 130 mm

- Depth of the incision 70 mkm
- Titanium round handle 5 mm dia

TMM 113

МАРКЕР LASIK ПО ГУЛИНИ

GULINI LASIK MARKER



Общая длина 120 мм

- Два стальных кольца диаметром 2.5 мм и 4 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм


Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Two stainless ring 2.5 mm and 4 mm inner dia.
- Titanium round handle 5 mm dia

TMM 114

МАРКЕР ДЛЯ LASIK АССИМЕТРИЧНЫЙ 5-ТИ ЛЕПЕСТКОВЫЙ

MARKER FOR LASIK ASSIMETRIC 5 BLADE



Общая длина 120 мм

- Стальные лепестки 14 мм наружный диаметр
- Круглая титановая ручка 5 мм

Overall length 120 mm

- Stainless blade 14 mm external dia
- Round titanium handle 5 mm

TMM 101

МАРКЕР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ TORIC IOL
MARKER HORIZONTAL FOR TORIC IOL



Общая длина 90 мм

- Стальная рабочая часть-отвес
- Полукольцо 14 мм диа. (3 точки 0°;90°;180°)
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 90 mm

- Steel working part-plummet
- Half-ring 14 mm dia (3 points 0°;90°;180°)
- Titanium round handle 5 mm dia

TMM 102

МАРКЕР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ TORIC IOL
MARKER HORIZONTAL FOR TORIC IOL



Длина рукоятки 80 мм

- Стальная рабочая часть-отвес 65 мм
- Полукольцо 14 мм диа. (2 линии 0°;180°)
- Круглая титановая ручка диаметром 8 мм

Handle 80 mm

- Steel working part-plummet 65 mm
- Half-ring 14 mm dia (2 line 0°;180°)
- Titanium round handle 8 mm dia

TMM 200

МАРКЕР ДЛЯ ГРАДУСНОЙ РАЗМЕТКИ
DEGREE MARKER TORIC IOL



Общая длина 120 мм

- Титановое кольцо OD 15мм; ID 12 мм
- Двойная шкала от 0° до 180°
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Titanium ring OD 15mm; ID 12 mm
- Duble scale from 0° to 180°
- Titanium round handle 5 mm dia

TMM 300

МАРКЕР ДЛЯ TORIC IOL (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С TMM 200)
TORIC IOL MARKER (USE WITH TMM 200)



Общая длина 120 мм

- Полукольцо для отметки меридиана 12 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Half-ring for mark of meredian 12 mm
- Titanium round handle 5 mm dia

TMM 103

МАРКЕР ДЛЯ ТОРИЧЕСКИХ ЛИНЗ

TORIC IOL MARKER



Общая длина 120 мм

- Для имплантации торических линз
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7

- Used for implantation Toric IOL
- Titanium round handle 5 mm dia

TMM 104

ЦИРКУЛЬ ПО КАСТРОВЬЕХО,
ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO CALIPER,
TITANIUM



Общая длина 86 мм
- Деления до 20 мм на каждой стороне

Overall length 86 mm, 3.4 inches
- Measures up to 20 mm on either side

TMM 105

МАРКЕР ДЛЯ TORIC IOL ПО ТРУБИЛИНУ
(ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ТММ 200)

TRUBILIN MARKER FOR TORIC IOL
(USE WITH TMM 200)



Общая длина 120 мм
- Стальное кольцо диаметром 5,5 мм (размер касулорексиса)
- Два лепестка для отметки меридиана диаметром 11,5 мм.
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- Stainless ring 5,5 mm (size of capsulorhexis)
- Two blades for mark of meridian OD 11,5 mm
- Titanium round handle 5 mm dia

TKR 101

МАРКЕР ДЛЯ ГРАДУСНОЙ РАЗМЕТКИ

INTRASTROMAL RING

DEGREE MARKER (USE WITH TKR102)



Общая длина 120 мм
- Титановое кольцо OD 15мм; ID 12 мм
- Двойная шкала от 0° до 180°
- Круглая титановая ручка диаметром 6 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- Titanium ring OD 15mm; ID 12 mm
- Double scale from 0° to 180°
- Titanium round handle 6 mm dia

TKR 102 TKR 102.01

МАРКЕР ДВОЙНОЙ ДЛЯ
РОГОВЧНЫХ КОЛЕЦ 5 И 6 ММ

INTRASTROMAL RING

DUBLE MARKER FOR CORNEAL
RING 5 AND 6 MM (USE WITH TKR101)



Общая длина 120 мм
- Двойная линия
- Круглая титановая ручка диаметром 6 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- Double line
- Titanium round handle 6 mm dia

TMM 106

МАРКЕР РАДИАЛЬНЫЙ ПО ТОРНТОНУ 3;4;5 ЛЕПЕСТКОВ

THORNTON RADIAL MARKER 3;4;5 BLADES




Общая длина 120 мм
- Стальные лепестки 12 мм наружный диаметр.
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- Stainless blade 12 mm external dia
- Titanium round handle 5 mm dia

TMM 107

МАРКЕР РАДИАЛЬНЫЙ ПО
ТОРНТОНУ 4;6;8;10;12;16 ЛЕПЕСТКОВ

THORNTON RADIAL MARKER 4;6;8;10;12;16 BLADES




Общая длина 120 мм
- Стальные лепестки 14 мм наружный диаметр.
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- Stainless blade 14 mm external dia
- Titanium round handle 5 mm dia

TMM 108

МАРКЕР ОПТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПО ХОФФЕРУ

HOFFER OPTIC ZONE MARKER WITH CENTERING PIN



Общая длина 120 мм
- Стальное кольцо с наружным диаметром
от 2,00 до 9,00 с шагом 0,25
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- Stainless ring external diameter from
2,00 to 9,00 with step 0,25 mm
- Titanium round handle 5 mm dia

TMM 109

АКСИАЛЬНЫЙ МАРКЕР ПО БОРЕСУ
(ИСПОЛЬЗОВАТЬ С TMM 200)

BERES AXIS MARKER (USE WITH TMM 200)




Общая длина 110 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 110 mm, 4.7 inches
- Titanium round handle 5 mm dia

TMM 110

МАРКЕР ВНЕШНЕЙ ОПТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

OUTSIDE OPTIC ZONE MARKER




Общая длина 120 мм
- Стальное кольцо с наружным диаметром
от 2,50 до 8,50 с шагом 0,25
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- Stainless ring external diameter from
2,50 to 8,50 with step 0,25 mm
- Titanium round handle 5 mm dia

TMM 111

МАРКЕР ВНУТРЕННЕЙ ОПТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

INSIDE OPTIC ZONE MARKER



Marker 5,5 и 6 mm, for mark saize
capsulorhexis on corneal




Маркер 5,5 и 6 мм, для маркировки размера
капсулорексиса на роговице

Общая длина 120 мм
- Стальное кольцо с внутренним диаметром
от 2,50 до 8,50 с шагом 0,25
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- Stainless ring internal diameter from
2,50 to 8,50 with step 0,25 mm
- Titanium round handle 5 mm dia

TMM 112

МАРКЕР ОПТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ С ЦЕНТРАТОРОМ ПО ТОРНТОНУ



Общая длина 120 мм

- Стальное кольцо с наружным диаметром от 2,50 до 8,50 с шагом 0,25
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм



THORNTON OPTIC ZONE MARKER WITH CENTERING PIN

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless ring external diameter from 2,50 to 8,50 with step 0,25 mm
- Titanium round handle 5 mm dia

ФИКСАЦИОННОЕ КОЛЬЦО ОТКРЫТОЕ 3/4 ПО ТОРНТОНУ, ТИТАНОВОЕ



Общая длина 135 мм

- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

THORNTON 3/4 FIXATION RING, TITANIUM


Overall length 135 mm, 5.3 inches

- Titanium round handle 5 mm dia

TMZ 101

- Внутренний диаметр 16 мм
- 9 зубьев для стабилизации глазного яблока


- 16 mm internal diameter
- 9 teeth to stabilize and rotate eyeball



TMZ 102

- Внутренний диаметр 14 мм
- 9 зубьев для стабилизации глазного яблока


- 14 mm internal diameter
- 9 teeth to stabilize and rotate eyeball



TMZ 103

- Внутренний диаметр 13 мм
- 9 зубьев для стабилизации глазного яблока


- 13 mm internal diameter
- 9 teeth to stabilize and rotate eyeball



TMZ 104

- Внутренний диаметр 12 мм
- 9 зубьев для стабилизации глазного яблока

- 12 mm internal diameter
- 9 teeth to stabilize and rotate eyeball



TMM 120

МАРКЕР



Общая длина 50 мм

- Рабочая часть желтый 3,5 синий 4,0 мм
- Титановый корпус шириной 12 мм


МАРКЕР

Overall length 50 mm

- Working part yellow 3,5 blue 4,0 mm
- Titanium corpus 12 mm wide

TMP 500

КАЛИБРЫ



Общая длина 70 мм

- Рабочая части от 1,0 мм до 2,5 мм с шагом 0,1 мм
- Стальная ручка шириной 14 мм

CALIBRE

Overall length 70 mm

- Working part from 1.0 mm to 2.5 mm with step 0.1 mm
- Steel handle 14 mm wide

TMB 101

ЛЕЗВИЕДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ ПО КАСТРОВЬЕХО,
ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO BLADE HOLDER STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 120 мм
- Конусообразные кончики длиной 13 мм
- Кончики покрыты карбидом вольфрама
- Круглая ручка диаметром 6 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- 13 mm conical jaws
- TC jaws
- Round handle 6 mm dia

TMB 102

ЛЕЗВИЕДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ ПО КАСТРОВЬЕХО,
ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO BLADE HOLDER STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 95 мм
- Конусообразные кончики длиной 10 мм
- Кончики покрыты карбидом вольфрама
- Круглая ручка диаметром 6 мм

Overall length 95 mm, 3.74 inches
- 10 mm conical jaws
- TC jaws
- Round handle 6 mm dia

TMB 103

ЛЕЗВИЕДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ ПО КАСТРОВЬЕХО,
ТИТАНОВЫЙ

CASTROVIEJO BLADE HOLDER STRAIGHT,
TITANIUM



Общая длина 120 мм
- Конусообразные кончики длиной 13 мм изогнуты под углом 45 °
- Кончики покрыты карбидом вольфрама
- Круглая ручка диаметром 6 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches
- 13 mm conical jaws angled 45°
- TC jaws
- Round handle 6 mm dia

TMK 301

КЛЮЧ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИГЛЫ ALCON
KEY FOR ULTRASONIC NEEDLE ALCON



Общая длина 30 мм
Overall length 30 mm

TMK 302

КЛЮЧ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИГЛЫ
BAUSCH&LOMB
KEY FOR ULTRASONIC NEEDLE
BAUSCH&LOMB



Общая длина 30 мм
Overall length 30 mm

TMJ 101

ИНЖЕКТОР ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ИОЛ
ЧЕРЕЗ КАРТРИДЖ «БАБОЧКА»

INJECTOR FOR IMPLANTATION IOL
USE WITH "BUTTERFLY» CARTRIDGE



Общая длина 170 мм
- рабочая часть диаметром 2 мм
- поршневой механизм

Overall length 170 mm
- working part 2 mm dia
- plunger mechanism

TMJ 103

ИНЖЕКТОР ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ИОЛ ОДНОЙ РУКОЙ,
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ





INJECTOR FOR SINGLE-HAND IOL IMPLANTATION,
UNIVERSAL

Общая длина 200 мм
- поршневой механизм
- используется с "С" и "D"-картриджем

Overall length 200 mm, 6.3 inches
- plunger mechanism
- used with "C" and "D" a cartridge

TMJ 104

ИНЖЕКТОР ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ
ВНУТРИКАПСУЛЬНЫХ КОЛЕЦ




INJECTOR FOR INTRACAPSULAR
RING IMPLANTATION

Общая длина 160 мм
- рабочая часть диаметром 1,2 мм, длиной 18 мм
- поршневой механизм

Overall length 160 mm, 6.3 inches
- working part Ø 1.2 mm, 18 mm length
- plunger mechanism

TMJ 105

ИНЖЕКТОР ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ
ИРИС РЕТРАКТОРА



INJECTOR FOR IMPLANTATION
IRIS RETRACTOR

Общая длина 140 мм
- Рабочая часть 1.7 x 1.1 мм
- Поршневой механизм

Overall length 140 mm
- working part 1.7 mm, 1.1 mm
- plunger mechanism

TMJ 106

ИНЖЕКТОР ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ИОЛ

INJECTOR FOR IOL IMPLANTATION



Общая длина 160 мм
- винтовой механизм
- используется с "С" и "D"-картриджем

Overall length 160 mm, 6.3 inches
- screw mechanism
- used with "C" and "D" a cartridge

TMJ 107

ИНЖЕКТОР ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ИОЛ

INJECTOR FOR IMPLANTATION IOL



Общая длина 140 мм
- рабочая часть Y-образная 1,25 мм шириной
- используется с TECNIS
- поршневой механизм

Overall length 140 mm
- working part Y-shaped tip 1,25 mm wide
- used with TECNIS
- plunger mechanism

TMJ 110

ИНЖЕКТОР ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ИОЛ

INJECTOR FOR IOL TECNIS



Общая длина 140 мм

- Винтовой механизм для TECNIS
- Y-образная рабочая часть 1,25 мм
- Круглый корпус 10 мм

Overall length 140 mm

- Screw mechanism
- Working part Y-shaped 1,25 mm
- Round korpus 10 mm

TMJ 108

ИНЖЕКТОР ДЛЯ УСТАНОВКИ
АНТИГЛАУКОМНОГО ДРЕНАЖА

INJECTOR FOR DRAINAGE
OF ANTIGLAUCOMA



Общая длина 110 мм

- Круглый корпус 8 мм

Overall length 110 mm

- Round korpus 8 mm

TMV 191

ВЫКУСЫВАТЕЛЬ

TRABECULECTOMY RUNCH



Общая длина 140 мм

- Стальная рабочая часть 0.65 мм
- Используется с ручкой TVN 001

Overall length 140 mm

- Stainless working part 0.65 mm
- Use with handle TVN 001

TMS 701

ВЫКУСЫВАТЕЛЬ РОГОВИЧНО-СКЛЕРАЛЬНЫЙ
СО СМЕННЫМИ РАБОЧИМИ КОНЦАМИ

CORNEOSCLERAL PUNCH WITH
INTERCHANGEABLE TIPS



Общая длина 120 мм

- 4 сменные рабочие части диаметром: 0.5 мм, 0.75 мм, 1.0 мм, 1.5 мм


Overall length 120 mm

- set of tips: 0.5 mm, 0.75 mm 1.0 mm 1.5 mm

TMS 702

ВЫКУСЫВАТЕЛЬ

PUNCH



Общая длина 128 мм

- Стальная рабочая часть, 0.75 мм
- Титановый корпус


Overall length 128 mm

- Stainless working part, 0.75 mm
- Titanium handle

TMB 202

ТРАБЕКУЛОТОМ

TRABECULOTOM



Общая длина 57 мм

- Стальная рабочая часть 9,3 мм 0,6 мм диа.
- Расстояние между кончиков 3,5 мм
- Круглая титановая ручка 5 мм диа.

Overall length 57 mm, 2.2 inches

- Distance between tips 3,5 mm
- Titanium round handle 5 mm dia
- Stainless working part 9,3 mm 0,6 mm dia.

TML 101

ПЕТЛЯ ВЕБЕРА

WEBER LENS LOOP



Общая длина 120 мм

- Стальная петля шириной 6 мм и длиной 9 мм с перекрестием
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless 6 mm wide and 9 mm long loop with cross wires
- Round titanium handle 5 mm dia

TML 102

ПЕТЛЯ ДЛЯ ХРУСТАЛИКА
ПО ВИЛДЕРУ

WILDER LENS LOOP



Общая длина 120 мм

- Стальная петля шириной 4 мм и длиной 15 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 5 мм

Overall length 120 mm, 4.7 inches

- Stainless 4 mm wide and 15 mm long loop
- Round titanium handle 5 mm dia

TML 103

ПЕТЛЯ

LOOP



Общая длина 130 мм

- Стальная петля шириной 6 мм и длиной 11.5 мм
- Круглая титановая ручка

Overall length 130 mm, 5.1 inches

- Stainless 6 mm wide and 11.5 mm long loop
- Round titanium handle

TMW 101

ТЕРМОКАУТЕР ГЛАЗНОЙ

EYE THERMOCAUTER



Общая длина 130 мм

- Овальная рабочая часть длиной 5 мм
- Круглая титановая ручка диаметром 6 мм

Overall length 130 mm, 4.7 inches

- Oval working part 5 mm long
- Round titanium handle 6 mm dia

TMD 102

СКЛЕРАЛЬНЫЙ ДЕПРЕССОР ДВОЙНОЙ

SCLERAL DEPRESSOR DOUBLE



Общая длина 135 мм
- Стальные рабочие части 6 мм и 2,5 мм диаметром

Overall length 135 mm, 5.3 inches
- Stainless working part 2.5 mm dia and 6 mm long

TMD 103

СКЛЕРАЛЬНЫЙ ДЕПРЕССОР

SCLERAL DEPRESSOR



Общая длина 120 мм
- Стальная рабочая часть с шариком 2,5 мм диаметром

Overall length 120 mm, 5.3 inches
- Stainless working part with ball 2.5 mm dia

TMP 100

ЗОНД БОУМАНА ДЛЯ СЛЕЗНЫХ КАНАЛЬЦЕВ

BOWMAN LACHRYMAL PROBE

Общая длина 130 мм

Overall length 130 mm, 5.1 inches



TMP 101	рабочая часть диаметром 0,5 мм и 0,6 мм (размер 0000 и 000)	size 0000 & 000 (Ø 0.5 mm and 0.6 mm)
TMP 102	рабочая часть диаметром 0,7 мм и 0,8 мм (размер 00 и 0)	size 00 & 0 (Ø 0.7 mm and 0.8 mm)
TMP 103	рабочая часть диаметром 0,9 мм и 1,1 мм (размер 1 и 2)	size 1 & 2 (Ø 0.9 mm and 1.1 mm)
TMP 104	рабочая часть диаметром 1,3 мм и 1,4 мм (размер 3 и 4)	size 3 & 4 (Ø 1.3 mm and 1.4 mm)

TMP 200

ЗОНД КВИКЕРТА ДЛЯ ИНТУБАЦИИ СЛЕЗНЫХ КАНАЛЬЦЕВ

QUICKERT LACHRYMAL INTUBATION PROBE

Общая длина 110 мм

Overall length 110 mm, 4.3 inches



TMP 201	рабочая часть диаметром 0,7 мм (размер 00)	size 00 (Ø 0.7 mm)
TMP 202	рабочая часть диаметром 0,8 мм (размер 0)	size 0 (Ø 0.8 mm)
TMP 203	рабочая часть диаметром 0,9 мм (размер 1)	size 1 (Ø 0.9 mm)
TMP 204	рабочая часть диаметром 1,3 мм и 1,4 мм (размер 3 и 4)	size 3 & 4 (Ø 1.3 mm and 1.4 mm)

TMP 210

ЗОНД КОНИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТУБАЦИИ СЛЕЗНЫХ КАНАЛЬЦЕВ

CONICAL LACHRYMAL INTUBATION PROBE

Общая длина 80 мм

Overall length 80 mm, 4.3 inches



TMP 211	размер №1	size #1
TMP 212	размер №2	size #2
TMP 213	размер №3	size #3

TMP 300

ЗОНД ДЛЯ СЛЕЗНЫХ КАНАЛОВ

LACRYMAL PROBE



Общая длина 135 мм

- Стальные рабочие части "поросячий хвостик" правый и левый

Overall length 135 mm, 5.3 inches

- Stainless working part "pigtail" right and left

TMP 301 диаметр рабочей части 8 мм

TMP 302 диаметр рабочей части 12 мм

TMP 301 working part 8 mm

TMP 302 working part 12 mm

TMP 400

ЗОНД ДЛЯ СЛЕЗНЫХ КАНАЛОВ

LACRYMAL PROBE



Общая длина 112 мм

- Полный зонд для проведения силиконового дренажа

Overall length 112 mm

- Probe for draining silicon

TMP 700

РАСШИРИТЕЛЬ СЛЕЗНОГО СОСОЧКА ПО ВИЛДЕРУ

WILDER LACHRYMAL DILATOR



Общая длина 100 мм

TMP 701 короткий конус 19 мм

TMP 702 средний конус 23 мм

TMP 703 длинный конус 32 мм

Overall length 100 mm

TMP 701 heavy taper 19 mm

TMP 702 medium taper 23 mm

TMP 703 fine taper 32 mm

TMP 704

РАСШИРИТЕЛЬ СЛЕЗНОГО СОСОЧКА ПО МАЛДОНУ

MALDON LACHRYMAL DILATOR



Общая длина 100 мм

- Цилиндрическая рабочая часть 0,35 мм диа.

Overall length 100 mm

- Cylindrical working part 0,35 dia

TMP 705

РАСШИРИТЕЛЬ СЛЕЗНОГО СОСОЧКА
ДВУХСТОРОННИЙ

DOUBLE ENDED LACHRYMAL
DILATOR



Общая длина 110 мм

- Рабочие части: острая и среднеострая.


Overall length 110 mm

- Working parts-sharp and middle sharp

TMN 101

РУКОЯТКА ДЛЯ КАНЮЛИ, ТИТАНОВАЯ

HANDLE FOR CANNULAS (ADAPTER LUER), TITANIUM



Общая длина 100 мм
- Круглая ручка диаметром 6 мм

Overall length 100 mm, 3.9 inches
- Round handle 6 mm dia

TMN 102

РУКОЯТКА С КАНАЛОМ, ТИТАНОВАЯ

ASPIRATING HANDLE



Общая длина 105 мм
- Аспирационная трубка
- Ручка диаметром 8 мм

Overall length 105 mm, 4.1 inches
- Arivented aspirating tubing
- Handle 8 mm dia

TMA 101

АДАПТЕР С "ЛУЕРА" НА "РЕКОРД", ТИТАНОВЫЙ



ADAPTER FROM "LUER" TO "RECORD", TITANIUM

TMA 102

АДАПТЕР С "РЕКОРДА" НА "ЛУЕР", ТИТАНОВЫЙ



ADAPTER FROM "RECORD" TO "LUER", TITANIUM

TMN 111

РУКОЯТКА ДЛЯ КАНЮЛЬ BACKFLUSH
С ПАСИВНОЙ АСПИРАЦИЕЙ

TITANIUM BACKFLUSH HANDLE
PASSIVE ASPIRATION



Общая длина 120 мм

Overall length 120 mm

TMN 112

РУКОЯТКА ДЛЯ КАНЮЛЬ BACKFLUSH
С АКТИВНОЙ АСПИРАЦИЕЙ

TITANIUM BACKFLUSH HANDLE
ACTIVE ASPIRATION




Общая длина 120 мм

Overall length 120 mm

TMC 101

КАНЮЛЯ ГЛАЗНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ,
ПЕРЕДНЕКАМЕРНАЯ

ANTERIOR CHAMBER CANNULA




Общая длина 38 мм
- Деликатный изогнутый тупой кончик
- Трубка канюли 20 калибра внешним диаметром 0.8 мм
- Отверстие для аспирации диаметром 0.4 мм

Overall length 38 mm, 1.5 inches
- Gently curved blunt tip
- Tube 20 gauge, 0.8 mm external diameter
- 0.4 mm dia. aspiration port



TMC 102

КАНЮЛЯ АСПИРАЦИОННАЯ
ИЗОГНУТАЯ ПО СИМКО
SIMCOE CORTEX ASPIRATING
CANNULA CURVED




Общая длина 38 мм
- Отверстие для аспирации диаметром 0.3 мм
- Трубка канюли 23 калибра внешним диаметром 0.6 мм

Overall length 38 mm, 1.5 inches
- 0.3 mm diameter aspiration port
- Tube 23 gauge, 0.6 mm external diameter



TMC 103

КАНЮЛЯ АСПИРАЦИОННАЯ ЛЕВАЯ ПО СИМКО
SIMCOE CORTEX ASPIRATING CANNULA - LEFT




- Общая длина 38 мм**
 - Отверстие для аспирации диаметром 0.3 мм слева
 - Трубка канюли 23 калибра внешним диаметром 0.6 мм

Overall length 38 mm, 1.5 inches
 - 0.3 mm diameter aspiration port from left
 - Tube 23 gauge, 0.6 mm external diameter

TMC 104

КАНЮЛЯ АСПИРАЦИОННАЯ ПРАВАЯ ПО СИМКО
SIMCOE CORTEX ASPIRATING CANNULA - RIGHT




- Общая длина 38 мм**
 - Отверстие для аспирации диаметром 0.3 мм справа
 - Трубка канюли 23 калибра внешним диаметром 0.6 мм

Overall length 38 mm, 1.5 inches
 - 0.3 mm diameter aspiration port from right
 - Tube 23 gauge, 0.6 mm external diameter

TMC 105

КАНЮЛЯ ИРИГАЦИОННАЯ ШПАТЕЛЕОБРАЗНАЯ
ANTERIOR CHAMBER WASHOUT CANNULA




- Изогнутая под углом 30 градусов
 - Шпатель длиной 6 мм

- 30 degree angled
 - Spatulated, 6 mm from end

TMC 106

КАНЮЛЯ ИРИГАЦИОННАЯ ИЗОГНУТАЯ ПОД УГЛОМ 45°
IRRIGATION CANULA ANGLED 45°




- Общая длина 38 мм**
 - Диаметр трубки от 0.4 до 0,9 мм
 с шагом 0,1 мм

Overall length 38 mm
 - Dia. tube from 0.4 до 0,9 mm
 with step 0,1 mm

TMC 107

КАНЮЛЯ ИРИГАЦИОННАЯ ПРЯМАЯ
IRRIGATION CANULA STRIGHT




- Общая длина 45 мм**
 - Диаметр трубки от 0.4 до 1.2 мм с шагом 0,1 мм

Overall length 45 mm
 - Dia. tube from 0.4 до 1.2 mm with step 0,1 mm

TMC 108

КАНЮЛЯ ДЛЯ ГИДРОДЕСЕКЦИИ
CANNULA FOR HYDRODISSECTION




- Общая длина 38 мм**
 - Трубка канюли 27 G внешним диаметром 0.4 мм

Overall length 38 mm, 1.5 inches
 - Cannula for hydrodissection 0.4 mm 27 G

TMC 109

КАНЮЛЯ ДЛЯ ГИДРОДЕСЕКЦИИ ИЗОГНУТАЯ ПОД УГЛОМ 45°
GIDRODISSECTION CANULA ANGLED 45°



- Общая длина 38 мм**
 - Диаметр трубки от 0.4 до 0,5 мм (25G;27G)

Overall length 38 mm
 - Dia. tube from 0.4 до 0,5 mm (25G;27G)

TMC 110

КАНЮЛЯ ИРИГАЦИОННАЯ ДЛЯ LASIK ИЗОГНУТАЯ
IRRIGATION CANULA FOR LASIK CURVED



- Общая длина 38 мм**
 - 6 отверстий, 3 справа и 3 слева
 - Диаметр трубки от 0.4 до 0,5 мм (25G;27G)

Overall length 38 mm, 1.5 inches
 - 6 holes, 3 left and 3 right
 - Dia. tube from 0.4 до 0,5 mm (25G;27G)

КАНЮЛЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
В ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЕ


ANTERIOR CHAMBER MAINTAINER



TMC 111

КАНЮЛЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
В ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЕ

SUTURING CANNULA SET




Общая длина 180 мм
- Прямой тупой кончик с рабочим окончанием
длиной 6 мм
- 18 калибр, 1.2 мм
- Подшивная кромка

Overall length 180 mm, 7.08 inches
- Straight blunt tip with 6 mm long working end
- 18 gauge, 1.2 mm
- Suturing flange

TMC 112

КАНЮЛЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
В ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЕ ПО ХЕСЛИНУ

HESLIN ANTERIOR CHAMBER
MAINTAINER




Общая длина 180 мм
- Скошенный затупленный кончик,
покрытый карбидом вольфрама
с рабочим окончанием длиной 6 мм
- 23 калибр, 0.6 мм

Overall length 180 mm, 7.08 inches
- Beveled TC blunt tip with 6 mm long
working end
- 23 gauge, 0.6 mm

TMC 114

КАНЮЛЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
В ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЕ ПО ХЕСЛИНУ

HESLIN ANTERIOR CHAMBER
MAINTAINER



Общая длина 180 мм
- Скошенный отполированный затупленный кончик
с рабочим окончанием длиной 6 мм
- 23 калибр, 0.6 мм

Overall length 180 mm, 7.08 inches
- Beveled polished blunt tip with 6 mm long
working end
- 23 gauge, 0.6 mm

TMC 115

КАНЮЛЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
В ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЕ

Overall length 180 mm, 7.08 inches
- Flatten tip with 6 mm long working end
- 23 gauge, 0.6 mm




Общая длина 180 мм
- Сглаженный кончик с рабочим окончанием
длиной 6 мм
- 23 калибр, 0.6 мм

TMC 116

КАНЮЛЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
В ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЕ

ANTERIOR CHAMBER MAINTAINER



Общая длина 180 мм
- Винтообразный кончик
- 20 калибр, 0.9 мм
- Рабочее окончание длиной 6 мм

Overall length 180 mm, 7.08 inches
- Screw type tip
- 20 gauge, 0.9 mm
- 6 mm long working end

TMC 117

КАНЮЛЯ ДЛЯ СУБТЕНОНОВОЙ АНАСТЕЗИИ

CANNULA FOR SUBTENON ANESTHESIA



Общая длина 48 мм
- Диаметр трубки от 1,0 до 1,2 мм

Overall length 48 mm
- Tube dia. of 1.0 to 1.2 mm

TMC 122

КАНЮЛЯ ИРРИГАЦИОННАЯ/ АСПИРАЦИОННАЯ

IRRIGATION/ASPIRATION CANULA




Общая длина с силиконовой трубкой 160 мм
 - Стальная трубка 23 G
 - Аспирационное отверстие 0,2 мм
 - Сдвоенная трубка по 23G(0,63mm)

Overall length with silicone tube 160 mm
 - Stainless tube 23 G
 - Aspirating port 0,2 mm
 - Two tube 23G

TMC 121

КАНЮЛЯ ИРРИГАЦИОННАЯ DALK
 «BIG BUBBLE»

IRRIGATION CANULA FOR DALK
 "BIG BUBBLE"



Общая длина 38 мм
 - Стальная трубка 27 G
 - Аспирационное отверстие 0,2 мм

Overall length 38 mm
 - 27 G tube
 - 0,2 mm port

TMC 123

КАНЮЛЯ ИРРИГАЦИОННАЯ DALK
 «BIG BUBBLE»

IRRIGATION CANULA FOR DALK
 "BIG BUBBLE"




Общая длина 38 мм
 - Стальная трубка 27 G
 - Плоская рабочая часть с отверстием 0,2 мм
Overall length 38 mm
 - 27 G tube
 - Flat working part with 0,2 mm port

TMC 124

КАНЮЛЯ ИРРИГАЦИОННАЯ
 «LASIK»

IRRIGATION CANULA FOR
 "LASIK"



Общая длина 38 мм
 - Рабочая часть 5 мм 25 G

Overall length 38 mm
 - Working part 5 mm 25 G

TMC 125

КАНЮЛЯ ИРРИГАЦИОННАЯ
 «LASIK»

IRRIGATION CANULA FOR
 "LASIK"



Общая длина 38 мм
 - Шпательобразный кончик 25 G

Overall length 38 mm
 - Flatened spatulated tip 25 G

TMC 126

КАНЮЛЯ ИРРИГАЦИОННАЯ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ
 СЛЕЗНЫХ КАНАЛЬЦЕВ ПРЯМАЯ

IRRIGATION CANULA
 FOR LACHRYMAL STRIGHT



Общая длина 53 мм
 - Диаметр трубки 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 и 1 мм

Overall length 53 mm
 - Dia tube 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 and 1 mm

TMC 127

КАНЮЛЯ ИРРИГАЦИОННАЯ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ
 СЛЕЗНЫХ КАНАЛЬЦЕВ ИЗОГНУТАЯ

IRRIGATION CANULA
 FOR LACHRYMAL CURVED




Общая длина 53 мм
 - Диаметр трубки 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 и 1 мм

Overall length 53 mm
 - Dia tube 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 and 1 mm

АСПИРАЦИОННАЯ КАНЮЛЯ
ДЛЯ БИМАНУАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

22 G

ASPIRATION HANDPIECE
FOR BIMANUAL TECHNIQUE



Общая длина 105 мм

- Сверху кончика один порт диаметром 0.3 мм
- Трубка диаметром 0.7 мм
- Круглая титановая ручка

Overall length 105 mm, 4.1 inches


- One ports on top 0.3 mm
- Tube 0.7 mm
- Round titanium handle

TMN 104

ИРИГАЦИОННАЯ КАНЮЛЯ
ДЛЯ БИМАНУАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

22 G

IRRIGATION HANDPIECE
FOR BIMANUAL TECHNIQUE



Общая длина 105 мм

- Два отверстия по бокам диаметром 0.4 мм
- Трубка диаметром 0.7 мм
- Круглая титановая ручка

Overall length 105 mm, 4.1 inches

- Two ports on the sides 0.4 mm
- Tube 0.7 mm
- Round titanium handle

TMN 105

РУЧКА АСПИРАЦИОННЫЙ
ДЛЯ БИМАНУАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ASPIRATION HANDLE
FOR BIMANUAL TECHNIQUE



Общая длина 75 мм

- Адаптер "ЛУЕР"

Overall length 75 mm, 2.9 inches

- Adapter "LUER"

TMN 106

РУЧКА ИРИГАЦИОННАЯ
ДЛЯ БИМАНУАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

IRRIGATION HANDLE
FOR BIMANUAL TECHNIQUE



Общая длина 75 мм

- Адаптер "ЛУЕР"

Overall length 75 mm, 2.9 inches

- Adapter "LUER"

TMN 107



АСПИРАЦИОННАЯ КАНЮЛЯ
ДЛЯ БИМАНУАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

TMN 108

ИРИГАЦИОННАЯ КАНЮЛЯ
ДЛЯ БИМАНУАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ASPIRATION CANNULA
FOR BIMANUAL TECHNIQUE

IRRIGATION CANNULA
FOR BIMANUAL TECHNIQUE



Общая длина 35 мм

- Сверху кончика один порт диаметром 0.4 мм

Общая длина 35 мм


- Два отверстия по бокам диаметром 0.4 мм

TMN 113

АСПИРАЦИОННАЯ КАНЮЛЯ
ДЛЯ БИМАНУАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

23 G

ASPIRATION HANDPIECE
FOR BIMANUAL TECHNIQUE



Общая длина 105 мм

- Сверху кончика один порт диаметром 0.3 мм
- Трубка диаметром 0.62 мм
- Круглая титановая ручка

Overall length 105 mm, 4.1 inches


- One ports on top 0.3 mm
- Tube 0.62 mm
- Round titanium handle

TMN 114

ИРИГАЦИОННАЯ КАНЮЛЯ
ДЛЯ БИМАНУАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

23 G

IRRIGATION HANDPIECE
FOR BIMANUAL TECHNIQUE



Общая длина 105 мм

- Два отверстия по бокам диаметром 0.4мм
- Трубка диаметром 0.62 мм
- Круглая титановая ручка

Overall length 105 mm, 4.1 inches

- Two ports on the sides 0.4 mm
- Tube 0.62 mm
- Round titanium handle

TMN 200

СИСТЕМА АСПИРАЦИОННО-ИРИГАЦИОННАЯ
КОАКСИАЛЬНАЯ, (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С СИЛИКОНОВЫМ СЛИВОМ)

ASPIRATION-IRRIGATION SYSTEM COOXIAL
(USE WITH SILICON SLEEVES)



Общая длина 135 мм

Overall length 135 mm

TMN 201

КАНЮЛЯ АСПИРАЦИОННАЯ ДЛЯ АИС ПРЯМАЯ
ASPIRATION CANULA FOR AIS STRAIGHT



Общая длина 25 мм

- Наружный диаметр 0,7 мм
- Отверстие 0,25 мм диа.

Overall length 25 mm

- External diametr 0,7 mm
- One hole 0,25 mm



TMN 202

КАНЮЛЯ АСПИРАЦИОННАЯ ДЛЯ АИС ИЗОГНУТАЯ
ASPIRATION CANULA FOR AIS CURVED



Общая длина 24 мм

- Наружный диаметр 0,7 мм
- Отверстие 0,25 мм диа.

Overall length 24 mm

- External diametr 0,7 mm
- One hole 0,25 mm

TMN 203

КАНЮЛЯ АСПИРАЦИОННАЯ ДЛЯ АИС ПРЯМАЯ
С ШАРИКОМ 0,8 ММ
ASPIRATION CANULA FOR AIS STRAIGHT
WITH BALL 0,8 MM DIA



Общая длина 25 мм

- Наружный диаметр 0,7 мм
- Отверстие 0,25 мм диа.

Overall length 25 mm

- External diametr 0,7 mm
- One hole 0,25 mm



TMN 204

КАНЮЛЯ АСПИРАЦИОННАЯ ДЛЯ АИС ИЗОГНУТАЯ
С ШАРИКОМ 0,8 ММ
ASPIRATION CANULA FOR AIS CURVED
WITH BALL 0,8 MM DIA



Общая длина 24 мм

- Наружный диаметр 0,7 мм
- Отверстие 0,25 мм диа.

Overall length 24 mm

- External diametr 0,7 mm
- One hole 0,25 mm

TMC 175

КАНЮЛЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ СИЛИКОНОВОГО МАСЛА
С ТРУБКОЙ 23 G
CANNULA FOR SILICONE OIL WITH TUBE TIP 23 G



Общая длина 220 мм
- Используют с троакаром

Overall length 220 mm
- Use with trocar

TMC 176

КАНЮЛЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ СИЛИКОНОВОГО МАСЛА
С ТРУБКОЙ 25 G
CANNULA FOR SILICONE OIL WITH TUBE TIP 25 G



Общая длина 220 мм
- Используют с троакаром

Overall length 220 mm
- Use with trocar

TMC 177

КАНЮЛЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ СИЛИКОНОВОГО МАСЛА 23 G
CANNULA FOR SILICONE OIL TIP 23 G



Общая длина 21 мм
- Используют с троакаром

Overall length 21 mm
- Use with trocar

TMC 178

КАНЮЛЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ СИЛИКОНОВОГО МАСЛА 25 G
CANNULA FOR SILICONE OIL TIP 25 G



Общая длина 21 мм
- Используют с троакаром

Overall length 21 mm
- Use with trocar

TMC 179

КАНЮЛЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СИЛИКОНОВОГО МАСЛА
CANNULA FOR OUT SILICONE OIL



Общая длина 18 мм
- Используют с троакаром

Overall length 18 mm
- Use with trocar

TMC 180

КАНЮЛЯ РЕТИНАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ 23G
RETINAL CANULA STRAIGHT 23 G



Общая длина 48 мм
- Используют с троакаром

Overall length 48 mm
- Use with trocar

TMC 181

КАНЮЛЯ РЕТИНАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ 25G
RETINAL CANULA STRAIGHT 25 G




Общая длина 48 мм
- Используют с троакаром

Overall length 48 mm
- Use with trocar

TMC 182

КАНЮЛЯ РЕТИНАЛЬНАЯ, КОНЧИК СИЛИКОНОВЫЙ D=0.7MM
RETINAL CANULA STRAIGHT WITH SILICONE TUBE



Общая длина 48 мм
- Используют с троакаром

Overall length 48 mm
- Use with trocar

Пинцеты



TMV 351 - 23 G
TMV 501 - 25 G

Пинцет прямой
Straight forceps



TMV 352 - 23 G
TMV 502 - 25 G

Пинцет зубчатый
Serrated forceps



TMV 353 - 23 G
TMV 503 - 25 G

Пинцет PICK
Forceps PICK

Forceps



TMV 354 - 23 G
TMV 504 - 25 G

Пинцет для ВПМ
Forceps ILM



TMV 355 - 23 G
TMV 505 - 25 G

Пинцет асимметричный
Asymmetrical forceps



TMV 356 - 23 G
TMV 506 - 25 G

Пинцет концазахватывающий
Grasping forceps

Ножницы



TMV 341 - 23 G
TMV 401 - 25 G

Ножницы вертикальные
Vertical scissors



TMV 301

Scissors



TMV 342 - 23 G
TMV 402 - 25 G

Ножницы изогнутые
Curved scissors



Пинцет для порта
Forceps for port



TMV 311 - 23 G
TMV 321 - 25 G

Адаптер - порт
Adapter - port



TMV 312 - 23 G
TMV 322 - 25 G

Заглушка для порта
Adapter plug



TVN 002
Ручка для микроинструментов
одноклавишная
Model - One finger control



TVN 001
Ручка для микроинструментов
двухклавишная
Model - Two finger control



TVC 101
Адаптер для промывания
под шприц соединение "луер"
Flushing adapter for syringe



TMV 313 - 23G
TMV 323 - 25G
Пика - проводник
Adapter - port inserting



TMV 302
Фиксатор для установки порта
Fixator of port




Мембранный инструмент

Membrane instruments




Ручка для микрошпателя
Синий цвет - 23G
Handle for mikrospatula
Blue color - 23G



TMT 201 - 23 G
TMT 202 - 25 G

Шпатель-мембранный
Membrane spatula



TMT 203 - 23 G
TMT 204 - 25 G

Шпатель-мембранный
Membrane spatula

Ручка для микрошпателя
Желтый цвет - 25G
Handle for mikrospatula
Yellow color - 25G

